



PRYSM iO™

USER'S MANUAL AND  
DECLARATION OF CONFORMITY

# TABLE OF CONTENTS

|           |                                                         |     |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>EN</b> | USER'S MANUAL AND DECLARATION OF CONFORMITY             | 3   |
| <b>CS</b> | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ               | 18  |
| <b>DA</b> | BRUGERMANUAL OG OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING              | 33  |
| <b>DE</b> | GEBRAUCHSANLEITUNG UND KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG            | 48  |
| <b>ES</b> | MANUAL DEL/DE LA USUARIO/A Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD | 63  |
| <b>FI</b> | KÄYTTÖOHJEET JA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS            | 78  |
| <b>FR</b> | MANUEL D'UTILISATION ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ       | 93  |
| <b>HU</b> | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT        | 108 |
| <b>IT</b> | MANUALE UTENTE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ            | 124 |
| <b>NL</b> | GEbruikersHANDLEIDING EN CONFORMITEITSVERKLARING        | 139 |
| <b>NO</b> | BRUKERVEILEDNING OG SAMSVARSEKTLÆRING                   | 154 |
| <b>PL</b> | PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I DEKLARACJA ZGODNOŚCI           | 169 |
| <b>PT</b> | MANUAL DO UTILIZADOR E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE       | 184 |
| <b>RO</b> | MANUAL DE UTILIZARE ŞI DECLARAŢIE DE CONFORMITATE       | 200 |
| <b>SK</b> | NÁVOD NA POUŽITIE A VYHLÁSENIE O ZHODE                  | 215 |
| <b>SV</b> | ANVÄNDARMANUAL OCH DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE      | 230 |



PRYSM iO™

USER'S MANUAL AND DECLARATION  
OF CONFORMITY

# Truly Intelligent Wellness

## TABLE OF CONTENTS

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| PRODUCT OVERVIEW                                    | 5  |
| BOX CONTENTS                                        | 5  |
| GETTING TO KNOW PRYSM IO™                           | 6  |
| START YOUR PRYSM IO™ JOURNEY                        | 6  |
| BEFORE YOU SCAN                                     | 7  |
| HOW TO SCAN                                         | 7  |
| PRO TIPS                                            | 8  |
| YOUR PRYSM SCORE                                    | 9  |
| SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS                    | 9  |
| PRECAUTIONS                                         | 11 |
| MAINTENANCE                                         | 12 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS AND REGULATORY INFORMATION | 15 |
| DEFINITION OF SYMBOLS                               | 16 |
| DECLARATIONS OF CONFORMITY                          | 17 |



## PRODUCT OVERVIEW

Welcome to Prysm iO™— your personal gateway to intelligent science-backed wellness. Prysm iO™ scores the carotenoid levels in your skin.


Prysm iO™ empowers you to move beyond guesswork by delivering a personalized skin carotenoid score (Prysm Score) that helps give you clearer insight into your daily wellness habits, turning your efforts into insight. This manual will guide you through everything you need to know to get the most out of your Prysm iO™—so you can stay connected to your wellness journey.

## BOX CONTENTS

1. Prysm iO™ Device
2. Prysm iO™ Stand
3. Travel Case
4. Calibration Disc
5. Microfiber Cleaning Cloth
6. USB-C Charging Cable
7. Quick Start Guide



# GETTING TO KNOW PRYSM IO™



## START YOUR PRYSM IO™ JOURNEY

### DOWNLOAD THE NU SKIN® Prysm iO™ APP

Before using your device, download the Nu Skin® Prysm iO™ app and follow the in-app instructions to set up and calibrate your device. This powerful pairing unlocks the entire Prysm iO™ experience. You can set up your device with ease, and unlock insights for smarter, more personalized wellness.



## BEFORE YOU SCAN

Before you use your Prysm iO™, you must connect and set up your device.

### Step 1.

Download the Nu Skin® Prysm iO™ app.

### Step 2.

Power on your device, the indicator lights will flash white indicating you need to follow the in-app instructions to connect and set up your device.

### Step 3.

Follow the in-app instructions to calibrate your device using the provided calibration disc.

## HOW TO SCAN

Before use, ensure the Prysm iO™ device is charged. For charging instructions see page X.

### Step 1.

Turn on the device by pressing the power button. A red light in the center of the device will flash, indicating that the device is ready to scan.

### Step 2.

Place your index finger pad on the device to cover the entire lens. The scan will start automatically.

**Note:** Be sure to not remove your finger from the lens during the scan.



### Step 3.

The indicator lights will circle during the scan.

When it's done, a single flashing light will blink to indicate your score.

### Step 4.


The indicator lights will display your color score for a few seconds before turning off. The device is now ready to perform another scan.

**Note:** If a new scan is not initiated within 1 minute, the device will automatically turn off.

## PRO TIPS

### Pro Tip 1:

Try to cover the lens of the device with the center part of your finger pad.



### Pro Tip 2:

To avoid moving during the scan, rest your arm on a flat surface.

## YOUR PRYSM SCORE

Prysm Score reflects the carotenoid levels in your skin. The device provides a color-based score, and when it's connected to the Nu Skin® Prysm iO™ app, displays your corresponding numerical value.



## SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- The device is for use by adults above 18 years old. It is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children. Use this device only as instructed in approved Nu Skin® training materials.
- Avoid looking directly into the device lens when it is performing a scan.
- Do not attempt to replace the battery or open the device.
- Never operate the device if it appears to have been damaged.
- Keep out of reach of pets.

- This device is intended for indoor use only; do not operate or expose it to outdoor conditions.
- The device should be charged indoors and in well ventilated, dry locations.
- Do not leave the device charging for more than an hour after the battery is fully charged. The battery includes systems to avoid overheating but overcharging may reduce battery life over time.
- Do not crush, drop, or damage the device.
- Do not allow the device to come into contact with water or other liquids.
- Prysm iO™ contains a rechargeable lithium-ion battery that is not replaceable. To prevent the possibility of injury, do not expose device to heat. Do not store near a heat source such as a radiator, fire, or heating vent. Do not leave in a hot vehicle, or store in excessively hot locations. Do not leave this device in a cold or freezing environment. Check with your carrier before shipping or flying with this device.
- Use the device only to scan your fingertip. Do not attempt to scan other body parts or objects.

**WARNING:** The Prysm iO™ device is charged using a type-C USB cable with certified USB-enabled adapter. Only use a good-quality type-C USB cable with the following ratings: 5V 1A.

Ideal device storage and charging is to occur at room temperature, between 20 °C and 25 °C (68 °F to 77 °F).



## PRECAUTIONS

- Keep the device and charger cable out of reach of children.
- Periodically inspect for damage, never operate the device if it appears to be damaged or broken to avoid injuries.
- Use only as directed on healthy skin. Do not use if you have open sores, wounds, or rashes, are prone to pityriasis rosea, or if you have problematic or overly sensitive skin on your fingers.
- Do not use while driving, operating machinery, or engaging in any activity where a scan can put you at risk of injury.
- Do not use harsh chemicals or abrasives on your device.
- Do not operate while bathing or showering. Do not submerge your device in water.
- Do not place or store your device where it may fall or be pulled into water.
- Do not modify the device in any way.

Prysm iO™ uses radio signals to connect to wireless networks and Prysm iO™ contains magnets that emit electromagnetic fields. Such emissions may negatively affect the operation of other electronic equipment or interfere with medical devices. Contact your physician and medical device manufacturer for information about whether you need to maintain a safe distance of separation between your medical device and Prysm iO™ or the magnetic stand.

### Best Practices for Accurate Scans

- Prysm iO™ should be on a flat, level surface when scanning.
- Make sure your finger is clean and dry before scanning.



- Place the center of the pad of the finger as close to the center of the scanning lens as possible.
- Make sure your finger fully covers the lens to block any external light during the scan.
- Avoid moving during the scan.

## MAINTENANCE

To keep your Prysm iO™ device working properly, follow these important instructions.

### Cleaning the Device

Use the microfiber cloth provided to clean your device after each scan. The glass window should always be kept free from any particles, residue, or smudges.

If additional cleaning is needed, wipe with 70% isopropyl alcohol on a soft piece of cloth or lens grade paper. Do not submerge the device in liquid or put under running water. Avoid harsh or abrasive cleaning products that could damage the device.



## Storage

Store your device in the included travel case or a safe location to keep it protected and in optimal condition. Improper storage may damage the scanning lens.

## Temperature

Only operate and charge the device in a cool, dry place between 20 °C to 25 °C (68 °F to 77 °F). Only store the device in environments between 10 °C to 27 °C (50 °F to 80 °F).

## Charging

When the device battery is low, the first red indicator light will flash three times. Before charging, make sure the device and charger are completely dry. Do not charge anywhere the device can come into contact with a liquid.



Plug the provided cable into an adapter and then into a wall outlet. Then plug the other end of the cable into the device USB-C port.



**Caution:** To preserve battery life, do not leave your device plugged in after it's fully charged. Continuous charging may degrade the battery over time. Only use the provided Prysm iO™ charging cable and a certified (IEC/EN 62368-1) USB-C enabled adapter.

## Troubleshooting

For Prysm iO™ troubleshooting, visit:  
[getprysmio.com/support](https://getprysmio.com/support)

## Servicing

Do not attempt to repair your device yourself. This will void any warranty. There are no user-serviceable parts inside. Please see warranty section for service.

## Device and Battery Disposal



You must dispose of the Prysm iO™ device properly according to local laws and regulations. The device contains electronic components and a lithium-ion battery, which requires separate disposal from household waste. When the device reaches the end of its life, contact your local waste management department to learn about proper disposal and recycling options for electronics with lithium batteries for your area.

## REPLACEMENT AND WARRANTY INFORMATION

Nu Skin® guarantees your device to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the original date of delivery to you. This warranty does not cover damage to the product as a result of misuse or accident. If the product becomes defective within the two-year warranty period, please call your local Nu Skin® Support to arrange for a repair or replacement. You may be required to present a formal sales receipt showing the delivery date. Nu Skin® reserves the right to inspect the device. This warranty does not affect your statutory rights in law specific to the country of purchase, such rights remain protected. This warranty is valid in Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, and the United Kingdom.



For information about how Nu Skin® collects, uses and shares personal data, please visit:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>

and for information about how Nu Skin® collects and uses consumer health data, please visit: <https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

The App Store and Apple logo are trademarks of Apple, Inc. registered in the US and other markets. Google Play is a trademark of Google LLC.

**Important Notice:** Prysm iO™ is not a medical device and should not be used as a substitute for professional medical guidance. It is not intended to diagnose, cure, mitigate, treat, or prevent any disease or medical condition, or to affect the structure and function of any part of the body. Always consult your healthcare provider before making decisions related to your health or wellness. If you believe that Prysm iO™ or the stand may be interfering with a medical device, discontinue use immediately and contact your healthcare professional.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND REGULATORY INFORMATION

| Radio Type | Description | Transmitter Frequency (MHz) | Maximum Radiated Power EIRP |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bluetooth  | Low Energy  | 2402 – 2480                 | 1.72dBm                     |

Prysm iO™ Device Model: PD1R

Input: 5V  1A, 5W

Battery: Lithium-ion battery 3.7V 360mAh

 Ingress Protection (IP) Rating: IP54

Protected against limited dust ingress and water splashes from any direction.



Relative humidity: 10~95% RH

Intended for indoor use only. Maximum operating altitude:  
2000 meters.

## DEFINITION OF SYMBOLS

|                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Dispose of Batteries Properly for Your Area |
|  | Direct Current                              |
|  | Class III Protection Against Electric Shock |
|  | Keep Dry                                    |
|  | Read Manual Before Use                      |

# DECLARATIONS OF CONFORMITY



## EU Declaration of Conformity (DoC)



NIU, NPF Products Europe BV, having its principal place of business at 54 Vincennes 9, 1990 Zaventem, Belgium, declares under our sole responsibility that the product

Pyren ID

Model PCUR

SV - 1A, SW, IP64

Li-Ion Battery powered device  
3.7V, 500 mAh

to which this declaration relates is in conformity with the relevant Union Harmonization legislations: Radio Equipment Directive (2014/53/EU), RoHS Directive (2011/65/EU) and its amendment (EU 2015/863).

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

### Health and Safety (Article 3.1(a) of the Radio Equipment Directive)

- EN 60479-1:2010
- EN 60950-1:2017
- EN 61010-1:2018
- EN 61010-1:2018/A1:2019 AC:2019-04
- EN 61010-1:2018/A1:2019

### Electromagnetic compatibility (Article 3.1(b) of the Radio Equipment Directive)

- EN IEC 61326-1:2021
- EN IEC 61326-2-2:2019+A1:2021
- EN 61850-5-2:2013/A2:2020
- ETSI EN 301 488-1 V3.2.1 (2019-11)
- ETSI EN 301 488-17 V3.2.1 (2020-08)

NO PRODUCT IS COVERED BY THE CERTIFICATES FOR THE CE MARKING. THE CERTIFICATE IS PROVIDED TO THE USER AS A DECLARATION OF CONFORMITY. IT IS PROVIDED TO THE USER FOR THE USER'S INFORMATION AND IS NOT A DOCUMENT FOR THE USER'S INFORMATION.

NO PRODUCT IS COVERED BY THE CERTIFICATES FOR THE CE MARKING. THE CERTIFICATE IS PROVIDED TO THE USER AS A DECLARATION OF CONFORMITY. IT IS PROVIDED TO THE USER FOR THE USER'S INFORMATION AND IS NOT A DOCUMENT FOR THE USER'S INFORMATION.



### Radio Frequency Spectrum Usage (Article 3.3 of the Radio Equipment Directive)

- ETR 1 EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

### RoHS Directive (2011/65/EU) and its amendment Directive (EU) 2015/863

- EN IEC 61326-1:2021
- EN IEC 61326-2-2:2019
- EN IEC 61326-2-2:2019
- EN IEC 61326-2-2:2019
- EN IEC 61326-2-2:2019
- EN IEC 61326-2-2:2019
- EN IEC 61326-2-2:2019
- EN IEC 61326-2-2:2019

The Technical documentation is kept at:

NIU Products Europe BV, De Vincennes 9, 1990 Zaventem, Belgium

The authorized representative located within the Community is: Michael Sint, President Europe & Africa

Date of issue: 11 September 2025

Place of issue: Zaventem, Belgium

Michael Sint  
President Europe & Africa

NO PRODUCT IS COVERED BY THE CERTIFICATES FOR THE CE MARKING. THE CERTIFICATE IS PROVIDED TO THE USER AS A DECLARATION OF CONFORMITY. IT IS PROVIDED TO THE USER FOR THE USER'S INFORMATION AND IS NOT A DOCUMENT FOR THE USER'S INFORMATION.

NO PRODUCT IS COVERED BY THE CERTIFICATES FOR THE CE MARKING. THE CERTIFICATE IS PROVIDED TO THE USER AS A DECLARATION OF CONFORMITY. IT IS PROVIDED TO THE USER FOR THE USER'S INFORMATION AND IS NOT A DOCUMENT FOR THE USER'S INFORMATION.





PRYSM iO™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A  
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

# Skutečně inteligentní wellness

## TABLE OF CONTENTS

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| POPIS PRODUKTU                                 | 20 |
| OBSAH KRABICE                                  | 20 |
| PŘEDSTAVENÍ PRYSM IO™                          | 21 |
| ZAČNĚTE SVOU CESTU S PRYSM IO™                 | 21 |
| PŘED SKENOVÁNÍM                                | 22 |
| JAK SKENOVAT                                   | 22 |
| TIPY OD PROFESIONÁLŮ                           | 23 |
| VAŠE SKÓRE PRYSM                               | 24 |
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ                 | 24 |
| BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ                          | 26 |
| ÚDRŽBA                                         | 27 |
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE A LEGISLATIVNÍ INFORMACE | 30 |
| DEFINICE SYMBOLŮ                               | 31 |
| PROHLÁŠENÍ O SHODĚ                             | 32 |



## POPIS PRODUKTU

Vítejte na stránkách Prysm iO™ – vaší osobní bráně k inteligentnímu, vědecky podloženému wellness. Prysm iO™ vyhodnocuje hladinu karotenoidů v pokožce.

Prysm iO™ vám umožní zabránit dohadům: poskytuje personalizované skóre karotenoidů v pokožce (Prysm Score), které vám pomůže získat jasnější přehled o vašich každodenních wellness návycích a promění vaše úsilí ve skutečné pochopení. Tato příručka vás seznámí se vším, co potřebujete vědět, abyste mohli zařízení Prysm iO™ využívat co nejlépe – abyste mohli zůstat na správné cestě za zdravím.

## OBSAH KRABICE

1. Zařízení Prysm iO™
2. Stojan Prysm iO™
3. Cestovní pouzdro
4. Kalibrační disk
5. Čistící utěrka z mikrovlákn
6. Nabíjecí kabel USB-C
7. Stručná příručka



# PŘEDSTAVENÍ PRYSM IO™



Tlačítko  
Start

Nabíjecí port  
USB-C



Skenovací  
objektiv

Kontrolky

Držák pro  
tablet/telefon



Magnetický  
dok



Kalibrační  
disk

## ZAČNĚTE SVOU CESTU S PRYSM IO™

### STÁHNĚTE SI APLIKACI NU SKIN® Prysm iO™

Před použitím zařízení si stáhněte aplikaci Nu Skin® Prysm iO™ a podle pokynů v aplikaci zařízení nastavte a zkalibrujte. Toto výkonné spojení odemyká komplexní zážitek z Prysm iO™. Zařízení si můžete snadno nastavit a získat tak informace pro chytřejší a personalizovanější wellness.



# PŘED SKENOVÁNÍM

Před použitím zařízení Prysm iO™ je nutné zařízení připojit a nastavit.

## 1. krok

Stáhněte si aplikaci Nu Skin® Prysm iO™.

## 2. krok

Zapněte zařízení, kontrolky budou blikat bíle, což znamená, že je nutné postupovat podle pokynů v aplikaci pro připojení a nastavení zařízení.

## 3. krok

Při kalibraci zařízení pomocí dodaného kalibračního disku postupujte podle pokynů v aplikaci.

# JAK SKENOVAT

Před použitím se ujistěte, že je zařízení Prysm iO™ nabité. Pokyny k nabíjení naleznete na straně X.

## 1. krok

Stisknutím tlačítka Start zařízení uvedete do chodu. Červená kontrolka uprostřed zařízení začne blikat, což znamená, že je zařízení připraveno ke skenování.

## 2. krok

Položte na zařízení břicho ukazováčku tak, abyste zakryli celou čočku. Skenování se spustí automaticky.

**Poznámka:** Dbejte na to, abyste během skenování nesundávali prst z čočky.

### 3. krok

Kontrolky budou během skenování kroužit. Po dokončení bliká jedna kontrolka, která ukazuje vaše skóre.

### 4. krok


Kontrolky budou několik sekund zobrazovat vaše barevné skóre a poté zhasnou. Zařízení je nyní připraveno k dalšímu skenování.

**Poznámka:** Pokud není do 1 minuty zahájeno nové skenování, zařízení se automaticky vypne.

## TIPY OD PROFESIONÁLŮ

#### Tip 1:

Snažte se zakrýt čočku zařízení prostředkem bříska prstu.



#### Tip 2:

Abyste se během skenování nehýbali, opřete si ruku o rovný povrch.

## VAŠE SKÓRE PRYSM

Skóre Prysm odráží hladinu karotenoidů v pokožce. Zařízení poskytuje barevné skóre a po připojení k aplikaci Nu Skin® Prysm iO™ zobrazuje odpovídající číselnou hodnotu.



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Zařízení je určeno pro dospělé osoby starší 18 let. Není určeno pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled nebo je nepoučí o používání zařízení. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti. Tento přístroj používejte pouze podle pokynů uvedených ve schválených školicích materiálech společnosti Nu Skin®.
- Při skenování se nedívejte přímo do čočky zařízení.
- Nepokoušejte se vyměnit baterii ani zařízení otevírat.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud se zdá být poškozené.
- Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat.
- Tento přístroj je určen pouze pro použití v interiéru; neprovozujte jej venku ani jej nevystavujte venkovním podmínkám.

- Zařízení by se mělo nabíjet v interiéru a na dobře větraných a suchých místech.
- Po úplném nabití baterie nenechávejte zařízení nabíjet déle než hodinu. Baterie obsahuje systémy, které zabráňují přehřátí, ale nadměrné nabíjení může časem zkrátit životnost baterie.
- Zařízení nemačkejte, nepoškozujte a snažte se zamezit jeho pádu.
- Nedovolte, aby zařízení přišlo do styku s vodou nebo jinými kapalinami.
- Prysm iO™ obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii, která není vyměnitelná. Abyste předešli možnosti poranění, nevystavujte zařízení teplu. Neskladujte ho v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, oheň nebo topomet. Nenechávejte jej v horkém vozidle ani jej neskladujte na příliš horkých místech. Nenechávejte tento přístroj v chladném nebo mrazivém prostředí. Před pozemní či leteckou přepravou tohoto zařízení si s dopravcem ověřte přepravní podmínky.
- Zařízení používejte pouze ke skenování konečků prstů. Nepokoušejte se skenovat jiné části těla nebo předměty.

**UPOZORNĚNÍ:** Zařízení Prysm iO™ se nabíjí pomocí kabelu typu USB-C s certifikovaným adaptérem USB. Používejte pouze kvalitní kabel USB typu C s následujícími parametry: 5 V 1 A.

Ideální skladování a nabíjení zařízení probíhá při pokojové teplotě mezi 20 °C a 25 °C (68 °F až 77 °F).



## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Udržujte zařízení a nabíjecí kabel mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte, zda zařízení není poškozené; pokud máte podezření, že je poškozené nebo rozbité, nepoužívejte ho, abyste předešli zranění.
- Používejte pouze podle pokynů na zdravou pokožku. Nepoužívejte, pokud máte otevřené rány, vředy nebo vyrážky, jste náchylní ke kožnímu onemocnění pityriasis rosea nebo máte problematickou či příliš citlivou pokožku na prstech.
- Nepoužívejte jej při řízení, obsluze strojů ani při jakékoli činnosti, při níž by vás skenování mohlo ohrozit.
- Nepoužívejte na zařízení agresivní chemikálie nebo drsné materiály.
- Nepoužívejte jej při koupání nebo sprchování. Neponořujte zařízení do vody.
- Neumisťujte ani neskladujte zařízení na místech, kde by mohlo spadnout nebo být vtaženo do vody.
- Zařízení nijak neupravujte.

Prysm iO™ využívá rádiové signály pro připojení k bezdrátovým sítím a stojan Prysm iO™ obsahuje magnety, které vyzařují elektromagnetické pole. Tyto emise mohou negativně ovlivnit provoz jiných elektronických zařízení nebo rušit zdravotnické přístroje. Informace o tom, zda je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi zdravotnickým prostředkem a zařízením Prysm iO™ nebo magnetickým stojanem, získáte od svého lékaře a výrobce zdravotnického prostředku.



## Osvědčené postupy pro přesné skenování

- Prysm iO™ by měl při skenování stát na rovném povrchu.
- Před skenováním se ujistěte, že je váš prst čistý a suchý.
- Umístěte střed polštářku prstu co nejbližší ke středu snímací čočky.
- Ujistěte se, že prst zcela zakrývá čočku, abyste během skenování blokovali vnější světlo.
- Během skenování se nehýbejte.

## ÚDRŽBA

Aby zařízení Prysm iO™ správně fungovalo, dodržujte tyto důležité pokyny.

### Čištění zařízení

Po každém skenování vyčistěte zařízení přiloženou utěrkou z mikrovlákn. Skleněné okénko by mělo být vždy zbaveno jakýchkoli částic, zbytků nebo šmouh.

Pokud je nutné další čištění, otřete zařízení 70% izopropylalkoholem na měkkém hadříku nebo papíru na čočky. Neponořujte přístroj do kapaliny ani jej nedávejte pod tekoucí vodu. Vyhněte se drsným nebo abrazivním čisticím prostředkům, které by mohly zařízení poškodit.

### Skladování

Uložení zařízení do přiloženého cestovního pouzdra nebo na bezpečné místo jej ochráníte a udržíte v optimálním stavu. Při nesprávném skladování může dojít k poškození skenovacího objektivu.



## Teplota

Zařízení provozujte a nabíjejte pouze na chladném a suchém místě při teplotě od 20 °C do 25 °C (68 °F až 77 °F). Přístroj skladujte pouze v prostředí s teplotou od 10 °C do 27 °C (50 °F až 80 °F).

## Nabíjení

Když je baterie zařízení vybitá, první červená kontrolka třikrát zabliká. Před nabíjením se ujistěte, že jsou zařízení i nabíječka zcela suché. Nenabíjejte zařízení na místech, kde může přijít do styku s kapalinou.



Připojte dodaný kabel k adaptéru a poté do zásuvky. Poté zapojte druhý konec kabelu do portu USB-C na zařízení.



**Upozornění:** Chcete-li zachovat životnost baterie, nenechávejte zařízení po úplném nabití připojené k síti. Nepřetržité nabíjení může časem vést k poškození baterie. Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel Prysm iO™ a certifikovaný (IEC/EN 62368-1) adaptér USB-C.

## Řešení problémů

Informace o řešení problémů se systémem Prysm iO™ naleznete na adrese: [getprysmio.com/support](https://getprysmio.com/support)

## Servis

Své zařízení se nepokoušejte opravit sami. Může to vést ke ztrátě veškerých záruk. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly. Pro servis prosím nahlédněte do sekce záruky.

## Likvidace zařízení a baterií



Zařízení Prysm iO™ musíte řádně zlikvidovat v souladu s místními zákony a předpisy. Zařízení obsahuje elektronické součástky a lithium-iontovou baterii, které je nutné likvidovat odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti zařízení se obraťte na místní úřad pro nakládání s odpady a informujte se o správné likvidaci a recyklaci elektroniky s lithiovými bateriemi ve vaší oblasti.

## INFORMACE O VÝMĚNĚ A ZÁRUCE

Společnost Nu Skin® garantuje, že zařízení nebude trpět vadami materiálu a provedení po dobu dvou let od původního data doručení zákazníkovi. Tato záruka se nevztahuje na poškození produktu vlivem špatného používání či nehody. Pokud se produkt během dvouleté záruční lhůty poškodí, obraťte se prosím na svoji místní podporu Nu Skin®, aby zajistila opravu či výměnu. Můžete být požádáni o předložení dokladu o zaplacení, kde je uveden termín dodání. Společnost Nu Skin® si vyhrazuje právo provést inspekci zařízení. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva specifická pro zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno. Tato práva jsou i nadále chráněna. Tato záruka platí v Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, na Islandu, v Irsku, Itálii, Lucembursku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, v Jihoafrické republice, ve Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, v Nizozemsku a ve Velké Británii.



Informace o tom, jak společnost Nu Skin® shromažďuje, používá a sdílí osobní údaje, naleznete na adrese: <https://legal.nuskin.com/privacy.html>

a informace o tom, jak společnost Nu Skin® shromažďuje a používá zdravotní údaje spotřebitelů, naleznete na adrese: <https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-dataprivacy-policy>

App Store a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a na dalších trzích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.

**Důležité upozornění:** Prysm iO™ není zdravotnickým prostředkem a neměl by být používán jako náhrada odborného lékařského poradenství. Není určen k diagnostice, léčbě, zmírnění, ošetření nebo prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního stavu, ani k ovlivnění struktury a funkce jakékoli části těla. Před rozhodnutím týkajícím se svého zdraví nebo wellness se vždy poraďte se svým lékařem. Pokud se domníváte, že Prysm iO™ nebo stojan mohou ovlivňovat zdravotnický prostředek, okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte svého lékaře.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE A LEGISLATIVNÍ INFORMACE

| Typ rádia | Popis                 | Frekvence vysílače (MHz) | Maximální vyzářený výkon EIRP |
|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Bluetooth | Nízká spotřeba energi | 2 402 až 2 480           | 1,72 dBm                      |

Model zařízení Prysm iO™: PD1R

Vstupní napětí:: 5V  1A, 5W

Baterie: Lithium-iontová baterie 3,7 V 360 mAh



Ochrana proti vniknutí (IP) Hodnocení: IP54

Chráněno proti omezenému vnikání prachu a stříkající vodě z jakéhokoli směru.

Relativní vlhkost: 10 ~ 95 % RELATIVNÍ VLHKOSTI

Určeno pouze pro vnitřní použití. Maximální provozní výška: 2 000 metrů.

## DEFINICE SYMBOLŮ

|                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   | Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy |
|   | Stejnoseměrný proud                               |
|   | Třída III Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
|   | Udržujte v suchu                                  |
|  | Před použitím si přečtěte příručku                |

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



EU Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity, Doc)



Společnost NSE Products Europe BV, se sídlem na adrese Da Vincistraat 9, 3300 Zwettum, Belgie, na vlastní odpovědnost prohlašuje, že produkt

Typus 42

Model F500

5 V + 1 A, 5 W, IP54

Zařazení na baterii Li-Ion

3,7 V, 300 mAh

stejně jako se toto prohlášení týká, uplňuje požadavky příslušných harmonizačních předpisů vzhledem k: směrnicím o rádiových zařízeních (2002/95/EC), směrnicí RoHS (2002/95/EC) a její novota (EU) 2015/863.

Buďte prosbu vzhledem k harmonizační normy a technické specifikace:

**Úroveň a bezpečnost (článek 3.1 písm. a) směrnice o rádiových zařízeních)**

- EN 62479: 2010
- EN 60950: 2017
- EN 61010-1: 2010
- EN 61010-1: 2010/A1: 2019-04
- EN 61010-1: 2010/A1: 2019

**Mezinárodní kompatibilita (článek 3.1 písm. b) směrnice o rádiových zařízeních)**

- EN IEC 62209-1: 2007
- EN IEC 61000-6-2: 2019-A1: 2021
- EN 61000-6-2: 2019-A1: 2021
- EN 61010-1: 2010/A1: 2019-04
- EN 61010-1: 2010/A1: 2019

Small text at the bottom of the left page, likely a signature or stamp area.



**Výrobci rádiového systému (článek 3.2 směrnice o rádiových zařízeních)**

- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

**Směrnice RoHS (2011/65/EU) a její novota Směrnice (EU) 2015/863**

- EN IEC 62321-3: 2013
- EN IEC 62321-6: 2013
- EN IEC 62321-7: 2018
- EN IEC 62321-7: 2017
- EN IEC 62321-4: 2013/AM1: 2017
- EN IEC 62321-6: 2019
- EN IEC 62321-6: 2017

Technická dokumentace je vedena v:

NSE Products Europe BV, Da Vincistraat, 9, 3300 Zwettum, Belgie.

Osoba odpovědná za tento dokument je: Michiel Sinet, President pro Evropa a Afrika

Datum vydání: 11. 08. 2021  
Místo vydání: Zwettum, Belgie

Michiel Sinet  
President pro Evropa a Afrika

Small text at the bottom of the right page, likely a signature or stamp area.



PRYSM iO™

BRUGERMANUAL OG  
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

# Virkeligt intelligent wellness

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| PRODUKTOVERSIGT                                               | 35 |
| ÆSKENS INDHOLD                                                | 35 |
| LÆR PRYSM IO™ AT KENDE                                        | 36 |
| START DIN REJSE MED PRYSM IO™                                 | 36 |
| FØR DU SCANNER                                                | 37 |
| SÅDAN SCANNER DU                                              | 37 |
| PRO-TIPS                                                      | 38 |
| DIN PRYSM-SCORE                                               | 39 |
| SIKKERHEDSANVISNINGER OG ADVARSLER                            | 39 |
| FORHOLDSREGLER                                                | 41 |
| VEDLIGEHODELSE                                                | 42 |
| TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE<br>OPLYSNINGER | 45 |
| SYMBOLDEFINITIONER                                            | 46 |
| OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER                                  | 47 |



## PRODUKTOVERSIGT

Velkommen til Prysm iO™ – din personlige portal til mere intelligent, videnskabeligt understøttet wellness. Prysm iO™ måler niveauerne af karotenoider i din hud.


Prysm iO™ giver dig mulighed for at vinke farvel til gætterier ved at give dig din huds personlige karotenoidniveau (Prysm Score), hvilket hjælper dig med at få et klarere indblik i dine daglige wellness-vaner og forvandler din indsats til indsigt. Denne manual guider dig gennem alt, hvad du behøver at vide for at få mest muligt ud af din Prysm iO™ – så du kan følge med under hele din wellness-rejse.

## ÆSKENS INDHOLD

1. Prysm iO™-apparat
2. Prysm iO™-stativ
3. Transporttaske
4. Kalibreringsskive
5. Rengøringsklud i mikrofiber
6. USB-C-opladningskabel
7. Opstartsguide



# LÆR PRYSM IO™ AT KENDE



## START DIN REJSE MED PRYSM IO™

### DOWNLOAD NU SKIN® PRYSM IO™ APPEN

Før du tager apparatet i brug, skal du downloade Nu Skin® Prysm iO™-appen og følge vejledningen i appen for at opsætte og kalibrere apparatet. Dette kraftfulde par låser op for hele Prysm iO™-oplevelsen. Du kan nemt konfigurere dit apparat og få indblik, der åbner op for mere intelligent og mere personlig wellness.



## FØR DU SCANNER

Før du bruger din Prysm iO™, skal du tilslutte og opsætte apparatet.

### Trin 1.

Download Nu Skin® Prysm iO™-appen.

### Trin 2.

Tænd for apparatet. Indikatorlamperne blinker hvidt, hvilket angiver, at du skal følge instruktionerne i appen for at oprette forbindelse og opsætte apparatet.

### Trin 3.

Følg instruktionerne i appen for at kalibrere apparatet ved hjælp af den medfølgende kalibreringsskive.

## SÅDAN SCANNER DU

Sørg for, at Prysm iO™-apparatet er opladet før brug. Se opladningsinstruktioner på side X.

### Trin 1.

Tænd apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen. En rød lampe midt på apparatet blinker som tegn på, at apparatet er klart til at scanne.

### Trin 2.

Placer spidsen af pegefingeren på apparatet, så hele linsen dækkes. Scanningen starter automatisk.

**Bemærk:** Sørg for ikke at fjerne fingeren fra linsen under scanningen.

### Trin 3.

Indikatorlamperne vil cirkulere under scanningen.

Når scanningen er færdig, blinker en enkelt lampe for at angive din score.

### Trin 4.


Indikatorlamperne viser din score med farver i et par sekunder, før de slukker. Der kan nu udføres en ny scanning med apparatet.

**Bemærk:** Hvis der ikke startes en ny scanning inden for 1 minut, slukker apparatet automatisk.

## PRO-TIPS

#### Pro-tip 1:

Prøv at dække apparatets linse med midten af fingerspidsen.



#### Pro-tip 2:

Placer armen på en plan overflade for at undgå bevægelse under scanningen.

## DIN PRYSM-SCORE

Din Prysm-score afspejler niveauerne af karotenoider i din hud. Apparatet giver en farvebaseret score, og når den er forbundet til Nu Skin® Prysm iO™-appen, viser den din score med en tilsvarende numerisk værdi.



## SIKKERHEDSANVISNINGER OG ADVARSLER

- Apparatet er beregnet til at blive brugt af voksne, der er fyldt 18 år. Det er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn. Brug kun dette apparat som anvist i godkendte uddannelsesmaterialer fra Nu Skin®.
- Undgå at kigge direkte ind i apparatets linse, mens det udfører en scanning.
- Forsøg ikke at udskifte batteriet eller åbne apparatet.
- Apparatet må aldrig bruges, hvis det ser ud til at være beskadiget.
- Opbevares utilgængeligt for kæledyr.

- Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug. Det må ikke anvendes udendørs eller udsættes for udendørs forhold.
- Apparatet skal oplades indendørs på et tørt sted med god ventilation.
- Lad ikke apparatet oplade i mere end en time, efter at batteriet er fuldt opladet. Batteriet er forsynet med systemer til beskyttelse mod overophedning, men overopladning kan reducere batteriets levetid med tiden.
- Apparatet må ikke knuses, tabes eller beskadiges.
- Lad ikke apparatet komme i kontakt med vand eller andre væsker.
- Prysm iO™ indeholder et genopladeligt litium-ion-batteri, der ikke kan udskiftes. For at forebygge risikoen for personskader må apparatet ikke eksponeres for varme. Opbevar ikke apparatet i nærheden af en varmekilde som f.eks. en radiator, ild eller varmeventil. Apparatet må ikke efterlades i et varmt køretøj eller opbevares på meget varme steder. Efterlad ikke apparatet i kolde omgivelser eller frost. Rådfør dig med flyselskabet, inden du rejser med eller sender apparatet med fly.
- Brug kun apparatet til at scanne fingerspidsen. Forsøg ikke at scanne andre kropsdele eller genstande.

**ADVARSEL:** Prysm iO™-apparatet oplades med et type-C USB-kabel med en certificeret USB-kompatibel adapter. Brug kun et type-C USB-kabel af god kvalitet med følgende klassificering: 5 V 1 A.

Den ideelle opbevaring og opladning af apparatet foregår ved stuetemperatur, dvs. mellem 20 °C og 25 °C.



## FORHOLDSREGLER

- Opbevar apparatet og opladerkablet utilgængeligt for børn.
- Inspicer regelmæssigt, om der er skader. Anvend aldrig apparatet, hvis det ser ud til at være beskadiget eller i stykker, for at undgå personskader.
- Må kun bruges som anvist på sund hud. Må ikke bruges, hvis du har åbne sår eller udslett, har tendens til pityriasis rosea, eller hvis du har problematisk eller meget sensitiv hud på fingrene.
- Apparatet må ikke anvendes under kørsel, betjening af maskiner eller andre aktiviteter, hvor en scanning kan udsætte dig for risiko for personskade.
- Anvend ikke skrappe kemikalier eller skurende midler på apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes i kar- eller brusebad. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- Placer eller opbevar ikke apparatet et sted, hvor det kan falde eller blive trukket ned i vand.
- Undlad at ændre apparatet på nogen måde.

Prysm iO™ bruger radiosignaler til at oprette forbindelse til trådløse netværk, og Prysm iO™ indeholder magneter, der udsender elektromagnetiske felter. Sådanne emissioner kan påvirke driften af andet elektronisk udstyr negativt eller forstyrre driften af medicinsk udstyr. Kontakt din læge og producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om det er nødvendigt at opretholde en sikkerhedsafstand mellem dit medicinske udstyr og Prysm iO™ eller den magnetiske holder.



Bedste praksis for at sikre nøjagtige scanninger

- Prysm iO™ skal placeres på en flad, jævn overflade under scanning.
- Sørg for, at din finger er ren og tør, inden du scanner.
- Placer midten af fingerspidsen så tæt på midten af scanningslinsen som muligt.
- Sørg for, at din finger dækker linsen helt for at blokere for eksternt lys under scanningen.
- Undgå at bevæge dig under scanningen.

## VEDLIGEHOLDELSE

For at Prysm iO™-apparatet skal kunne fungere korrekt, skal du følge disse vigtige instruktioner.

### Rengøring af apparatet

Brug den medfølgende mikrofiberklud til at rengøre apparatet efter hver scanning. Glasvinduet skal altid holdes frit for partikler, rester eller snavs.

Hvis yderligere rengøring er nødvendig, skal der aftørres med 70 % isopropylalkohol på et blødt stykke stof eller linsepapir. Apparatet må ikke nedsænkes i væske eller holdes under rindende vand. Undgå skrappe eller skurende rengøringsmidler, der kan beskadige apparatet.



## Opbevaring

Opbevar apparatet i den medfølgende transporttaske eller et sikkert sted for at beskytte det og holde det i bedst mulige stand. Forkert opbevaring kan beskadige scanningslinsen.

## Temperatur

Apparatet må kun bruges og oplades i tørre, ikke for varme omgivelser (mellem 20 °C og 25 °C). Apparatet skal opbevares ved en omgivende temperatur på mellem 10 °C og 27 °C.

## Opladning

Når apparatets batteriniveau er lavt, blinker den første røde indikatorlampe tre gange. Sørg for, at apparatet og opladeren er helt tørre inden opladning. Oplad ikke apparatet på steder, hvor det kan komme i kontakt med væske.



Sæt det medfølgende kabel i en adapter og derefter i en stikkontakt. Sæt derefter den anden ende af kablet i apparatets USB-C-port.



**Advarsel:** For at spare på batteriet bør apparatet ikke forblive tilsluttet en stikkontakt, når det er fuldt opladet. Kontinuerlig opladning kan forringe batteriet med tiden. Brug kun det medfølgende Prismo iO™-opladerkabel og en certificeret (IEC/EN 62368-1) USB-C-kompatibel adapter.

## Fejlfinding

Få oplysninger om fejlfinding af Prismo iO her:  
[getprismio.com/support](https://getprismio.com/support)

## Reparation

Forsøg ikke at reparere apparatet selv. Dette ugyldiggør enhver garanti. Der er ingen indvendige dele, som kan repareres af brugeren. Vi henviser til garantiafsnittet for oplysninger om eftersyn og reparation.

## Bortskaffelse af apparat og batteri



Prysm iO-apparatet skal bortskaffes korrekt i overensstemmelse med lokale love og retningslinjer. Apparatet indeholder elektroniske komponenter og et litium-ion-batteri, som ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Når apparatet når slutningen af sin brugslevetid, skal du kontakte din lokale affaldshåndtering for at få mere at vide om korrekt bortskaffelse samt eventuelle genbrugsmuligheder for elektronik med litiumbatterier i dit område.

## OPLYSNINGER OM ERSTATNING OG GARANTI

Nu Skin® garanterer, at apparatet er frit for fejl og mangler i materialer og udførelse i en periode på to år fra leveringsdatoen. Denne garanti dækker ikke beskadigelse af produktet, som skyldes forkert brug eller uheld. Hvis produktet går i stykker inden for den toårige garantiperiode, kan du kontakte dit lokale Nu Skin®-support og få repareret eller ombyttet produktet. Du skal kunne fremvise en kvittering, der viser leveringsdatoen. Nu Skin® forbeholder sig retten til at undersøge apparatet. Garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder i det land, hvor købet er foretaget. Sådanne rettigheder vil være beskyttede. Denne garanti er gældende i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz samt Storbritannien og Nordirland.



Få oplysninger om, hvordan Nu Skin® indsamler, bruger og deler personoplysninger, ved at gå til:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>

og få oplysninger om, hvordan Nu Skin® indsamler og bruger helbredsoplysninger, ved at gå til: <https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

App Store og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre markeder. Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

**Vigtig meddelelse:** Prysm iO™ er ikke medicinsk udstyr og må ikke bruges som erstatning for lægefaglig vejledning. Apparatet er ikke beregnet til at diagnosticere, helbrede, afhjælpe, behandle eller forebygge sygdomme eller medicinske lidelser eller til at påvirke strukturen og funktionen for kropsdele. Rådfør dig altid med din læge, før du træffer beslutninger vedrørende helbred eller wellness. Hvis du har mistanke om, at Prysm iO™-apparatet eller -holderen forstyrrer medicinsk udstyr, skal du straks stoppe brugen og kontakte din læge.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER

| Radiotype | Beskrivelse | Senderfrekvens (MHz) | Maksimal udstrålet effekt EIRP |
|-----------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| Bluetooth | Lavenergi   | 2402-2480            | 1,72 dBm                       |

Prysm iO™-apparatmodel: PD1R

Indgang: 5 V  1 A, 5 W

Batteri: Litium-ion-batteri 3,7 V 360 mAh



Kapslingsklasse

Bedømmelse: IP54

Begrænset beskyttelse mod støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger.



Relativ luftfugtighed: 10~95 % RF

Kun beregnet til indendørs brug. Maksimal driftshøjde:  
2000 meter.

## SYMBOLDEFINITIONER

|                                                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Bortskaf batterierne korrekt i dit område |
|  | Jævnstrøm                                 |
|  | Klasse III-beskyttelse mod elektrisk stød |
|  | Holdes tørt                               |
|  | Læs manualen før brug                     |

## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER



## EU-overensstemmelseserklæring (DoC)



Vi, NIS Products Europe BV, med forretningskøle på adressen: De Visschers 9, 3980 Zwettlem, Belgien, erklærer med overbevisning, at produktet

Pyren K2  
Muskel PEEK

5 V + 1 A, 5 W, IP54

Lithium-ion-batteridrevet apparat  
3,7V, 360 mAh

som denne erklæring omfatter, er i overensstemmelse med unionens gældende lovgivning: Direktiv om radioapparat (2014/53/EU), Røntgen-direktiv (2013/59/Eur) med ændring (EU) 2017/1362 heraf.

De følgende harmoniserende standarder og tekniske specifikationer er gældende:

## Sikkerhed og sikkerhed (artikel 3.1, 3.2a og 3.3, i direktiv om radioapparat)

- EN 62479: 2010
- EN 60950: 2017
- EN 61010-1: 2010
- EN 61010-1: 2010/A1: 2019/AC: 2019-04
- EN 61010-1: 2010/A1: 2019

## Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1, 3.2a og 3.3, i direktiv om radioapparat)

- EN IEC 61028-1: 2007
- EN IEC 61028-2: 2019/A1: 2021
- EN 61000-3-2: 2013/A1: 2021
- EN 61000-3-2: 2013/A1: 2021
- EN 61000-3-2: 2013/A1: 2021
- EN 61000-3-2: 2013/A1: 2021

Alle tekniske grundlag oplysninger på følgende adresse:



## Overensstemmelse af radioapparat (artikel 3.1 i direktiv om radioapparat)

- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

## Røntgen-direktiv (2013/59/Eur) med ændringsdirektiv (EU) 2017/1362 heraf

- EN IEC 62201-1: 2013
- EN IEC 62201-2: 2013
- EN IEC 62201-3: 2013
- EN IEC 62201-4: 2013
- EN IEC 62201-5: 2013
- EN IEC 62201-6: 2013
- EN IEC 62201-7: 2013

Det tekniske grundlag oplysninger på følgende adresse:

NIS Products Europe BV, De Visschers 9, 3980 Zwettlem, Belgien.

Der benyttes følgende repræsentant i Unionen af: Michael Smit, President Europe & Africa

Underskriftsdato: 11. september 2021  
Underskriftssted: Zwettlem, Belgien

Michael Smit  
President Europe & Africa

Alle tekniske grundlag oplysninger på følgende adresse:





PRYSM iO™

GEBRAUCHSANLEITUNG UND  
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

# Wirklich intelligente Wellness

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| PRODUKTÜBERSICHT                                        | 50 |
| INHALT                                                  | 50 |
| PRYSM IO™ KENNENLERNEN                                  | 51 |
| STARTE DEINE PRYSM IO™ JOURNEY                          | 51 |
| VOR DEM SCAN                                            | 52 |
| SO FUNKTIONIERT DAS SCANNEN                             | 52 |
| PROFI-TIPPS                                             | 53 |
| DEIN PRYSM SCORE                                        | 54 |
| SICHERHEITSANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE                 | 54 |
| VORSICHTSMASSNAHMEN                                     | 56 |
| WARTUNG                                                 | 57 |
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND RECHTLICHE INFORMATIONEN | 60 |
| BEDEUTUNG DER SYMBOLE                                   | 61 |
| KONFORMITÄTSEKTLÄRUNGEN                                 | 62 |

# PRODUKTÜBERSICHT

Willkommen bei Prysm iO™ – deinem persönlichen Zugang zu intelligenter, wissenschaftlich fundierter Wellness. Prysm iO™ misst den Carotinoid-Gehalt deiner Haut.


Prysm iO™ bringt Licht ins Dunkel und liefert dir deinen personalisierten Haut-Carotinoid-Score (Prysm Score), mit dem du einen klareren Einblick in deine täglichen Wellness-Gewohnheiten zu gewinnen und deine Bemühungen in Erkenntnisse verwandeln kannst. Dieses Handbuch führt dich durch alles, was du wissen musst, um das Beste aus deinem Prysm iO™ herauszuholen – damit du mit deiner Wellness-Journey in Verbindung bleiben können.

## INHALT

1. Prysm iO™ Gerät
2. Prysm iO™ Ständer
3. Reiseetui
4. Kalibrierungsscheibe
5. Mikrofaser-Reinigungstuch
6. USB-C-Ladekabel
7. Kurzanleitung



# PRYSM IO™ KENNENLERNEN



## STARTE DEINE PRYSM IO™ JOURNEY

### DOWNLOAD DER NU SKIN® Prysm iO™ APP

Bevor du dein Gerät verwendest, lade die Nu Skin® Prysm iO™ App herunter und folge den Anweisungen in der App, um dein Gerät einzurichten und zu kalibrieren. Diese leistungsstarke Kombination erschließt das gesamte Prysm iO™-Erlebnis. Du kannst dein Gerät mühelos einrichten und Einblicke für ein intelligenteres, personalisiertes Wohlbefinden gewinnen.



## VOR DEM SCAN

Bevor du dein Prysm iO™ verwendest, musst du dein Gerät anschließen und einrichten.

### Schritt 1:

Lade die Nu Skin® Prysm iO™ App herunter.

### Schritt 2:

Schalte dein Gerät ein. Die Anzeigeleuchten blinken weiß und zeigen an, dass du den Anweisungen in der App folgen musst, um dein Gerät zu verbinden und einzurichten.

### Schritt 3:

Folge den Anweisungen in der App, um dein Gerät mithilfe der mitgelieferten Kalibrierungsscheibe zu kalibrieren.

## SO FUNKTIONIERT DAS SCANNEN

Stelle vor der Verwendung sicher, dass das Prysm iO™ Gerät aufgeladen ist. Anweisungen zum Aufladen findest du auf Seite X.

### Schritt 1:

Schalte das Gerät über die Einschalttaste ein. Ein rotes Licht in der Mitte des Geräts blinkt und zeigt damit an, dass das Gerät zum Scannen bereit ist.

### Schritt 2:

Lege deinen Zeigefinger so auf das Gerät, dass die gesamte Linse bedeckt ist. Der Scanvorgang wird automatisch gestartet.

**Hinweis:** Achte darauf, dass du deinen Finger während des Scans nicht von der Linse nimmst.

### Schritt 3:

Die Anzeigeleuchten kreisen während des Scans.

Anschließend blinkt ein einzelnes Licht und zeigt den Score an.

### Schritt 4

Die Anzeigeleuchten zeigen einige Sekunden lang deinen Farbwert an, bevor sie sich ausschalten. Das Gerät ist nun bereit, einen weiteren Scan durchzuführen.

**Hinweis:** Wenn innerhalb von 1 Minute kein neuer Scanvorgang gestartet wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Profi-Tipps

## PROFI-TIPPS

### Profi-Tipp 1:

Versuche, das Objektiv des Geräts mit dem unteren Teil deines Fingers zu bedecken.



### Profi-Tipp 2:

Um Bewegungen während des Scans zu vermeiden, lege deinen Arm auf eine flache Oberfläche.

## DEIN PRYSM SCORE

Der Prysm Score spiegelt den Carotinoid-Gehalt deiner Haut wider. Das Gerät zeigt einen farbbasierten Score und gibt bei Verbindung mit der Nu Skin® Prysm iO™ App den entsprechenden Zahlenwert an.



## SICHERHEITSANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE

- Das Gerät ist für die Verwendung durch Erwachsene über 18 Jahren bestimmt. Es ist nicht für Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, vorausgesetzt, sie werden dabei beaufsichtigt oder haben eine Einweisung für die sichere Anwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Die anwenderseitige Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern vorgenommen werden. Verwende dieses Gerät nur gemäß den Anweisungen in den zugelassenen Schulungsunterlagen von Nu Skin®.
- Vermeide es, direkt in die Linse des Geräts zu schauen, wenn es einen Scanvorgang durchführt.
- Versuche nicht, den Akku auszutauschen oder das Gerät zu öffnen.

- Nimm das Gerät niemals in Betrieb, wenn es beschädigt zu sein scheint.
- Bewahre es außerhalb der Reichweite von Haustieren auf.
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen; es darf nicht im Freien verwendet werden.
- Das Gerät sollte in Innenräumen und an gut belüfteten, trockenen Orten aufgeladen werden.
- Lasse das Gerät nicht länger als eine Stunde aufladen, nachdem der Akku schon vollständig geladen ist. Der Akku verfügt über Systeme zur Vermeidung von Überhitzung, aber eine Überladung kann die Lebensdauer des Akkus mit der Zeit verkürzen.
- Das Gerät darf nicht zerdrückt, fallengelassen oder beschädigt werden.
- Lasse das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Prysm iO™ enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der nicht austauschbar ist. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, darf das Gerät keiner Hitze ausgesetzt werden. Niemals in der Nähe einer Wärmequelle wie einer Heizung, offenem Feuer oder eines Wärmeabzugs lagern. Lassen Sie das Gerät nicht in einem heißen Fahrzeug liegen und lagern Sie es nicht an übermäßig heißen Orten. Lassen Sie das Gerät nicht in einer kalten oder gefrierenden Umgebung liegen. Vor dem Versand des Geräts ist der Paketdienstleister oder vor der Mitnahme an Bord eines Flugzeugs die Luftfahrtgesellschaft zu konsultieren.
- Verwende das Gerät nur zum Scannen deiner Fingerspitze. Versuche nicht, andere Körperteile oder Gegenstände damit zu scannen.

**WARNUNG:** Das Prysm iO™ Gerät wird über ein Typ-C-USB-Kabel mit zertifiziertem USB-fähigem Adapter geladen.



Verwende nur ein qualitativ hochwertiges Typ-C-USB-Kabel mit den folgenden Werten: 5V 1A.

Idealerweise wird das Gerät bei Raumtemperatur zwischen 20 °C und 25 °C (68 °F bis 77 °F) gelagert und aufgeladen.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bewahre das Gerät und das Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Untersuche das Gerät regelmäßig auf Schäden. Nimm das Gerät niemals in Betrieb, wenn es beschädigt oder defekt zu sein scheint, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wende es nur nach Anweisung auf gesunder Haut an. Verwende es nicht, wenn du offene Wunden oder Ausschläge hast, zu Pityriasis rosea neigst oder wenn du problematische oder übermäßig empfindliche Haut an den Fingern hast.
- Verwende das Gerät nicht beim Autofahren, beim Bedienen von Maschinen oder bei anderen Aktivitäten, bei denen ein Scan ein Verletzungsrisiko darstellen kann.
- Das Gerät darf nicht mit scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln gereinigt werden.
- Nutze es nicht während des Badens oder Duschens. Tauche dein Gerät nicht in Wasser ein.
- Lege dein Gerät nicht so ab, dass es herunterfallen oder ins Wasser fallen kann.
- Nimm keine Veränderungen am Gerät vor.

Prysm iO™ verwendet Funksignale, um sich mit drahtlosen Netzwerken zu verbinden, und Prysm iO™ enthält Magnete, die elektromagnetische Felder aussenden. Solche Emissionen können den Betrieb anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen oder medizinische Geräte stören. Wende dich an deinen Arzt und den Hersteller



des medizinischen Geräts, um zu erfahren, ob du einen Sicherheitsabstand zwischen deinem medizinischen Gerät und dem Prysm iO™ oder dem Magnetständer einhalten musst.

### Beste Praktiken für genaue Scans

- Der Prysm iO™ sollte beim Scannen auf einer flachen, ebenen Oberfläche stehen.
- Achte darauf, dass dein Finger vor dem Scannen sauber und trocken ist.
- Lege die Mitte der Fingerkuppe so nah wie möglich an die Mitte der Scanlinse.
- Vergewissere dich, dass dein Finger die Linse vollständig bedeckt, um jegliches Fremdlicht während des Scannens zu blockieren.
- Vermeide Bewegungen während des Scans.

## WARTUNG

Damit dein Prysm iO™ Gerät ordnungsgemäß funktioniert, befolge diese wichtigen Anweisungen.

### Reinigung des Geräts

Reinige das Gerät nach jedem Scanvorgang mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch, und halte das Glasfenster stets frei von Partikeln, Rückständen und Flecken.

Falls eine zusätzliche Reinigung erforderlich ist, wische mit 70%igem Isopropylalkohol auf einem weichen Tuch oder Papier nach. Tauche das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein und halte es nicht unter fließendes Wasser. Vermeide scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten.



## Aufbewahrung

Bewahre das Gerät in der mitgelieferten Reisetasche oder an einem sicheren Ort auf, um es zu schützen und in optimalem Zustand zu halten. Bei unsachgemäßer Lagerung kann die Abtastlinse beschädigt werden.

## Temperatur

Benutze und lade das Gerät nur an einem kühlen, trockenen Ort zwischen 20 °C und 25 °C (68 °F bis 77 °F). Bewahre das Gerät nur in Umgebungen zwischen 10 °C und 27 °C (50 °F bis 80 °F) auf.

## Aufladen

Wenn der Akku des Geräts schwach ist, blinkt die erste rote Kontrollleuchte dreimal. Vergewissere dich vor dem Aufladen, dass das Gerät und das Ladegerät vollständig trocken sind. Lade das Gerät nicht an Orten auf, an denen es mit Flüssigkeiten in Berührung kommen kann.



Stecke das mitgelieferte Kabel in einen Adapter und dann in eine Steckdose. Stecken Sie dann das andere Ende des Kabels in den USB-C-Anschluss des Geräts.



**Vorsicht:** Lass das Gerät nicht eingesteckt, wenn es vollständig aufgeladen ist, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Kontinuierliches Laden kann den Akku im Laufe der Zeit beschädigen. Verwende nur das mitgelieferte Prysm iO™ Ladekabel und einen zertifizierten (IEC/EN 62368-1) USB-C-fähigen Adapter. Troubleshooting.

## Fehlersuche

Informationen zur Fehlerbehebung des Prysm iO™ findest du unter: [getprysmio.com/support](https://getprysmio.com/support)

## Wartung

Versuche nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Dadurch erlischt jegliche Gewährleistung. Das Gerät enthält keine vom Anwender wartbaren Teile. Für die Wartung beachte bitte den Abschnitt „Garantie“.

## Geräte- und Batterieentsorgung



Der Prysm iO™ muss ordnungsgemäß unter Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften entsorgt werden. Das Gerät enthält elektronische Bauteile und einen Lithium-Ionen-Akku, der getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, wende dich an deine örtliche Abfallentsorgungsbehörde, um dich über die ordnungsgemäße Entsorgung und die Recyclingmöglichkeiten für Elektronikgeräte mit Lithiumbatterien in deiner Region zu informieren.

## INFORMATIONEN ZUM UMTAUSCH UND ZUR GARANTIE

Nu Skin® garantiert, dass das Gerät während eines Zeitraums von zwei Jahren (ab Lieferdatum) frei von Material- und Herstellungsmängeln ist. Schäden am Produkt, die durch Unfall oder unsachgemäße Verwendung entstehen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Sollten an diesem Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von zwei Jahren Mängel auftreten, ist der zuständige Nu Skin® Kundenservice zu kontaktieren, um es reparieren oder ersetzen zu lassen. Bitte den Lieferschein aufbewahren, da er eventuell vorgelegt werden muss. Nu Skin® behält sich das Recht vor, das Gerät zu prüfen. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf deine Rechte in dem Land, in dem du das Gerät gekauft hast – diese Rechte sind geschützt. Diese Garantie gilt für Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Informationen

darüber, wie Nu Skin® persönliche Daten sammelt, verwendet und weitergibt, findest du unter

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>,

und Informationen darüber, wie Nu Skin® Gesundheitsdaten von Verbrauchern erhebt und verwendet, findest du unter:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

Der App Store und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Märkten eingetragen.

Google Play ist eine Marke von Google LLC.

**Wichtiger Hinweis:** Prysm iO™ ist kein Medizinprodukt und sollte nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung verwendet werden. Es ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder Beschwerden zu diagnostizieren, zu heilen, zu lindern, zu behandeln oder ihnen vorzubeugen, oder die Struktur und Funktion eines Körperteils zu beeinflussen. Ziehe immer zuerst einen medizinischen Betreuer zurate, bevor du Entscheidungen triffst, die deine Gesundheit oder dein Wohlbefinden betreffen. Wenn du glaubst, dass Prysm iO™ oder der Ständer ein medizinisches Gerät beeinträchtigen könnte, stelle die Anwendung sofort ein und wende dich an deinen Arzt.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

| Radio-Typ | Beschreibung  | Senderfrequenz (MHz) | Maximale Strahlungsleistung EIRP |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------------------|
| Bluetooth | Wenig Energie | 2402 – 2480          | 1,72 dBm                         |

Prysm iO™ Gerätemodell: PD1R

Eingangsspannung: 5V  $\text{---} \text{---} \text{---}$  1A, 5W

Akku: Lithium-Ionen-Akku 3,7V 360mAh



Schutz gegen Eindringen (IP)

Bewertung: IP54

Geschützt gegen begrenztes Eindringen von Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen.

Relative Luftfeuchtigkeit: 10~95% RH

Nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Maximale Betriebshöhe: 2.000 Meter.

## BEDEUTUNG DER SYMBOLE

|  |                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Halte dich beim Entsorgen des Akkus an die örtlich geltenden Vorschriften |
|  | Gleichstrom                                                               |
|  | Klasse III Schutz gegen elektrischen Schlag                               |
|  | Trocken halten                                                            |
|  | Handbuch vor Gebrauch lesen                                               |

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN



## EU-Konformitätserklärung (DoC)



Wir, NIS Products Europe BV, mit Hauptsitz in der Vindiciaan 6, 1930 Zwettlem, Belgien, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Pyrex 42  
Modell P228

5V + 1A, 5W, IP54

Li-Ionen-Akku betriebenes Gerät  
3,7V, 300 mAh

auf das sich diese Erklärung bezieht, im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union nach Folgender Richtlinie (2014/53/EU), Richtlinie (2011/65/EU) und deren Änderung (EU) 2015/863.

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

### Bestandteile und Sicherheit (Artikel 3.2) der Folgender Richtlinie

- EN 62479: 2019
- EN 60950: 2017
- EN 61974-1: 2019
- EN 61974-1: 2019/AC: 2019-04
- EN 61974-1: 2019/AC: 2019

### Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3.13) der Folgender Richtlinie

- EN IEC 61326-1: 2021
- EN IEC 61000-3-2: 2019/AC: 2021
- EN 61000-3-2: 2013/AC: 2021
- EN 301 489-1 V2: 2.2 (2019-1)
- EN 301 489-17 V2: 1.1 (2019-08)

Das Produkt ist nicht als Konformitätsbewertung, sondern als selbstausgewählte Konformitätsbewertung zu betrachten. Die Verantwortung für die Konformität liegt bei dem Hersteller.



### Nutzung des Produkttypenzeichens (Artikel 3.2 der Folgender Richtlinie)

- ETSI EN 300 328 V2: 2.2 (2019-07)

### Radio-Richtlinie (2014/53/EU) und ihre Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863

- EN 62423-1: 2013
- EN 62423-1: 2013
- EN 62423-1: 2013
- EN 62423-1: 2013
- EN 62423-1: 2013/AC: 2017
- EN 62423-1: 2013
- EN 62423-1: 2013

Die Technische Dokumentation wird aufbewahrt in:

NIS Products Europe BV, der Vindiciaan 6, 1930 Zwettlem, Belgien.

Die beauftragte Person mit Sitz innerhalb der Gemeinschaft ist: Michael Sint, President Europe & Africa

Datum der Ausfertigung: 11. September 2025

Ort der Ausfertigung: Zwettlem, Belgien

Michael Sint  
President Europe & Africa

Das Produkt ist nicht als Konformitätsbewertung, sondern als selbstausgewählte Konformitätsbewertung zu betrachten. Die Verantwortung für die Konformität liegt bei dem Hersteller.





PRYSM iO™

MANUAL DEL/DE LA USUARIO/A Y  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

# Bienestar verdaderamente inteligente

## ÍNDICE

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                          | 65 |
| CONTENIDO DE LA CAJA                              | 65 |
| CONOZCA PRYSM IO™                                 | 66 |
| COMIENCE SU RECORRIDO CON PRYSM IO™               | 66 |
| ANTES DE ESCANEAR                                 | 67 |
| CÓMO ESCANEAR                                     | 67 |
| CONSEJOS PROFESIONALES                            | 68 |
| SU PUNTUACIÓN PRYSM                               | 69 |
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS         | 69 |
| PRECAUCIONES                                      | 71 |
| MANTENIMIENTO                                     | 72 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INFORMACIÓN NORMATIVA | 76 |
| DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS                            | 76 |
| DECLARACIONES DE CONFORMIDAD                      | 77 |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bienvenido a Prysm iO™, su puerta de acceso personal al bienestar inteligente respaldado por la ciencia. Prysm iO™ puntúa los niveles de carotenoides en la piel.


Prysm iO™ lo/a empodera para ir más allá de las conjeturas y conocer su nivel personal de carotenoides en la piel (puntuación Prysm), lo que le permite tener una visión más clara de sus hábitos diarios de bienestar, convirtiendo los esfuerzos en conocimiento. Este manual lo/a guiará a través de todo lo que necesita saber para sacar el máximo provecho de su Prysm iO™ y mantener la conexión con su recorrido de bienestar.

## CONTENIDO DE LA CAJA


1. Dispositivo Prysm iO™
2. Soporte de Prysm iO™
3. Maletín de viaje
4. Disco de calibración
5. Paño de limpieza de microfibra
6. Cable de carga USB-C
7. Guía de inicio rápido



# CONOZCA PRYSM IO™



Soporte para  
teléfonos y  
tabletas



Acoplamiento  
magnético



Disco de  
calibración

## COMIENCE SU RECORRIDO CON PRYSM IO™

### DOWNLOAD THE NU SKIN® Prysm iO™ APP

Antes de utilizar el dispositivo, descargue la aplicación Nu Skin® Prysm iO™ y siga las instrucciones de la aplicación para configurar y calibrar el dispositivo. Esta potente conexión habilita toda la experiencia Prysm iO™. Puede configurar el dispositivo con facilidad y obtener información para lograr un bienestar más inteligente e individualizado.



## ANTES DE ESCANEAR

Antes de utilizar su Prysm iO™, debe conectar y configurar el dispositivo.

### Paso 1.

Descargue la aplicación Nu Skin® Prysm iO™.

### Paso 2.

Encienda el dispositivo; las luces indicadoras parpadearán en blanco para indicar que debe seguir las instrucciones de la aplicación para conectar y configurar el dispositivo.

### Paso 3.

Siga las instrucciones de la aplicación para calibrar el dispositivo con el disco de calibración provisto.

## CÓMO ESCANEAR

Antes de utilizarlo, asegúrese de que el dispositivo Prysm iO™ esté cargado. Para las instrucciones de carga, consulte la página X.

### Paso 1.

Pulse el botón de encendido para activar el dispositivo. Parpadeará una luz roja en el centro del dispositivo, que indica que el dispositivo está listo para escanear.

### Paso 2.

Coloque la yema del dedo índice sobre el dispositivo para cubrir toda la lente. El escaneo se iniciará de forma automática.

**Nota:** Asegúrese de no retirar el dedo de la lente durante el escaneo.

### Paso 3.

Los indicadores luminosos girarán en círculo durante el escaneo.

Al terminar, parpadeará una sola luz para indicar que ya tiene el resultado.

### Paso 4.

Las luces indicadoras mostrarán su puntuación de color durante unos segundos antes de apagarse. El dispositivo ya está listo para realizar otro escaneo.

**Nota:** Si no se inicia un nuevo escaneo en 1 minuto, el dispositivo se apagará de manera automática.

## CONSEJOS PROFESIONALES

### Consejo profesional 1:

Cubra la lente del dispositivo con la parte central de la yema del dedo.



### Consejo profesional 2:

Para evitar moverse durante el escaneo, apoye el brazo en una superficie plana.

## SU PUNTUACIÓN PRYSM

La puntuación Prysm refleja los niveles de carotenoides en su piel. El dispositivo proporciona una puntuación con colores y, cuando se conecta a la aplicación Nu Skin® Prysm iO™, muestra el valor numérico correspondiente.



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- El dispositivo es para uso de adultos mayores de 18 años. No está destinado a ser utilizado por personas con dificultades físicas, sensoriales o intelectuales, o que no tengan experiencia ni conocimientos sobre cómo utilizar el aparato de forma adecuada, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños. Utilice este dispositivo solamente como se indica en los materiales de formación aprobados por Nu Skin®.
- Evite mirar directamente a la lente del dispositivo cuando esté realizando un escaneo.
- No intente sustituir la batería ni abrir el dispositivo.
- No utilice nunca el dispositivo si parece haber sufrido daños.

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los animales domésticos.
- Este dispositivo ha sido diseñado exclusivamente para su uso en interiores; no lo utilice ni lo exponga a la intemperie.
- El dispositivo debe cargarse en interiores y en lugares bien ventilados y secos.
- No deje el dispositivo cargando durante más de una hora después de que la batería esté completamente cargada. La batería incluye sistemas para evitar el sobrecalentamiento, pero la sobrecarga puede reducir su vida útil con el tiempo.
- No aplaste, deje caer ni dañe el dispositivo.
- No permita que el dispositivo entre en contacto con agua u otros líquidos.
- Prysm iO™ contiene una batería recargable de iones de litio que no puede restituirse. Para evitar la posibilidad de lesiones, no exponga el dispositivo al calor. No lo almacenes junto a ninguna fuente de calor, como radiadores, fuegos o salidas de aire caliente. No lo dejes en un vehículo caliente ni lo guardes en lugares excesivamente calientes. No dejes este dispositivo en un ambiente frío o helado. Consulta con la compañía aérea antes de volar con este dispositivo o de enviarlo por avión.
- Utilice el dispositivo solo para escanear la yema del dedo. No escanee otras partes del cuerpo ni objetos.

**ADVERTENCIA:** El dispositivo Prysm iO™ se carga mediante un cable USB de tipo C con adaptador certificado habilitado para USB. Utilice solo un cable USB de tipo C de buena calidad con las siguientes clasificaciones: 5V 1A.

El almacenamiento y la carga óptimos para el dispositivo es a temperatura ambiente, entre 20 °C y 25 °C (de 68 °F a 77 °F).



## PRECAUCIONES

- Mantenga el dispositivo y el cable del cargador fuera del alcance de los niños.
- Compruebe periódicamente que no esté dañado. Para evitar lesiones, no utilice nunca el dispositivo si parece estar dañado o averiado.
- Utilice el dispositivo solo según las indicaciones, en piel sana. No lo utilice si tiene llagas abiertas, heridas o erupciones; si es propenso a la pitiriasis rosada, o si tiene piel problemática o demasiado sensible en los dedos.
- No lo utilice mientras conduce, maneja maquinaria o realiza cualquier actividad en la que un escaneo pueda ponerlo/a en riesgo de sufrir lesiones.
- No aplique productos químicos fuertes ni abrasivos en el dispositivo.
- No lo utilice durante el baño o la ducha. No sumerja el dispositivo en agua.
- No coloque ni guarde el dispositivo donde pueda caerse o ser arrastrado por el agua.
- No modifique el dispositivo de ninguna manera.

Prysm iO™ utiliza señales de radio para conectarse a redes inalámbricas, y Prysm iO™ contiene imanes que emiten campos electromagnéticos. Dichas emisiones pueden afectar de manera negativa el funcionamiento de otros equipos electrónicos o interferir en dispositivos médicos. Póngase en contacto con el médico y con el fabricante del dispositivo médico para obtener información sobre si es necesario mantener una distancia de separación segura entre el dispositivo médico y Prysm iO™ o el soporte magnético.



## Mejores prácticas para escaneos precisos

- Prysm iO™ debe estar sobre una superficie plana y nivelada al realizar el escaneo.
- Asegúrese de tener el dedo limpio y seco antes del escaneo.
- Coloque el centro de la yema del dedo lo más cerca posible del centro de la lente de escaneo.
- Asegúrese de que el dedo cubra completamente la lente para bloquear cualquier luz externa durante el escaneo.
- Evite moverse durante el escaneo.

## MANTENIMIENTO

Para que el dispositivo Prysm iO™ continúe funcionando correctamente, siga estas importantes instrucciones.

### Limpieza del dispositivo

Utilice el paño de microfibra suministrado para limpiar el dispositivo después de cada escaneo. La ventana de cristal debe estar siempre libre de cualquier partícula, residuo o mancha.

Si es necesaria una limpieza adicional, limpie con alcohol isopropílico al 70% en un paño suave o papel para lentes. No sumerja el dispositivo en líquidos ni lo ponga bajo el grifo. Evite utilizar productos de limpieza fuertes o abrasivos que puedan dañar el dispositivo.

## Almacenamiento

Almacene el dispositivo en la funda de viaje incluida o en un lugar seguro para mantenerlo protegido y en óptimas condiciones. Un almacenamiento inadecuado puede dañar la lente de escaneo.

## Temperatura

Utilice y cargue el dispositivo únicamente en un lugar fresco y seco, entre 20 °C y 25 °C (de 68 °F a 77 °F). Almacene el dispositivo solamente en entornos entre 10 °C y 27 °C (de 50 °F a 80 °F).

## Carga

Cuando la batería del dispositivo esté baja, la primera luz indicadora roja parpadeará tres veces. Antes de cargar, asegúrese de que el dispositivo y el cargador estén completamente secos. No cargue el dispositivo en ningún lugar donde pueda entrar en contacto con un líquido.



Enchufe el cable suministrado a un adaptador y luego a una toma de corriente. Luego, conecte el otro extremo del cable al puerto USB-C del dispositivo.



**Precaución:** Para conservar la duración de la batería, no deje el dispositivo enchufado después de que esté completamente cargado. La carga continua puede degradar la batería con el tiempo. Utilice únicamente el cable de carga de Prysm iO™ suministrado y un adaptador certificado (IEC/EN 62368-1) compatible con USB-C.

## Resolución de problemas

Para solucionar problemas de Prysm iO™, visite: [getprysmio.com/support](http://getprysmio.com/support)

## Reparaciones

No intente reparar el dispositivo por su cuenta; hacerlo anularía cualquier garantía. En el interior, no hay piezas que pueda sustituir el usuario. Consulte la sección de la garantía relativa a las reparaciones.

## Eliminación de dispositivos y baterías



Debe desechar el dispositivo Prysm iO™ de forma adecuada, según las leyes y normativas locales. El dispositivo contiene componentes electrónicos y una batería de iones de litio, que debe eliminarse por separado de la basura doméstica. Cuando el dispositivo llegue al final de su vida útil, póngase en contacto con el departamento local de gestión de residuos para informarse sobre las opciones adecuadas de eliminación y reciclaje de aparatos electrónicos con baterías de litio en su zona.

## INFORMACIÓN SOBRE RECAMBIOS Y GARANTÍA

Nu Skin® garantiza que el dispositivo no tiene defectos en sus materiales ni en su fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de entrega original. Esta garantía no cubre los daños que pueda sufrir el producto como resultado de un mal uso o de un accidente. Si el producto resulta defectuoso dentro del periodo de garantía de dos años, llame al servicio de asistencia local de Nu Skin® para solicitar la reparación o el reemplazo. Se le podrá exigir que presente un recibo de venta formal que muestre la fecha de entrega. Nu Skin® se reserva el derecho a inspeccionar el aparato. Esta garantía no afecta a sus

derechos legales de acuerdo con las leyes específicas del país en el que tuvo lugar la compra, quedando protegidos dichos derechos. Esta garantía es válida en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Países Bajos.

Para obtener información sobre cómo Nu Skin® recopila, utiliza y comparte los datos personales, visite:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>

y para obtener información sobre cómo Nu Skin® recopila y utiliza los datos sanitarios de los consumidores, visite: <https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

App Store y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y otros mercados. Google Play es una marca comercial de Google LLC.

**Aviso importante:** Prysm iO™ no es un dispositivo médico y no debe utilizarse como sustituto de las indicaciones médicas profesionales. No se creó para diagnosticar, sanar, mitigar, tratar o prevenir ninguna enfermedad o afección médica, ni para afectar la estructura y función de ninguna parte del cuerpo. Consulte siempre a su profesional sanitario antes de tomar decisiones relacionadas con su salud o bienestar. Si cree que Prysm iO™ o el soporte pueden estar interfiriendo en un dispositivo médico, interrumpa su uso de forma inmediata y póngase en contacto con su profesional sanitario.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INFORMACIÓN NORMATIVA

| Tipo de radio | Descripción  | Frecuencia del transmisor (MHz) | Potencia radiada máxima EIRP |
|---------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| Bluetooth     | Baja energía | 2402 - 2480                     | 1,72 dBm                     |

Modelo del dispositivo Prysm iO™: PD1R

Entrada: 5V  1A, 5W

Batería: Batería de iones de litio de 3,7 V y 360 mAh

 Protección contra ingreso (IP) Clasificación: IP54

Protegido contra el ingreso limitado de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

Humedad relativa: 10~95% HR

Solo para uso en interiores. Altitud máxima de funcionamiento: 2000 metros.

## DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS

|                                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   | Deseche las baterías de forma responsable según la normativa local |
|  | Corriente continua                                                 |
|  | Clase III de protección contra descargas eléctricas                |
|  | Mantener seco                                                      |
|  | Lea el manual antes del uso                                        |

## DECLARACIONES DE CONFORMIDAD



## Declaración UE de conformidad



El abajo firmante, NUS Products Europe BV, cuya sede principal se encuentra en De Visschers 6, 1980 Zaventem, Bélgica, declara bajo su entera responsabilidad que el producto:

Physen 42  
Modelo P02R

5 V = 1 A, 5 W, IP54

Dispositivo con batería de iones de litio  
3,7 V, 300 mAh

correspondiente a la presente declaración, cumple las legislaciones armonizadas de la Unión Europea correspondientes: Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE), Directiva sobre máquinas, a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (2011/65/UE) y su modificación (343) 2015/848.

Se han aplicado las siguientes especificaciones técnicas y estándares armonizados:

- EN 62479: 2010
- EN 60950: 2017
- EN 61010-1: 2016
- EN 61010-1: 2016/A1: 2018/AC: 2019-04
- EN 61010-1: 2016/A1: 2018

## Compatibilidad electromagnética (artículo 3.1 [3] de la Directiva sobre equipos radioeléctricos)

- EN IEC 61326-1: 2021
- EN IEC 61000-6-2: 2019/A1: 2021
- EN 61000-3-2: 2013/A2: 2021
- EN 61010-1: 2016/A1: 2018/AC: 2019-04
- EN 61010-1: 2016/A1: 2018

Una declaración de conformidad con las disposiciones técnicas armonizadas y los estándares armonizados.

Se declara bajo la entera responsabilidad del declarante.



## Lista del registro de radiofrecuencias (artículo 3.2 de la Directiva sobre equipos radioeléctricos)

- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

## Directiva RoHS (2011/65/UE) y su modificación (Directiva (UE) 2015/848)

- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013/AM1: 2017
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013

La documentación técnica se conserva en:

NUS Products Europe BV, De Visschers 6, 1980 Zaventem, Bélgica.

El representante legal autorizado dentro de la Comunidad es: Michael Sinat, presidente para Europa y África.

Fecha de expedición: 11 de septiembre de 2023  
Lugar de expedición: Zaventem, Bélgica

Michael Sinat  
Presidente para Europa y África

Una declaración de conformidad con las disposiciones técnicas armonizadas y los estándares armonizados.

Se declara bajo la entera responsabilidad del declarante.





PRYSM iO™

KÄYTTÖOHJEET JA  
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

# Aidosti älykästä hyvinvointia

## SISÄLLYSLUETTELO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| TUOTEKATSAUS                      | 81 |
| LAATIKON SISÄLTÖ                  | 81 |
| TUNNE PRYSM IO™ -LAITTEESI        | 82 |
| ALOITA PRYSM IO™ -MATKASI         | 82 |
| ENNEN SKANNAUSTA                  | 83 |
| SKANNAUS                          | 83 |
| ASIAANTUNTIJAVINKKEJÄ             | 84 |
| PRYSM-TULOKSESI                   | 85 |
| TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET | 85 |
| VAROTOIMET                        | 87 |
| YLLÄPITO                          | 88 |
| TEKNISET JA LAKITIEDOT            | 91 |
| SYMBOLIEN SELITYKSET              | 92 |
| VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSET   | 93 |



# TUOTEKATSAUS

Tervetuloa tutustumaan Prysm iO™ -laitteeseen, joka tuo ulottuillesi älykkäämpää, tieteellisesti todistettua hyvinvointia. Prysm iO™ arvioi ihon karotenoiditasoja.


Prysm iO™ tarjoaa mahdollisuuden nousta arvailujen yläpuolelle antamalla henkilökohtaisen ihon karotenoidiarvon (Prysm-tulos). Tietämällä arvosi saat selkeämmän käsityksen päivittäisistä hyvinvointitottumuksistasi ja voit muuttaa vaivannäkösi oivalluksiksi. Tämä käyttöopas opastaa sinua kaikessa, mitä sinun on tiedettävä, jotta saat Prysm iO™ -laitteestasi kaiken irti ja voit pysyä hyvinvointimatkillasi.

## LAATIKON SISÄLTÖ

1. Prysm iO™ -laite
2. Prysm iO™ -teline
3. Kuljetuskotelo
4. Kalibrointikiekko
5. Mikrokuituliina puhdistukseen
6. USB-C-latausjohto
7. Pika-aloitusopas



# TUNNE PRYSM IO™ -LAITTEESI



## ALOITA PRYSM IO™ -MATKASI

### LATAA NU SKIN® Prysm iO™ -SOVELLUS

Lataa Nu Skin® Prysm iO™ -sovellus ennen laitteen käyttöä ja noudata sovelluksen ohjeita laitteen määrittämiseksi ja kalibroimiseksi. Tämä tehokaksikko avaa käyttöösi koko Prysm iO™ -kokemuksen. Voit määrittää laitteen helposti ja katsoa tietoja älykkäämpää ja yksilöllisempää hyvinvointia varten.



## ENNEN SKANNAUSTA

Ennen kuin käytät Prysm iO™ -laitetta, sinun on yhdistettävä ja määritettävä laite.

### Vaihe 1

Lataa Nu Skin® Prysm iO™ -sovellus.

### Vaihe 2

Käynnistä laite. Merkkivalot vilkkuvat valkoisina, mikä ilmoittaa, että sinun on noudatettava sovelluksessa näkyviä yhdistämis- ja määrittäsohjeita.

### Vaihe 3

Kalibroi laite mukana toimitetulla kalibroitikiekolla sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

## SKANNAUS

Varmista ennen käyttöä, että Prysm iO™ -laite on ladattu. Latausohjeet ovat sivulla X.

### Vaihe 1

Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta. Laitteen keskellä vilkkuva punainen valo ilmaisee, että laite on valmis skannaukseen.

### Vaihe 2

Aseta etusormen pää laitteen päälle niin, että se peittää linssin kokonaan. Skannaus käynnistyy automaattisesti.

**Huomautus:** älä poista sormeaa linssiltä skannauksen aikana.



### Vaihe 3

Merkkivalot kiertävät skannauksen aikana.

Kun skannaus on valmis, vain yksi valo vilkkuu ja ilmaisee samalla skannauksen tuloksen.

### Vaihe 4


Merkkivalot näyttävät värituloksesi muutaman sekunnin ajan ennen kuin ne sammuvat. Laite on nyt valmis suorittamaan toisen skannauksen.

**Huomautus:** jos uutta skannausta ei käynnistetä 1 minuutin kuluessa, laite sammuu automaattisesti.

## ASIAANTUNTIJAVINKKEJÄ

Asiantuntijavinkki 1:

Kokeile peittää laitteen linssi sormenpään keskiosalla.



**Asiantuntijavinkki 2:**

Jotta sormi ei liiku skannauksen aikana, aseta käsivarsi tasaista alustaa vasten.

## PRYSM-TULOKSESI

Prysm-tulos ilmaisee ihosi karotenoiditason. Laite näyttää tuloksen värillä. Yhdistettynä Nu Skin® Prysm iO™

-sovellukseen laite näyttää tuloksen myös numeroarvona.



## TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

- Laite on tarkoitettu yli 18-vuotiaiden aikuisten käyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Käytä tätä laitetta vain hyväksytyn Nu Skin® -koulutusmateriaalin ohjeiden mukaisesti.
- Älä katso suoraan laitteen linssiin, kun se suorittaa skannausta.
- Älä yritä vaihtaa akkua tai avata laitetta.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta.
- Säilytä lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä sitä ulko-olosuhteissa tai altista sitä niille.

- Laitetta saa ladata vain sisätiloissa kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Älä jätä laitetta lataukseen yli tunniksi sen jälkeen, kun akku on ladattu täyteen. Akussa on järjestelmät ylikuumenemisen välttämiseksi, mutta yllilataus voi ajan mittaan lyhentää akun käyttöikää.
- Älä murskaa, pudota tai vahingoita laitetta.
- Älä anna laitteen joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Prysm iO™ sisältää ladattavan litiumioniakun, jota ei voi vaihtaa. Älä altista laitetta lämmölle loukkaantumisriskin välttämiseksi. Älä säilytä laitetta lämmönlähteen, kuten lämpöpatterin, tulen tai lämmityskanavan, lähellä. Älä jätä laitetta kuumaan ajoneuvoon tai säilytä sitä liian kuumissa paikoissa. Älä jätä tätä laitetta kylmään paikkaan tai pakkasolosuhteisiin. Tarkista lentoyhtiöltä ennen laitteen lähettämistä tai ottamista mukaan lentokoneeseen.
- Käytä laitetta vain sormenpään skannaamiseen. Älä yritä skannata muita kehonosia tai esineitä.

**VAROITUS:** Prysm iO™ -laite ladataan C-tyypin USB-kaapelilla, jossa on sertifioitu USB-yhteensopiva sovitin. Käytä vain laadukasta C-tyypin USB-kaapelia, jonka ominaisuudet ovat seuraavat: 5 V 1 A.

Laitteen ihanteellinen säilytys- ja latauslämpötila on 20–25 °C.



## VAROTOIMET

- Pidä laite ja laturijohto lasten ulottumattomissa.
- Tarkista laite ajoittain vaurioiden varalta.  
Loukkaantumisten välttämiseksi älä koskaan käytä laitetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai rikkoutuneelta.
- Käytä vain ohjeiden mukaan terveelle iholle. Älä käytä laitetta, jos sinulla on ihovaurioita, haavoja tai ihottumaa, jos sinulla on taipumusta pityriasis rosea -punatäplähilseilylle tai jos sormissasi on iho-ongelmia tai jos sormiesi iho on yliherkkä.
- Älä käytä laitetta ajaessasi, käyttäessäsi koneita tai harjoittaessasi mitään toimintaa, jossa skannaus voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Älä käytä laitteessa voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa. Älä upota laitetta veteen.
- Älä aseta tai säilytä laitetta siten, että se voi pudota tai joutua veteen.
- Älä muokkaa laitetta millään tavalla.

Prysm iO™ käyttää radiosignaaleja yhteyden muodostamiseen langattomiin verkkoihin, ja Prysm iO™ sisältää magneetteja, jotka muodostavat sähkömagneettisia kenttiä. Tällaiset päästöt voivat vaikuttaa kielteisesti muiden elektronisten laitteiden toimintaan tai häiritä lääkinnällisiä laitteita. Ota yhteyttä lääkäriin ja lääkinnällisen laitteen valmistajaan ja pyydä tietoa siitä, onko lääkinnällisen laitteen ja Prysm iO™ -laitteen tai magneettisen telineen välillä säilytettävä turvallinen etäisyys.



Parhaat käytännöt tarkkoja skannauksia varten

- Prysm iO™ -laitteen on oltava tasaisella alustalla skannauksen aikana.
- Varmista ennen skannausta, että sormesi on puhdas ja kuiva.
- Aseta sormenpään keskikohta mahdollisimman lähelle skannauslinssin keskikohtaa.
- Varmista, että sormesi peittää linssin kokonaan ja estää ulkopuolisen valon skannauksen aikana.
- Vältä liikkumista skannauksen aikana.

## YLLÄPITO

Jotta Prysm iO™ -laitteesi toimisi oikein, noudata näitä tärkeitä ohjeita.

### Laitteen puhdistaminen

Puhdista laite jokaisen skannauksen jälkeen mukana toimitetulla mikrokuituliinalla. Lasi-ikkuna on aina pidettävä vapaana hiukkasista, jäämistä ja tahroista.

Jos tarvitaan lisäpuhdistusta, pyyhi 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla kostutetulla pehmeällä liinalla tai linssipaperilla. Älä upota laitetta nesteeseen tai aseta sitä juoksevan veden alle. Vältä kovia tai hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa laitetta.



## Säilytys

Säilytä laitetta mukana toimitetussa kuljetuskotelossa tai turvallisessa paikassa, jotta se pysyy suojattuna ja optimaalisessa kunnossa. Vääränlainen varastointi voi vahingoittaa skannauslinssiä.

## Lämpötila

Käytä ja lataa laitetta vain viileässä ja kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 20–25 °C. Säilytä laitetta vain ympäristössä, jonka lämpötila on 10–27 °C.

## Lataus

Kun laitteen akun varaus on vähissä, ensimmäinen punainen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa. Varmista ennen lataamista, että laite ja laturi ovat täysin kuivia. Älä lataa laitetta paikassa, jossa se voi joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.



Kytke mukana toimitettu johto sovittimeen ja sitten seinäpistorasiaan. Kytke sitten kaapelin toinen pää laitteen USB-C-liitäntään.



**Huomio:** Akun keston säilyttämiseksi älä jätä laitetta kytkettynä verkkovirtaan sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen. Jatkuva lataus voi ajan mittaan heikentää akkua. Käytä vain mukana toimitettua Prysm iO™ -latausjohtoa ja sertifioitua (IEC/EN 62368-1) USB-C-sovitinta.

## Vianmääritys

Tutustu Prysm iO™ -laitteen vianmääritykseen osoitteessa [myprysmio.com/support](https://myprysmio.com/support).

## Huolto

Älä yritä korjata laitetta itse. Se aiheuttaa takuun raukeamisen. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Katso huollon yhteystiedot takuuosioista.

## Laitteen ja akun hävittäminen



Prysm iO™ -laite on hävitettävä asianmukaisesti paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Laite sisältää elektronisia komponentteja ja litiumioniakun, joten sitä ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Kun laitteen käyttöikä on lopussa, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon ja kysy alueesi litiumakkuja sisältävän elektroniikan asianmukaisista hävittämis- ja kierrätysvaihtoehdoista.

## VARAOSA- JA TAKUUTIEDOT

Nu Skin® myöntää laitteelle kahden vuoden materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan takuun. Takuu on voimassa toimituspäivästä lähtien. Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka ovat seurausta vahingosta tai väärinkäytöstä. Jos tuotteeseen tulee vika kahden vuoden takuuajan aikana, soita paikalliseen Nu Skin® -asiakaspalveluun korjauksen tai vaihdon järjestämiseksi. Voit joutua esittämään virallisen myyntikuitin, josta selviää laitteen toimituspäivä. Nu Skin® pidättää oikeuden tarkastaa laite. Takuu ei rajoita ostomaassa voimassa olevia lakisääteisiä oikeuksiasi, vaan ne pysyvät voimassa. Tämä takuu on voimassa seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tšekin tasavalta, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Islanti, Irlanti, Italia, Luxemburg, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Etelä-Afrikka, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Lisätietoja siitä, miten Nu Skin® kerää, käyttää ja jakaa henkilötietoja, saat osoitteesta

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>.

Lisätietoja siitä, miten Nu Skin® kerää ja käyttää kuluttajien terveystietoja, saat osoitteesta <https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>.

App Store ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muilla markkina-alueilla. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

**Tärkeä ilmoitus:** Prysm iO™ ei ole lääkinnällinen laite, eikä sitä pidä käyttää ammattimaisen lääkinnällisen ohjeistuksen korvikkeena. Sen tarkoituksena ei ole diagnosoida, parantaa, lievittää, hoitaa tai ehkäistä tauteja tai sairauksia tai vaikuttaa minkään kehon osan rakenteeseen tai toimintaan. Kysy aina neuvoa terveydenhuollon tarjoajalta ennen kuin teet terveytesi tai hyvinvointiisi liittyviä päätöksiä. Jos uskot, että Prysm iO™ tai teline saattaa häiritä jotakin lääkinnällistä laitetta, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

## TEKNISET JA LAKITIEDOT

| Radiotyyppi | Kuvaus          | Lähettimen taajuus (MHz) | Suurin säteilyteho EIRP |
|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| Bluetooth   | Matalaenerginen | 2 402 – 2 480            | 1,72 dBm                |

Prysm iO™ -laitemalli: PD1R

Tulo: 5 V  1 A, 5 W

Akku: Litium-ioniakku 3,7 V 360 mAh



Kotelointiluokka (IP)

Luokitus: IP54

Suojattu rajalliselta pölyn sisäänkärsyiltä ja vesiroiskeilta mistä tahansa suunnasta.

Suhteellinen kosteus: 10–95 %



Tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Suurin käyttökorkeus:  
2 000 metriä.

## SYMBOLIEN SELITYKSET

|                                                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Hävitä akut alueesi määräysten mukaisesti |
|  | Tasavirta                                 |
|  | Luokan III suojaus sähköiskulta           |
|  | Pidä kuivana                              |
|  | Lue käyttöohje ennen käyttöä              |

# VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSET



## EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)



Me, NUI Products Europe BV, jonka päätoimipaikka on Leonardo da Vinci-lään 9, 1980 Zaventem, Belgia, vakuutamme seuraavien geeniväestöä sisältävän tuotteen:

Progen IC  
muoti PC218  
5 V + 1 A, 5 W, IP54  
Ituunsoinninvalvottuinen laite  
3,7 V, 340 mAh

jota tämä vakuutus koskee, on asiaa koskevan uuden yhdenmukaistamisdirektiivin tai vaatimusten mukainen: radioaaltodirektiivi (2014/53/EU), normidirektiivi (2011/65/EU) ja sen muutos (EU) 2019/904.

Suostumme sitoumoitettuna yhdenmukaistettuihin teknisiin standardeihin ja teknisiin selvityksiin:

Tuotteen ja sen osien tekniset vaatimukset on tarkastettu ja tarkastettu on:

- EN 62479: 2010
- EN 60950: 2017
- EN 61010-1: 2010
- EN 61010-1: 2010/A1: 2019/04
- EN 61010-1: 2010/A1: 2019

Muutostenmukainen yhdenmukaistaminen (päättökäytännöt) on tarkastettu ja tarkastettu on:

- EN IEC 61226-1: 2007
- EN IEC 61010-2-2: 2019/A1: 2021
- EN 61010-2-2: 2019/A1: 2021
- IEC 61010-2-2: 2019/A1: 2021
- IEC 61010-2-2: 2019/A1: 2021
- IEC 61010-2-2: 2019/A1: 2021

Me, NUI Products Europe BV, joka on allekirjoittanut tämän vakuutuksen, tunnustamme, että meidän on täytettävä kaikki edellä mainitut vaatimukset ja standardit.



Kuulutusvakuutuksen täydentäminen (päättökäytännöt) on tarkastettu ja tarkastettu on:

- IEC 61010-2-2: 2019/A1: 2021

Kuulutusvakuutuksen täydentäminen (päättökäytännöt) on tarkastettu ja tarkastettu on:

- EN IEC 62201-1: 2013
- EN IEC 62201-2: 2013
- EN IEC 62201-3: 2013
- EN IEC 62201-4: 2013
- EN IEC 62201-5: 2013
- EN IEC 62201-6: 2013
- EN IEC 62201-7: 2013
- EN IEC 62201-8: 2013
- EN IEC 62201-9: 2013
- EN IEC 62201-10: 2013

Tuotteen tekniset vaatimukset on tarkastettu ja tarkastettu on:

NUI Products Europe BV, da Vinci-lään 9, 1980 Zaventem, Belgia.

Tuotteen valmistus ja jakelu on: Michael Sinaut, President, Eurooppa ja Afrikka

Antamispäivämäärä: 11. syyskuuta 2025  
Antamispäivä: Zaventem, Belgia

Michael Sinaut  
President, Eurooppa ja Afrikka

Me, NUI Products Europe BV, joka on allekirjoittanut tämän vakuutuksen, tunnustamme, että meidän on täytettävä kaikki edellä mainitut vaatimukset ja standardit.





PRYSM iO™

MANUEL D'UTILISATION ET  
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

# Bien-être vraiment intelligent

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT                         | 95  |
| CONTENU DE LA BOÎTE                                      | 95  |
| DÉCOUVREZ PRYSM IO™                                      | 96  |
| COMMENCEZ VOTRE PARCOURS PRYSM IO™                       | 96  |
| AVANT D'EFFECTUER UN SCAN                                | 97  |
| COMMENT EFFECTUER UN SCAN                                | 97  |
| CONSEILS DE PRO                                          | 98  |
| VOTRE SCORE PRYSM                                        | 99  |
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE                  | 99  |
| PRÉCAUTIONS                                              | 101 |
| MAINTENANCE                                              | 102 |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES | 106 |
| DÉFINITION DES SYMBOLES                                  | 106 |
| DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ                               | 107 |

# PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT

Bienvenue dans Prysm iO™ - votre portail personnel vers un bien-être intelligent et fondé sur la science. Prysm iO™ évalue les niveaux de caroténoïdes dans votre peau.


Prysm iO™ vous permet d'aller au-delà des conjectures en vous fournissant un taux de caroténoïde dans la peau personnalisé (Score Prysm) qui vous aide à mieux comprendre vos habitudes quotidiennes en matière de bien-être, transformant ainsi vos efforts en informations utiles. Ce manuel vous guidera dans tout ce que vous devez savoir pour tirer le meilleur parti de votre Prysm iO™, afin que vous puissiez rester connecté·e à votre parcours de bien-être.

## CONTENU DE LA BOÎTE

1. Appareil Prysm iO™
2. Socle Prysm iO™
3. Étui de voyage
4. Disque d'étalonnage
5. Chiffon de nettoyage en microfibre
6. Câble de charge USB-C
7. Guide de démarrage rapide



# DÉCOUVREZ PRYSM IO™



## COMMENCEZ VOTRE PARCOURS PRYSM IO™

### TÉLÉCHARGEZ L'APPLI NU SKIN® Prysm iO™

Avant d'utiliser votre appareil, téléchargez l'application Nu Skin® Prysm iO™ et suivez les instructions de l'application pour configurer et calibrer votre appareil. Cette association puissante vous permet de profiter pleinement de l'expérience Prysm iO™. Vous pouvez configurer votre appareil en toute simplicité et obtenir des informations pour un bien-être plus intelligent et plus personnalisé.



## AVANT D'EFFECTUER UN SCAN

Avant d'utiliser votre Prysm iO™, vous devez connecter et configurer votre appareil.

### Étape 1.

Téléchargez l'application Nu Skin® Prysm iO™.

### Étape 2.

Allumez votre appareil, les voyants lumineux clignoteront en blanc pour vous indiquer que vous devez suivre les instructions de l'application pour connecter et configurer votre appareil.

### Étape 3.

Suivez les instructions de l'application pour calibrer votre appareil à l'aide du disque de calibration fourni.

## COMMENT EFFECTUER UN SCAN

Avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil Prysm iO™ est chargé. Pour les instructions de recharge, voir la page X.

### Étape 1.

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en marche. Un voyant rouge au centre de l'appareil clignote, indiquant que l'appareil est prêt à effectuer un scan.

### Étape 2.

Placez le bout de votre index sur l'appareil de manière à couvrir l'ensemble de la lentille. Le scan démarre automatiquement.

**Remarque :** Veillez à ne pas retirer votre doigt de la lentille pendant le scan.

### Étape 3.

Les voyants lumineux s'allument pendant le scan.

Une fois le scan réalisé, un unique voyant lumineux clignotera pour indiquer votre score.

### Étape 4.

Les voyants lumineux affichent votre score couleur pendant quelques secondes avant de s'éteindre. L'appareil est maintenant prêt à effectuer un nouveau scan.

**Remarque :** Si aucun nouveau scan n'est lancé dans un délai d'une minute, l'appareil s'éteindra automatiquement.

## CONSEILS DE PRO

### Conseil de pro 1 :

Essayez de couvrir la lentille de l'appareil avec la partie centrale du bout de votre doigt.



### Conseil de pro 2 :

Pour éviter de bouger pendant le scan, posez votre bras sur une surface plane.

## VOTRE SCORE PRYSM

Le score Prysm reflète les niveaux de caroténoïdes dans votre peau. L'appareil fournit un score basé sur des couleurs et, lorsqu'il est connecté à l'application Nu Skin® Prysm iO™, affiche la valeur numérique correspondante.

Le rouge indique un faible taux de caroténoïdes dans la peau



Le violet indique un taux élevé de caroténoïdes dans la peau

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

- L'appareil est destiné aux adultes de plus de 18 ans. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins de bénéficier d'une supervision ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants. Utilisez uniquement cet appareil conformément aux instructions figurant dans les supports de formation approuvés par Nu Skin®.
- Évitez de regarder directement la lentille de l'appareil lorsque celui-ci effectue un scan.
- N'essayez pas de remplacer la batterie ou d'ouvrir l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il semble avoir été endommagé.

- Tenez l'appareil hors de portée des animaux de compagnie.
- Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé à l'intérieur ; ne l'utilisez pas et ne l'exposez pas à des conditions extérieures.
- L'appareil doit être chargé à l'intérieur et dans des espaces bien ventilés et secs.
- Ne laissez pas l'appareil en charge plus d'une heure après que la batterie est complètement chargée. La batterie inclut des systèmes destinés à éviter la surchauffe, mais une surcharge peut en réduire la durée de vie au fil du temps.
- N'écrasez pas, ne faites pas tomber ou n'endommagez pas l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Prysm iO™ est doté d'une batterie rechargeable au lithium-ion qui n'est pas remplaçable. Pour prévenir tout risque de blessure, n'exposez pas l'appareil à la chaleur. Ne le rangez pas à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un feu ou une sortie d'air chaud. Ne le laissez pas dans un véhicule où la température est élevée, et ne le stockez pas dans des endroits excessivement chauds. Ne le laissez pas dans un environnement froid ou soumis au gel. Veuillez consulter votre transporteur avant d'expédier cet appareil par voie maritime ou aérienne.
- Utilisez l'appareil uniquement pour scanner l'extrémité des doigts. N'essayez pas de scanner d'autres parties du corps ou d'autres objets.



**MISE EN GARDE :** L'appareil Prysm iO™ est chargé à l'aide d'un câble USB de type C avec un adaptateur certifié compatible USB. N'utilisez qu'un câble USB de type C de bonne qualité respectant les spécifications suivantes : 5V 1A.

L'idéal est de stocker et de charger l'appareil à température ambiante, entre 20 °C et 25 °C (entre 68 °F et 77 °F).

## PRÉCAUTIONS

- Gardez l'appareil et le câble du chargeur hors de portée des enfants
- Inspectez régulièrement l'appareil afin de détecter d'éventuels dommages ; ne l'utilisez jamais s'il semble endommagé ou cassé, afin de prévenir toute blessure.
- Utilisez uniquement conformément aux instructions sur une peau saine. Ne l'utilisez pas si vous souffrez de plaies ouvertes, de blessures ou d'éruptions cutanées, si vous êtes sujet au pityriasis rosé ou si vous souffrez de problèmes de doigts ou si la peau de vos doigts est excessivement sensible.
- N'utilisez pas l'appareil pendant que vous conduisez, que vous utilisez des machines ou que vous prenez part à une activité durant laquelle la réalisation d'un scan peut vous exposer à un risque de blessure.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de produits abrasifs sur votre appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pendant le bain ou la douche. N'immergez pas votre appareil dans l'eau.
- Ne placez pas ou ne rangez pas votre appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans l'eau.
- Ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit.



Prysm iO™ utilise des signaux radio pour se connecter aux réseaux sans fil et contient des aimants qui émettent des champs électromagnétiques. Ces émissions pourraient nuire au fonctionnement d'autres équipements électroniques ou interférer avec des dispositifs médicaux. Contactez votre médecin et le fabricant de votre dispositif médical pour savoir si vous devez maintenir une distance de sécurité entre votre dispositif médical et le Prysm iO™ ou son socle magnétique.

### Meilleures pratiques pour des scans précis

- Prysm iO™ doit être placé sur une surface plane et horizontale lors du scan.
- Assurez-vous que votre doigt est propre et sec avant d'effectuer le scan.
- Placez le centre du bout du doigt aussi près que possible du centre de la lentille de scan.
- Veillez à ce que votre doigt recouvre entièrement la lentille afin de bloquer toute lumière extérieure pendant le scan.
- Évitez de bouger pendant le scan.

## MAINTENANCE

Pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil Prysm iO™, veuillez suivre ces instructions importantes.

### Nettoyage de l'appareil

Utilisez le chiffon en microfibre fourni pour nettoyer votre appareil après chaque scan. La vitre doit toujours être exempte de particules, de résidus ou de traces.

Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire, désinfectez avec de l'alcool isopropylique à 70 % sur un chiffon doux ou du papier spécial pour lentilles. Ne plongez pas l'appareil dans un liquide et ne le placez pas sous l'eau courante. Évitez les produits de nettoyage agressifs ou abrasifs qui pourraient endommager l'appareil.



## Rangement

Rangez votre appareil dans l'étui de transport fourni ou dans un endroit sûr pour le protéger et le maintenir en parfait état. Un mauvais stockage pourrait endommager la lentille de scan.

## Temperature

Utilisez et rechargez l'appareil uniquement dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre 20 °C et 25 °C (entre 68 °F et 77 °F). Rangez l'appareil uniquement dans des environnements dont la température est comprise entre 10 °C et 27 °C (entre 50 °F et 80 °F).

## Charge

Lorsque la batterie de l'appareil est faible, le premier voyant rouge clignotera trois fois. Avant de charger l'appareil, assurez-vous que l'appareil et le chargeur sont parfaitement secs. Ne chargez pas l'appareil dans un endroit où il risquerait d'entrer en contact avec un liquide.



Branchez le câble fourni à un adaptateur, puis sur une prise murale. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble au port USB-C de l'appareil.



**Attention :** Pour préserver la durée de vie de la batterie, ne laissez pas votre appareil branché une fois qu'il est complètement chargé. Une charge continue peut entraîner une dégradation progressive de la batterie. Utilisez uniquement le câble de charge Prysm iO™ fourni et un adaptateur certifié (IEC/EN 62368-1) compatible USB-C.

## Dépannage

Pour le dépannage de Prysm iO™, rendez-vous sur : [getprysmio.com/support](https://getprysmio.com/support)



## Réparation

Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Cela annulerait la garantie. Aucune pièce à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. Veuillez consulter la section consacrée à la réparation dans la garantie.

## Mise au rebut de l'appareil et des piles



Vous devez éliminer l'appareil Prysm iO™ conformément aux lois et réglementations locales en vigueur. L'appareil contient des composants électroniques et une batterie lithium-ion, qui doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, contactez votre service local de gestion des déchets pour connaître les options de mise au rebut et de recyclage appropriées pour les appareils électroniques équipés de piles au lithium dans votre région.

## REPLACEMENT ET INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Nu Skin® garantit, pendant deux ans à compter de la date de livraison, que votre appareil ne présente aucun défaut matériel ni de fabrication. Cette garantie ne couvre aucun dommage découlant d'une mauvaise utilisation du produit ou d'un accident. Si le produit devient défectueux au cours des deux ans couverts par la garantie, veuillez appeler votre bureau local Nu Skin® afin de procéder à sa réparation ou à son remplacement. Il pourra être demandé au client de montrer une preuve officielle d'achat indiquant la date de livraison. Nu Skin® se réserve le droit d'examiner l'appareil. Cette garantie ne saurait contrevenir à vos droits légaux propres au pays d'achat. Ces droits restent protégés. Cette garantie est valide dans les pays suivants : Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, France,



Allemagne, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas et Royaume-Uni.

Pour plus d'informations sur la manière dont Nu Skin® recueille, utilise et partage les données à caractère personnel, veuillez consulter la page suivante :

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>

et pour plus d'informations sur la manière dont Nu Skin® recueille et utilise les données relatives à la santé des consommateurs, veuillez consulter la page suivante :  
<https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

L'App Store et le logo Apple sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres marchés. Google Play est une marque déposée de Google LLC.

**Notification importante :** Prysm iO™ n'est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisé comme substitut à un avis médical professionnel. Il n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir, atténuer, traiter ou prévenir une maladie ou un état pathologique, ni à affecter la structure et la fonction d'une quelconque partie du corps. Consultez toujours votre professionnel de santé avant de prendre des décisions relatives à votre santé ou à votre bien-être. Si vous pensez que Prysm iO™ ou le socle pourrait interférer avec un dispositif médical, cessez-en immédiatement l'utilisation et contactez votre professionnel de santé.



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

| Type de radio | Description    | Fréquence de l'émetteur (MHz) | Puissance rayonnée maximum EIRP |
|---------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Bluetooth     | Faible énergie | 2402 – 2480                   | 1,72 dBm                        |

Modèle d'appareil Prysm iO™ : PD1R

Entrée : 5V  1A, 5W

Batterie : Batterie lithium-ion 3,7V 360mAh

 Indice de protection (IP) Indice : IP54

Protégé contre la pénétration limitée de poussière et les projections d'eau provenant de toutes les directions.

Humidité relative : 10~95 % HR

Destiné à un usage intérieur uniquement. Altitude maximale de fonctionnement : 2000 mètres.

## DÉFINITION DES SYMBOLES

|                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Les batteries doivent être mises au rebut dans le respect des réglementations locales |
|  | Courant continu                                                                       |
|  | Protection de classe III contre les chocs électriques                                 |
|  | Garder au sec                                                                         |
|  | Lire le manuel avant utilisation                                                      |

# DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ



SECOURS LA VIEUX-VEZIN DE VOSSEMENT

## Déclaration de conformité (DoC) de l'UE



Nous, NSE Products Europe BV, ayant notre principal lieu d'activité implanté à l'adresse de Veldlaan 9, 1980 Zaventem, Belgique, déclarons sous notre entière responsabilité que le produit

Proxim-02

Modèle P028

5 V + 1 A, 5 W, SP54

L'appareil alimenté par batterie Li-Ion  
3,7 V, 360 mAh

auquel il est fait référence dans la présente déclaration, est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union en vigueur : Directive relative aux Equipements radioélectriques (2014/53/UE), directive Radio (2011/65/UE) et son amendement (UE) 2013/186.

Les caractéristiques techniques et normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

Sont en accord (article 3.1(2), de la directive sur les Equipements radioélectriques)

- EN 62479 - 2010
- EN 60950 - 2017
- EN 61010-1 - 2018
- EN 61010-1-2018/A1-2018/A2-2019-04
- EN 61010-1-2018/A1-2019

Compatibilité électromagnétique (article 3.2(2) de la directive relative aux Equipements radioélectriques)

- EN 61010-1-2017
- EN 61010-1-2017/A1-2017
- EN 61010-1-2017/A2-2017
- EN 61010-1-2017/A3-2017
- EN 61010-1-2017/A4-2017

Signature et date de la déclaration de conformité



SECOURS LA VIEUX-VEZIN DE VOSSEMENT

Attestation de conformité des Equipements radioélectriques (article 3.2 de la directive sur les Equipements radioélectriques)

- RTSE EN 308 228 V2.2.2 (2019-07)

Directive Radio (2011/65/UE) et son amendement, Directive (UE) 2013/186

- EN 62479-1-2010
- EN 60950-1-2017
- EN 62479-1-2017
- EN 62479-1-2017/A1-2017
- EN 62479-1-2017/A2-2017
- EN 62479-1-2017/A3-2017

La documentation technique est conservée à l'adresse suivante :  
NSE Products Europe BV, De Veldlaan 9, 1980 Zaventem, Belgique.

Le représentant agréé situé au sein de la Communauté est : Michael Smet, Président Europe et Afrique

Date de publication : 11 septembre 2020

Lieu de publication : Zaventem, Belgique

Michael Smet  
Président Europe et Afrique

Signature et date de la déclaration de conformité





PRYSM iO™

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS  
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

# Valóban intelligens wellness

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE                      | 111 |
| A DOBOZ TARTALMA                          | 111 |
| A PRYSM IO™ MEGISMERÉSE                   | 112 |
| KEZDJE EL A PRYSM IO™-VAL KÖZÖS UTAZÁSÁT  | 112 |
| A MÉRÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT                  | 113 |
| MÉRÉS                                     | 113 |
| HASZNOS TIPPEK                            | 114 |
| A PRYSM-PONTSZÁM                          | 115 |
| BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK | 115 |
| ÓVINTÉZKEDÉSEK                            | 117 |
| KARBANTARTÁS                              | 118 |
| MŰSZAKI ADATOK ÉS JOGSZABÁLYI INFORMÁCIÓK | 122 |
| SZIMBÓLUMOK MEGHATÁROZÁSAI                | 122 |
| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK               | 123 |

## A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Üdvözli a Prysm iO™ – az Ön intelligens, tudományosan alátámasztott eszköze, amely a jóllétét segíti elő. A Prysm iO™ méri a bőr karotinoidszintjét.

A Prysm iO™ segítségével túlléphet a találgatáson – személyre szabott bőr karotinoid érték (Prysm-pontszám) megjelenítésével tisztább betekintést biztosít a mindennapos wellnessrutinjaiba, és erőfeszítéseit adatokká alakítja. Ez a kézikönyv végigvezeti a legfontosabb tudnivalókon, hogy a legtöbbet hozhassa ki a Prysm iO™ készülékéből – így a jóllét felé vezető utazása során céltudatos maradhat.

## A DOBOZ TARTALMA

1. Prysm iO™ készülék
2. Prysm iO™ állvány
3. Hordtáska
4. Kalibrációs lemez
5. Mikroszálas törlőkendő
6. USB-C-töltőkábel
7. Rövid használati útmutató



# A PRYSM IO™ MEGISMERÉSE



Bekapcsológomb

USB-C-töltőport

Táblagép-/  
telefontartó



Szkennelőlencse

Jelzőfények



Mágneses  
dokkoló



Kalibrációs  
lemez

## KEZDJE EL A PRYSM IO™-VAL KÖZÖS UTAZÁSÁT

### TÖLTSE LE A NU SKIN® Prysm iO™ ALKALMAZÁST

A készülék használata előtt töltsse le a Nu Skin® Prysm iO™ alkalmazást, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a készülék beállításához és kalibrálásához. Az alkalmazás és a készülék párosítása átfogó Prysm iO™-élményt tesz lehetővé. Könnyedén beállíthatja készülékét, és hasznos információkat kaphat az intelligensebb, személyre szabottabb wellnessélményért.



# A MÉRÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT

A Prysm iO™ használata előtt a készülék csatlakoztatása és beállítása szükséges.

## 1. lépés

Töltse le a Nu Skin® Prysm iO™ alkalmazást.

## 2. lépés

Kapcsolja be a készüléket. A jelzőfények fehér villogása jelzi, hogy követnie kell az alkalmazáson belüli utasításokat a készülék csatlakoztatásához és beállításához.

## 3. lépés

Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a készülék kalibrálásához a mellékelt kalibrációs lemez segítségével.

# MÉRÉS

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a Prysm iO™ készülék fel van töltve. A töltésre vonatkozó utasításokat a(z) X. oldalon találja.

## 1. lépés

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. A készülék közepén egy piros jelzőfény villogása jelzi, hogy a készülék készen áll a mérésre.

## 2. lépés

Helyezze a mutatóujját a készülékre, hogy az egész lencsét lefedje. A mérés automatikusan elindul.

**Megjegyzés:** ügyeljen arra, hogy a mérés alatt ne vegye le az ujját a lencséről.

### 3. lépés

A jelzőfények körözni fognak a mérés során.

Amikor elkészült, egyetlen villogó fény jelzi a kapott pontszámot.

### 4. lépés

A jelzőfények néhány másodpercig mutatják a pontszám színskáláját, majd kialszanak. A készülék most már készen áll egy újabb mérés elvégzésére.

**Megjegyzés:** ha 1 percen belül nem indít újabb mérést, a készülék automatikusan kikapcsol.

## HASZNOS TIPPEK

#### 1. tipp:

Próbálja meg az ujjbegye közepével letakarni a készülék lencsáját.



#### 2. tipp:

Fektesse a karját sík felületre, hogy elkerülje a mérés közbeni véletlen elmozdulást.

## A PRYSM-PONTSZÁM

A Prysm-pontszám a bőr karotinoidszintjét tükrözi. A készülék egy színelapú pontszámot biztosít, és amikor csatlakoztatva van a Nu Skin® Prysm iO™ alkalmazáshoz, megjeleníti az ehhez tartozó numerikus értéket.



## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csak 18 év feletti felnőttek használhatják. Nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és ismerettel rendelkező személyek általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, és iránymutatást nyújt nekik a készülék használatát illetően. Győződjön meg arról, hogy gyermekek nem játszanak a készülékkel. A készülék tisztítása és karbantartása gyermekek számára nem engedélyezett. Kizárólag a jóváhagyott Nu Skin® oktatóanyagokban leírtak szerint használja a készüléket.
- Ne nézzen közvetlenül a készülék lencséjébe mérés közben.
- Ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort vagy felnyitni a készüléket.
- Soha ne használja a készüléket, ha az sérültnek tűnik.

- Háziállatok elől elzárva tartandó.
- A készülék kizárólag beltéri használatra készült; ne üzemeltesse szabadtéren, és ne tegye ki az időjárási hatásoknak.
- A készüléket beltérben, jól szellőző, száraz helyen kell tölteni.
- Ne hagyja a készüléket egy óránál tovább a töltőn, miután az akkumulátor teljesen feltöltődött. Az akkumulátor túlmelegedés ellen védelemmel van ellátva, de a túltöltés idővel csökkentheti az élettartamát.
- Ne törje össze, ne ejtse le és ne sértse meg a készüléket.
- Ne engedje, hogy a készülék vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.
- A Prysm iO™ tölthető lítiumion-akkumulátort tartalmaz, amely nem cserélhető. A sérülések elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket hőhatásnak. Ne tárolja hőforrás, pl. radiátor, tűz vagy hőszugárzó közelében. Ne hagyja a forró járműben, és ne tárolja túlzottan meleg helyen. Ne hagyja a készüléket hideg vagy fagyos környezetben. A készülékkel való hajózás vagy a készülék légi szállítása előtt egyeztessen az adott hajó- vagy légitársasággal.
- A készüléket csak az ujjbegy mérésére használja. Ne próbálja meg más testrészeit vagy tárgyakat mérni.

**FIGYELMEZTETÉS:** A Prysm iO™ készülék töltése USB-C-kábellel és engedélyezett USB-csatlakozós adapterrel történik. Kizárólag olyan jó minőségű USB-C-kábelt használjon, amely a következő kategóriába esik: 5 V 1 A.

A készüléket szobahőmérsékleten, 20 °C és 25 °C között tárolja és töltsen.



## ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készülék és a töltőkábel gyermekek elől elzárva tartandó.
- Időnként ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e; a személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy töröttnek tűnik.
- Kizárólag az utasításoknak megfelelően, egészséges bőrfelületen használható. Ne használja, ha nyílt sebe, sérülése vagy kiütése van, hajlamos a rózsahámlásra, illetve ha problémás vagy túlságosan érzékeny a bőr az ujján.
- Ne használja gépjárművezetés, gépek kezelése vagy olyan tevékenység közben, ahol a mérés során megsérülhet.
- Ne használjon erős vegyi vagy maró hatású anyagokat a készüléken.
- Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben. Ne merítse vízbe a készüléket.
- Ne helyezze el vagy tárolja olyan helyen a készüléket, ahonnan beleeshet vagy bárki belelökheti a vízbe.
- Semmilyen módon ne módosítsa a készüléket.

A Prysm iO™ rádiójelekkel csatlakozik a vezeték nélküli hálózatokhoz, és mágneseket tartalmaz, amelyek elektromágneses mezőket bocsátanak ki. Az efféle kibocsátások negatívan befolyásolhatják más elektromos készülékek működését, vagy megzavarhatják az orvostechnikai eszközöket. Arról, hogy biztonságos távolságot kell-e tartania az orvostechnikai eszköze és a Prysm iO™ vagy a mágneses állvány között, érdeklődjön orvosánál és az orvostechnikai eszköz gyártójánál.



## Bevált gyakorlatok a pontos mérésekért

- A Prysm iO™ készüléket sík, vízszintes felületen kell elhelyezni mérés közben.
- A mérés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az ujjja tiszta és száraz.
- Helyezze az ujjbegye közepét a lehető legközelebb a szkennelőlencse közepéhez.
- Győződjön meg arról, hogy az ujjja teljesen eltakarja a lencsét, elzárva a kívülről érkező fény útját a mérés során.
- Kerülje a mozgást a mérés során.

## KARBANTARTÁS

A Prysm iO™ készülék megfelelő működésének megőrzése érdekében kövesse az alábbi fontos utasításokat.

### A készülék tisztítása

Minden mérés után tisztítsa meg a készüléket a mellékelt mikroszálas kendővel. Az üvegfelületre ne kerüljenek szemcsék, különböző maradványok vagy foltok.

Ha további tisztításra van szükség, törölje át 70%-os izopropil-alkohollal átitatott puha ronggyal vagy lencsetisztító papírral. Ne merítse a készüléket folyadékba, és ne helyezze folyó víz alá. Kerülje az erős vagy súroló hatású tisztítószeret, amelyek károsíthatják a készüléket.



## Tárolás

A készüléket a mellékelt hordtáskában vagy egyéb biztonságos helyen tárolja, hogy védetten és optimális állapotban tarthassa. A helytelen tárolás károsíthatja a szkennelőlencsét.

## Hőmérséklet

A készüléket csak hűvös, száraz helyen, 20 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten üzemeltesse és töltsse. A készüléket csak 10 °C és 27 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

## Töltés

Amikor a készülék akkumulátora lemerülőben van, az első piros jelzőfény háromszor felvillan. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és a töltő teljesen száraz. Ne töltsse olyan helyen, ahol a készülék folyadékkal érintkezhet.



Csatlakoztassa a mellékelt kábelt egy adapterhez, majd egy fali csatlakozóaljzathoz. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék USB-C-portjához.



**Vigyázat:** Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében ne hagyja a készüléket töltőre csatlakoztatva, miután az teljesen feltöltődött. A folyamatos töltés idővel ronthatja az akkumulátor teljesítményét. Kizárólag a mellékelt Prysm iO™ töltőkábelt és egy hitelesített (IEC/EN 62368-1) USB-C-kompatibilis adaptert használjon.

## Hibaelhárítás

A Prysm iO esetleges hibáinak elhárításához látogasson el a [getprysmio.com/support](http://getprysmio.com/support) oldalra.

## Szervizelés

Ne kísérelje meg a készülék saját kezű javítását! Ezáltal elveszítheti a jótállást. A készülék nem tartalmaz a felhasználók által javítható alkatrészeket. A szervizelés lehetőségével kapcsolatban kérjük, tekintse meg a Jótállás fejezetet.

## A készülék és az akkumulátor ártalmatlanítása



A Prysm iO™ készüléket a helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kell leselejtezni. A készülék elektronikus alkatrészeket és lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amelyet a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a készülék eléri élettartama végét, vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelési osztállyal a lítium akkumulátorokkal működő elektronikai eszközök megfelelő ártalmatlanítási és újrahasznosítási lehetőségeivel kapcsolatban az Ön területén.

## A CSERE ÉS A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI

A Nu Skin® szavatosságot vállal arra, hogy a készülék az ügyfél részére történő kiszállítás időpontjától kezdődően két éven át anyag- és megmunkálásbeli hibáktól mentes. Ez a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból vagy balesetből eredő termékkárookra. Ha a termék a kétéves szavatossági idő alatt elromlik, kérjük, javítás vagy csere érdekében hívja fel a helyi Nu Skin® ügyfélszolgálatot! Előfordulhat, hogy ehhez be kell mutatnia a hivatalos vásárlási bizonylatot, amelyen szerepel a kiszállítási dátum. A Nu Skin® fenntartja magának a jogot a készülék

átvizsgálására. A jótállás nem befolyásolja a vásárlás országában érvényes jogszabályokban rögzített jogokat, ezen jogok védelem alatt állnak. A jótállás a következő országokban érvényes: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia.

Ha szeretné megtudni, hogy a Nu Skin® hogyan gyűjti, használja fel és ossza meg személyes adatait, látogasson el a <https://legal.nuskin.com/privacy.html> weboldalra,

ha pedig szeretné megtudni, hogy a Nu Skin® hogyan gyűjti és használja fel a felhasználók egészségügyi adatait, látogasson el a <https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy> weboldalra.

\*\* Az App Store és az Apple-logó az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más piacokon regisztrált védjegye. A Google Play a Google LLC védjegye.

**Fontos megjegyzés:** A Prysm iO™ nem orvostechikai eszköz, és nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást. Nem célja a betegségek diagnosztizálása, gyógyítása, enyhítése, kezelése vagy megelőzése, illetve bármely testrész szerkezetének és működésének befolyásolása. Mindig konzultáljon egészségügyi szolgáltatójával, mielőtt döntéseket hozna az egészségével vagy jóllétével kapcsolatban. Ha úgy gondolja, hogy a Prysm iO™ vagy annak állványa zavart okozhat orvostechikai eszközének működésében, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon kezelőorvosához.



# MŰSZAKI ADATOK ÉS JOGSZABÁLYI INFORMÁCIÓK

| Rádió típusa | Leírás                       | Adófrekvencia (MHz) | Maximális kisugárzott teljesítmény (EIRP) |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Bluetooth    | Alacsony energiafelhasználás | 2402–2480           | 1,72 dBm                                  |

Prysm iO™ készülékmodell: PD1R

Bemenet: 5 V  1 A, 5 W

Akkumulátor: Lítium-ion akkumulátor 3,7 V 360 mAh

 Külső behatásokkal szembeni védetség (IP) besorolása: IP54

Korlátozott védelem bármilyen irányból érkező porbehatolás és fröccsenő víz ellen.

Relatív páratartalom: 10~95% relatív páratartalom

Kizárólag beltéri használatra készült. Maximális működtetési magasság: 2000 méter.

## SZIMBÓLUMOK MEGHATÁROZÁSAI

|                                                                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   | Az akkumulátort a saját régiójának megfelelően kell ártalmatlanítani. |
|  | Egyenáram                                                             |
|  | III. osztályú védelem áramütés ellen                                  |
|  | Tartsa szárazon.                                                      |
|  | Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.                             |



## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK



## EU-megfelelőségi nyilatkozat (DoC)



Mi, az NSE Products Europe BV, amelynek székhelye a De Vrieslaan 9, 2100, Zwettum, Belgium, kizárólagos felelősségvállaló kijelentjük, hogy az

Typen ID  
PC18 modult

5V + 1 A, 5 W, IP54

Értékesítéssel együtt szállított működő készülék  
3,2 V, 360 mAh

amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak, a szabványokból származó követelményeknek (2014/53/EU), a vonatkozó európai szabványokból származó követelményeknek (2011/65/EU), illetve az uniós módosítások (2013/59/EU).

A következő harmonizációs szabványokat és műszaki előírásokat alkalmaztuk:

**Figyelem: az alábbiak a vonatkozó szabványokból származó követelmények (2014/53/EU) szerint:**

- EN 62479: 2019
- EN 62479: 2017
- EN 61974-1: 2019
- EN 61974-1: 2019/AC: 2019-04
- EN 61974-1: 2019/AC: 2019

**Fontos megjegyzés: a következők a vonatkozó szabványokból származó követelmények (2011/65/EU) szerint:**

- EN IEC 61226-1: 2021
- EN IEC 61226-1: 2021/A1: 2021
- EN 61226-1: 2021/A2: 2021
- EN 61226-1: 2021/A3: 2021
- EN 61226-1: 2021/A4: 2021
- EN 61226-1: 2021/A5: 2021
- EN 61226-1: 2021/A6: 2021
- EN 61226-1: 2021/A7: 2021
- EN 61226-1: 2021/A8: 2021
- EN 61226-1: 2021/A9: 2021
- EN 61226-1: 2021/A10: 2021
- EN 61226-1: 2021/A11: 2021
- EN 61226-1: 2021/A12: 2021
- EN 61226-1: 2021/A13: 2021
- EN 61226-1: 2021/A14: 2021
- EN 61226-1: 2021/A15: 2021
- EN 61226-1: 2021/A16: 2021
- EN 61226-1: 2021/A17: 2021
- EN 61226-1: 2021/A18: 2021
- EN 61226-1: 2021/A19: 2021
- EN 61226-1: 2021/A20: 2021
- EN 61226-1: 2021/A21: 2021
- EN 61226-1: 2021/A22: 2021
- EN 61226-1: 2021/A23: 2021
- EN 61226-1: 2021/A24: 2021
- EN 61226-1: 2021/A25: 2021
- EN 61226-1: 2021/A26: 2021
- EN 61226-1: 2021/A27: 2021
- EN 61226-1: 2021/A28: 2021
- EN 61226-1: 2021/A29: 2021
- EN 61226-1: 2021/A30: 2021
- EN 61226-1: 2021/A31: 2021
- EN 61226-1: 2021/A32: 2021
- EN 61226-1: 2021/A33: 2021
- EN 61226-1: 2021/A34: 2021
- EN 61226-1: 2021/A35: 2021
- EN 61226-1: 2021/A36: 2021
- EN 61226-1: 2021/A37: 2021
- EN 61226-1: 2021/A38: 2021
- EN 61226-1: 2021/A39: 2021
- EN 61226-1: 2021/A40: 2021
- EN 61226-1: 2021/A41: 2021
- EN 61226-1: 2021/A42: 2021
- EN 61226-1: 2021/A43: 2021
- EN 61226-1: 2021/A44: 2021
- EN 61226-1: 2021/A45: 2021
- EN 61226-1: 2021/A46: 2021
- EN 61226-1: 2021/A47: 2021
- EN 61226-1: 2021/A48: 2021
- EN 61226-1: 2021/A49: 2021
- EN 61226-1: 2021/A50: 2021
- EN 61226-1: 2021/A51: 2021
- EN 61226-1: 2021/A52: 2021
- EN 61226-1: 2021/A53: 2021
- EN 61226-1: 2021/A54: 2021
- EN 61226-1: 2021/A55: 2021
- EN 61226-1: 2021/A56: 2021
- EN 61226-1: 2021/A57: 2021
- EN 61226-1: 2021/A58: 2021
- EN 61226-1: 2021/A59: 2021
- EN 61226-1: 2021/A60: 2021
- EN 61226-1: 2021/A61: 2021
- EN 61226-1: 2021/A62: 2021
- EN 61226-1: 2021/A63: 2021
- EN 61226-1: 2021/A64: 2021
- EN 61226-1: 2021/A65: 2021
- EN 61226-1: 2021/A66: 2021
- EN 61226-1: 2021/A67: 2021
- EN 61226-1: 2021/A68: 2021
- EN 61226-1: 2021/A69: 2021
- EN 61226-1: 2021/A70: 2021
- EN 61226-1: 2021/A71: 2021
- EN 61226-1: 2021/A72: 2021
- EN 61226-1: 2021/A73: 2021
- EN 61226-1: 2021/A74: 2021
- EN 61226-1: 2021/A75: 2021
- EN 61226-1: 2021/A76: 2021
- EN 61226-1: 2021/A77: 2021
- EN 61226-1: 2021/A78: 2021
- EN 61226-1: 2021/A79: 2021
- EN 61226-1: 2021/A80: 2021
- EN 61226-1: 2021/A81: 2021
- EN 61226-1: 2021/A82: 2021
- EN 61226-1: 2021/A83: 2021
- EN 61226-1: 2021/A84: 2021
- EN 61226-1: 2021/A85: 2021
- EN 61226-1: 2021/A86: 2021
- EN 61226-1: 2021/A87: 2021
- EN 61226-1: 2021/A88: 2021
- EN 61226-1: 2021/A89: 2021
- EN 61226-1: 2021/A90: 2021
- EN 61226-1: 2021/A91: 2021
- EN 61226-1: 2021/A92: 2021
- EN 61226-1: 2021/A93: 2021
- EN 61226-1: 2021/A94: 2021
- EN 61226-1: 2021/A95: 2021
- EN 61226-1: 2021/A96: 2021
- EN 61226-1: 2021/A97: 2021
- EN 61226-1: 2021/A98: 2021
- EN 61226-1: 2021/A99: 2021
- EN 61226-1: 2021/A100: 2021

Ensemble de documents de conformité aux exigences de la norme EN 61226-1: 2021



Készletlevegő-nyomórendszer (a szabványokból származó követelmények (2011/65/EU) szerint)

- EN 61226-1: 2021

A vonatkozó európai szabványokból származó követelmények (2011/65/EU) szerint:

- EN 61226-1: 2021
- EN 61226-1: 2021/A1: 2021
- EN 61226-1: 2021/A2: 2021
- EN 61226-1: 2021/A3: 2021
- EN 61226-1: 2021/A4: 2021
- EN 61226-1: 2021/A5: 2021
- EN 61226-1: 2021/A6: 2021
- EN 61226-1: 2021/A7: 2021
- EN 61226-1: 2021/A8: 2021
- EN 61226-1: 2021/A9: 2021
- EN 61226-1: 2021/A10: 2021
- EN 61226-1: 2021/A11: 2021
- EN 61226-1: 2021/A12: 2021
- EN 61226-1: 2021/A13: 2021
- EN 61226-1: 2021/A14: 2021
- EN 61226-1: 2021/A15: 2021
- EN 61226-1: 2021/A16: 2021
- EN 61226-1: 2021/A17: 2021
- EN 61226-1: 2021/A18: 2021
- EN 61226-1: 2021/A19: 2021
- EN 61226-1: 2021/A20: 2021
- EN 61226-1: 2021/A21: 2021
- EN 61226-1: 2021/A22: 2021
- EN 61226-1: 2021/A23: 2021
- EN 61226-1: 2021/A24: 2021
- EN 61226-1: 2021/A25: 2021
- EN 61226-1: 2021/A26: 2021
- EN 61226-1: 2021/A27: 2021
- EN 61226-1: 2021/A28: 2021
- EN 61226-1: 2021/A29: 2021
- EN 61226-1: 2021/A30: 2021
- EN 61226-1: 2021/A31: 2021
- EN 61226-1: 2021/A32: 2021
- EN 61226-1: 2021/A33: 2021
- EN 61226-1: 2021/A34: 2021
- EN 61226-1: 2021/A35: 2021
- EN 61226-1: 2021/A36: 2021
- EN 61226-1: 2021/A37: 2021
- EN 61226-1: 2021/A38: 2021
- EN 61226-1: 2021/A39: 2021
- EN 61226-1: 2021/A40: 2021
- EN 61226-1: 2021/A41: 2021
- EN 61226-1: 2021/A42: 2021
- EN 61226-1: 2021/A43: 2021
- EN 61226-1: 2021/A44: 2021
- EN 61226-1: 2021/A45: 2021
- EN 61226-1: 2021/A46: 2021
- EN 61226-1: 2021/A47: 2021
- EN 61226-1: 2021/A48: 2021
- EN 61226-1: 2021/A49: 2021
- EN 61226-1: 2021/A50: 2021
- EN 61226-1: 2021/A51: 2021
- EN 61226-1: 2021/A52: 2021
- EN 61226-1: 2021/A53: 2021
- EN 61226-1: 2021/A54: 2021
- EN 61226-1: 2021/A55: 2021
- EN 61226-1: 2021/A56: 2021
- EN 61226-1: 2021/A57: 2021
- EN 61226-1: 2021/A58: 2021
- EN 61226-1: 2021/A59: 2021
- EN 61226-1: 2021/A60: 2021
- EN 61226-1: 2021/A61: 2021
- EN 61226-1: 2021/A62: 2021
- EN 61226-1: 2021/A63: 2021
- EN 61226-1: 2021/A64: 2021
- EN 61226-1: 2021/A65: 2021
- EN 61226-1: 2021/A66: 2021
- EN 61226-1: 2021/A67: 2021
- EN 61226-1: 2021/A68: 2021
- EN 61226-1: 2021/A69: 2021
- EN 61226-1: 2021/A70: 2021
- EN 61226-1: 2021/A71: 2021
- EN 61226-1: 2021/A72: 2021
- EN 61226-1: 2021/A73: 2021
- EN 61226-1: 2021/A74: 2021
- EN 61226-1: 2021/A75: 2021
- EN 61226-1: 2021/A76: 2021
- EN 61226-1: 2021/A77: 2021
- EN 61226-1: 2021/A78: 2021
- EN 61226-1: 2021/A79: 2021
- EN 61226-1: 2021/A80: 2021
- EN 61226-1: 2021/A81: 2021
- EN 61226-1: 2021/A82: 2021
- EN 61226-1: 2021/A83: 2021
- EN 61226-1: 2021/A84: 2021
- EN 61226-1: 2021/A85: 2021
- EN 61226-1: 2021/A86: 2021
- EN 61226-1: 2021/A87: 2021
- EN 61226-1: 2021/A88: 2021
- EN 61226-1: 2021/A89: 2021
- EN 61226-1: 2021/A90: 2021
- EN 61226-1: 2021/A91: 2021
- EN 61226-1: 2021/A92: 2021
- EN 61226-1: 2021/A93: 2021
- EN 61226-1: 2021/A94: 2021
- EN 61226-1: 2021/A95: 2021
- EN 61226-1: 2021/A96: 2021
- EN 61226-1: 2021/A97: 2021
- EN 61226-1: 2021/A98: 2021
- EN 61226-1: 2021/A99: 2021
- EN 61226-1: 2021/A100: 2021

A műszaki dokumentáció a következő címen érhető el:

NSE Products Europe BV, De Vrieslaan 9, 2100, Zwettum, Belgium

Az európai közösség felelős képviselője: Michel Smeets, az Európa és Afrika régió elnöke

A nyilatkozat dátuma: 2021. szeptember 15.

A nyilatkozat helye: Zwettum, Belgium

Michel Smeets  
Az Európa és Afrika régió elnöke

Ensemble de documents de conformité aux exigences de la norme EN 61226-1: 2021





PRYSM iO™

MANUALE UTENTE E DICHIARAZIONE  
DI CONFORMITÀ

# Benessere davvero intelligente

## INDICE

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| PRESENTAZIONE GENERALE DEL PRODOTTO          | 127 |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE                   | 127 |
| CONOSCERE PRYSM IO™                          | 128 |
| INIZIARE IL VIAGGIO CON PRYSM IO™            | 128 |
| PRIMA DI EFFETTUARE LA SCANSIONE             | 129 |
| COME EFFETTUARE LA SCANSIONE                 | 129 |
| SUGGERIMENTI                                 | 130 |
| IL PRYSM SCORE                               | 131 |
| NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE              | 131 |
| PRECAUZIONI                                  | 133 |
| MANUTENZIONE                                 | 134 |
| SPECIFICHE TECNICHE E INFORMAZIONI NORMATIVE | 138 |
| LEGENDA DEI SIMBOLI                          | 138 |
| DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ                  | 139 |

## PRESENTAZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

Vi diamo il benvenuto su Prysm iO™: il portale personale verso un benessere nutrizionale più intelligente e scientificamente provato. Prysm iO™ misura i livelli di carotenoidi nella pelle.


Prysm iO™ consente di andare oltre le supposizioni, fornendo un livello personalizzato di carotenoidi della pelle (Prysm Score) che aiuta a ottenere una visione più chiara delle proprie abitudini quotidiane di benessere, trasformando gli sforzi in informazioni. Questo manuale ti guiderà attraverso tutto ciò che serve sapere per sfruttare al meglio Prysm iO™, così da rimanere connesso al proprio percorso di benessere.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Dispositivo Prysm iO™
2. Supporto Prysm iO™
3. Custodia da viaggio
4. Disco di calibrazione
5. Panno in microfibra
6. Cavo di ricarica USB-C
7. Guida di avvio rapido



# CONOSCERE PRYSM IO™



## INIZIARE IL VIAGGIO CON PRYSM IO™

### SCARICARE L'APP NU SKIN® Prysm iO™

Prima di utilizzare il dispositivo, scaricare l'app Nu Skin® Prysm iO™ e seguire le istruzioni fornite all'interno per configurarlo e calibrarlo. Questa potente combinazione sblocca l'intera esperienza Prysm iO™. Il dispositivo si può configurare con facilità e ottenere informazioni per un benessere più intelligente e personalizzato.



## PRIMA DI EFFETTUARE LA SCANSIONE

Prima di utilizzare Prysm iO™, è necessario collegare e configurare il dispositivo.

### Fase 1.

Scaricare l'app Nu Skin® Prysm iO™.

### Fase 2.

Accendere il dispositivo, le spie luminose lampeggeranno in bianco, indicando che devono essere seguite le istruzioni nell'app per connettere e configurare il dispositivo.

### Fase 3.

Seguire le istruzioni nell'app per calibrare il dispositivo, utilizzando il disco di calibrazione fornito.

## COME EFFETTUARE LA SCANSIONE

Prima dell'uso, assicurarsi che il dispositivo Prysm iO™ sia carico. Per le istruzioni di ricarica andare a pagina X.

### Fase 1.

Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione. Una luce rossa al centro del dispositivo lampeggerà, indicando che il dispositivo è pronto per la scansione.

### Fase 2.

Posizionare il polpastrello dell'indice sul dispositivo in modo da coprire l'intera lente. La scansione inizierà automaticamente.

**Nota:** assicurarsi di non togliere il dito dalla lente durante la scansione.

### Fase 3.

Durante la scansione le spie luminose lampeggeranno in cerchio.

Una volta terminato, una singola spia lampeggiante indicherà il punteggio ottenuto.

### Fase 4.

Le spie luminose mostreranno il colore del punteggio per alcuni secondi prima di spegnersi. Il dispositivo è ora pronto per eseguire un'altra scansione.

**Nota:** se non viene avviata una nuova scansione entro 1 minuto, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

## SUGGERIMENTI

### Suggerimento 1:

Provare a coprire la lente del dispositivo con la parte centrale del polpastrello.



### Suggerimento 2:

Per evitare di muoversi durante la scansione, appoggiare il braccio su una superficie piana.

## IL PRYSM SCORE

Il Prysm Score riflette i livelli di carotenoidi nella pelle. Il dispositivo fornisce un punteggio basato sul colore e, quando è connesso all'app Nu Skin® Prysm iO™, visualizza il valore numerico corrispondente.



## NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Il dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti di età superiore ai 18 anni. Non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini. Utilizzare questo dispositivo solo come indicato nei materiali formativi approvati da Nu Skin®.
- Evitare di guardare direttamente la lente del dispositivo quando esegue una scansione.
- Non tentare di sostituire la batteria di aprire il dispositivo.
- Non utilizzare mai il dispositivo se danneggiato.
- Tenere fuori dalla portata degli animali domestici.

- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni; non utilizzarlo né esporlo all'esterno.
- Il dispositivo deve essere caricato in ambienti chiusi, ben ventilati e asciutti.
- Non lasciare il dispositivo in carica per più di un'ora dopo che la batteria si è completamente caricata. La batteria è dotata di sistemi per evitare il surriscaldamento, ma la sovraccarica può ridurne la durata nel tempo.
- Non schiacciare, far cadere o danneggiare il dispositivo.
- Non lasciare che il dispositivo entri in contatto con acqua o altri liquidi.
- Prysm iO™ contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio non sostituibile. Per evitare il rischio di lesioni, non esporre il dispositivo al calore. Non conservare accanto a una fonte di calore come ad esempio termosifoni, fuoco o sfianti di aria calda. Non lasciare in un veicolo caldo o conservare in luoghi eccessivamente caldi. Non lasciare il dispositivo in un ambiente freddo o gelido. Verificare le norme della compagnia prima di viaggiare o spedire il dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo per scansionare la punta del dito. Non tentare di scansionare altre parti del corpo o oggetti.

**AVVERTENZE:** il dispositivo Prysm iO™ si carica tramite un cavo USB di tipo C con adattatore certificato abilitato USB. Utilizzare solo un cavo USB di tipo C di buona qualità con le seguenti caratteristiche: 5V 1A.

La conservazione e la ricarica del dispositivo dovrebbero idealmente avvenire a temperatura ambiente, tra 20 °C e 25 °C (tra 68 °F e 77 °F).

## PRECAUZIONI

- Tenere il dispositivo e il cavo del caricabatterie fuori dalla portata dei bambini.
- Verificare periodicamente l'eventuale presenza di danni; per evitare lesioni, non usare mai il dispositivo se sembra rotto o danneggiato.
- Usare solo su pelle sana, come indicato. Non usare in caso di  
ferite, piaghe aperte o eruzioni cutanee, se si è soggetti a pitiriasi rosea o se si hanno problemi alla pelle o la pelle eccessivamente sensibile sulle dita.
- Non utilizzare durante la guida, l'uso di macchinari o durante attività in cui una scansione potrebbe comportare il rischio di lesioni.
- Non usare sostanze chimiche aggressive o abrasive sul dispositivo.
- Non utilizzare durante il bagno o la doccia. Non immergere il dispositivo in acqua.
- Non posizionare o conservare il dispositivo in un luogo in cui potrebbe cadere o essere trascinato in acqua.
- Non modificare in alcun modo il dispositivo.

Prysm iO™ utilizza segnali radio per connettersi alle reti wireless e contiene magneti che emettono campi elettromagnetici. Tali emissioni possono influire negativamente sul funzionamento di altre apparecchiature elettroniche o interferire con i dispositivi medici. Rivolgersi al proprio medico e al produttore del dispositivo medico per sapere se è necessario mantenere una distanza di sicurezza tra il dispositivo medico e Prysm iO™ o il supporto magnetico.



## Buone pratiche per scansioni accurate

- Durante la scansione, Prysm iO™ deve essere posizionato su una superficie piana e livellata.
- Prima di procedere alla scansione, assicurarsi che il dito sia pulito e asciutto.
- Posizionare il centro del polpastrello il più vicino possibile al centro della lente di scansione.
- Assicurarsi che il dito copra completamente la lente per bloccare qualsiasi luce esterna durante la scansione.
- Evitare di muoversi durante la scansione.

## MANUTENZIONE

Per garantire il corretto funzionamento del proprio dispositivo Prysm iO™, seguire le seguenti istruzioni.

### Pulizia del dispositivo

Utilizzare il panno in microfibra fornito per pulire il dispositivo dopo ogni scansione. Il vetrino deve essere sempre tenuto libero da particelle, residui o macchie.

Se è necessaria un'ulteriore pulizia, strofinare con alcol isopropilico al 70% su un panno morbido o su carta per lenti. Non immergere il dispositivo in liquidi né metterlo sotto l'acqua corrente. Evitare prodotti per la pulizia aggressivi o abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.

### Conservazione

Conservare il dispositivo nella custodia da viaggio inclusa o in un luogo sicuro per mantenerlo protetto e in condizioni ottimali. Una conservazione impropria potrebbe danneggiare la lente di scansione.



## Temperatura

Utilizzare e caricare il dispositivo solo in un luogo fresco e asciutto, con una temperatura compresa tra 20 °C e 25 °C (68 °F e 77 °F). Conservare il dispositivo solo in ambienti con temperatura compresa tra 10 °C e 27 °C (50 °F e 80 °F).

## Ricarica

Quando la batteria del dispositivo è scarica, la prima spia rossa lampeggerà tre volte. Prima di caricare, assicurarsi che il dispositivo e il caricabatterie siano completamente asciutti. Non caricare il dispositivo in un luogo in cui potrebbe entrare in contatto con liquidi.



Collegare il cavo in dotazione a un alimentatore e poi a una presa a muro. Quindi collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB-C del dispositivo.



**Attenzione:** per preservare la durata della batteria, non lasciare il dispositivo collegato alla presa di corrente dopo che è completamente carico. La ricarica continua può degradare la batteria nel tempo. Utilizzare solo il cavo di ricarica Prysm iO™ in dotazione o un adattatore USB-C certificato (IEC/EN 62368-1).

## Risoluzione dei problemi

Per la risoluzione dei problemi di Prysm iO™, visitare: [getprysmio.com/support](https://getprysmio.com/support)

## Riparazione

Non cercare di riparare il dispositivo da soli, altrimenti la garanzia sarà nulla. All'interno del dispositivo non vi sono componenti che possono essere riparati dall'utente. Per la riparazione si prega di fare riferimento alla sezione sulla garanzia.

## Smaltimento del dispositivo e della batteria



È necessario smaltire correttamente Prysm iO™ in base alle leggi e alle normative locali. Il dispositivo contiene componenti elettronici e una batteria agli ioni di litio, che devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando il dispositivo raggiunge la fine del suo ciclo di vita, contattare l'ufficio locale di gestione dei rifiuti per informazioni sulle corrette opzioni di smaltimento e riciclaggio per i dispositivi elettronici con batterie al litio nella propria zona.

## INFORMAZIONI SU SOSTITUZIONE E GARANZIA

Nu Skin® garantisce che il dispositivo è esente da difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di due anni dalla data originale di consegna. Questa garanzia non comprende i danni al prodotto dovuti a usi impropri o a incidenti. Se il prodotto si guasta durante il periodo di garanzia di due anni, invitiamo a contattare l'assistenza Nu Skin® locale per richiedere la sostituzione o la riparazione. Può essere richiesto di presentare una ricevuta di vendita ufficiale riportante la data di consegna. Nu Skin® si riserva il diritto di controllare il dispositivo. La presente garanzia non influisce sui diritti legali specifici per il paese in cui il prodotto è stato acquistato. Tali diritti rimangono invariati. Questa garanzia è valida in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia,



Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera e Ungheria. Portugal, Romania, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, and the United Kingdom.

Per informazioni su come Nu Skin® raccoglie, utilizza e condivide i dati personali, visitare:

**<https://legal.nuskin.com/privacy.html>**

e per informazioni su come Nu Skin® raccoglie e utilizza i dati sanitari dei consumatori, visitare: <https://legal.nuskin.com/privacy.html> #consumer-health-data-privacy-policy

L'App Store e il logo Apple sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio registrato di Google LLC.

**Avviso importante:** Prysm iO™ non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato in sostituzione del parere di un medico professionista. Non è destinato a diagnosticare, curare, attenuare, trattare o prevenire alcuna malattia o condizione medica, né a influenzare la struttura e la funzione di alcuna parte del corpo. Consulta sempre il tuo medico prima di prendere decisioni relative alla tua salute o al tuo benessere. Se si ritiene che Prysm iO™ o il supporto Prysm iO possano interferire con un dispositivo medico, interrompere immediatamente l'uso e contattare il proprio medico.



# SPECIFICHE TECNICHE E INFORMAZIONI NORMATIVE

| Tipo di irradiazione | Descrizione | Frequenza del trasmettitore (MHz) | Potenza massima irradiata EIRP |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Bluetooth            | Low Energy  | 2402 – 2480                       | 1,72 dBm                       |

Modello del dispositivo Prysm iO™: PD1R

Input: 5V  1A, 5W

Batteria: Batteria agli ioni di litio 3,7 V 360 mAh

 Ingress Protection (IP) Classificazione: IP54

Protetto contro l'ingresso limitato di polvere e gli schizzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.

Umidità relativa: 10~95% UR

Destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

Altitudine massima di utilizzo: 2000 metri.

## LEGENDA DEI SIMBOLI

|                                                                                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | Smaltire le batterie secondo le normative locali |
|  | Corrente diretta                                 |
|  | Protezione di Classe III contro la folgorazione  |
|  | Mantenere asciutto                               |
|  | Leggere il manuale prima dell'uso                |

# DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ



## Dichiarazione di conformità (DDC) UE



NU Skin Products Europe BV, che ha la sua sede principale di attività presso De Vriessdijk 9, 1930 Zaventem, Belgio, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto

Physis 42  
Musculus P038

5 V + 1 A, 5 W, IP54

Dispositivo alimentato a batteria Li-Ion  
3,7 V, 300 mAh

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle legislazioni pertinenti dell'Unione Europea in materia di armonizzazione: Direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE), direttiva R&E (2011/65/UE) e relativo emendamento (UE) 2015/963.

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Notate e riassunte (articolo 3.3(2) della direttiva sulle apparecchiature radio)

- EN 62479: 2015
- EN 60950: 2017
- EN 61010-1: 2016
- EN 61010-1: 2016/A1: 2018/AC: 2019-04
- EN 61010-1: 2016/A1: 2018

Compatibilità elettromagnetica (articolo 3.3(2) della direttiva sulle apparecchiature radio)

- EN IEC 61326-1: 2021
- EN IEC 61000-6-2: 2019/A1: 2021
- EN 61000-3-2: 2013/A2: 2021
- ETSI EN 301 489-1 V2: 2.2 (2019-1)
- ETSI EN 301 489-17 V2: 1.1 (2019-08)

Una dichiarazione di conformità UE deve essere redatta per ogni prodotto armonizzato, contenente le informazioni e le norme armonizzate applicate. Una copia deve essere conservata insieme al prodotto e deve essere presentata su richiesta delle autorità competenti.



Ultimo dello spettro delle radiofrequenze (articolo 3.2 della direttiva sulle apparecchiature radio)

- ETSI EN 300 328 V2: 2.2 (2019-07)

Direttiva R&E (2011/65/UE) e relativo emendamento (UE) 2015/963

- EN IEC62321-1: 2013
- EN IEC62321-1: 2013
- EN IEC62321-1: 2013
- EN IEC62321-1: 2013
- EN IEC62321-1: 2013
- EN IEC62321-1: 2013
- EN IEC62321-1: 2013
- EN IEC62321-1: 2013
- EN IEC62321-1: 2013
- EN IEC62321-1: 2013

La documentazione tecnica è conservata presso:

NU Skin Products Europe BV, De Vriessdijk 9, 1930 Zaventem, Belgio.

Il rappresentante autorizzato che si trova all'interno dell'Unione è: Michel Sinet, Presidente, Europa e Africa

Data di pubblicazione: 12 settembre 2025

Luogo di pubblicazione: Zaventem, Belgio

Michel Sinet  
Presidente, Europa e Africa

Una dichiarazione di conformità UE deve essere redatta per ogni prodotto armonizzato, contenente le informazioni e le norme armonizzate applicate. Una copia deve essere conservata insieme al prodotto e deve essere presentata su richiesta delle autorità competenti.





PRYSM iO™

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN  
CONFORMITEITSVERKLARING

# Echt intelligente wellness

## INHOUDSOPGAVE

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| PRODUCTOMSCHRIJVING                                        | 142 |
| INHOUD                                                     | 142 |
| PRYSM IO™ LEREN KENNEN                                     | 143 |
| START UW PRYSM IO™-TRAJECT                                 | 143 |
| VOORDAT U SCANT                                            | 144 |
| HOE SCANNEN                                                | 144 |
| TIP VAN DE PROFESSIONALS                                   | 145 |
| UW PRYSM-SCORE                                             | 146 |
| VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN                   | 146 |
| VOORZORGSMaatregelen                                       | 148 |
| ONDERHOUD                                                  | 149 |
| TECHNISCHE SPECIFICATIES EN INFORMATIE OVER<br>REGELGEVING | 152 |
| BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN                                  | 153 |
| VERKLARINGEN VAN OVEREENSTEMMING                           | 154 |

# PRODUCTOMSCHRIJVING

Welkom bij Prysm iO™, uw persoonlijke toegangspoort tot intelligente, wetenschappelijk onderbouwde wellness. Prysm iO™ scoort het carotenoïdengehalte in uw huid.


Prysm iO™ stelt u in staat om verder te gaan dan giswerk door u een gepersonaliseerde huidcarotenoïdenscore (Prysm-score) te geven die u helpt een duidelijker inzicht te krijgen in uw dagelijkse wellnessgewoonten, zodat uw inspanningen worden omgezet in inzicht. Deze handleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Prysm iO™ optimaal te gebruiken, zodat u verbonden blijft met uw wellness-traject.

## INHOUD

1. Prysm iO™-apparaat
2. Prysm iO™-standaard
3. Reisetui
4. Kalibratieschijf
5. Microvezel reinigingsdoek
6. USB-C-oplaadkabel
7. Snelstartgids



# PRYSM IO™ LEREN KENNEN



## START UW PRYSM IO™-TRAJECT

### DOWNLOAD DE NU SKIN® Prysm iO™-APP

Voordat u uw apparaat gebruikt, downloadt u de Nu Skin® Prysm iO™-app en volgt u de instructies in de app om uw apparaat in te stellen en te kalibreren. Deze krachtige combinatie ontsluit de volledige Prysm iO™-ervaring. U kunt uw apparaat eenvoudig instellen en inzichten ontsluiten voor slimmere, meer gepersonaliseerde wellness.



## VOORDAT U SCANT

Voordat u de Prysm iO™ gebruikt, moet u het apparaat aansluiten en instellen.

### Stap 1.

Download de Nu Skin® Prysm iO™-app.

### Stap 2.

Zet uw apparaat aan, de indicatielampjes knipperen wit om aan te geven dat u de instructies in de app moet volgen om uw apparaat aan te sluiten en in te stellen.

### Stap 3.

Volg de instructies in de app om uw apparaat te kalibreren met de meegeleverde kalibratieschijf.

## HOE SCANNEN

Zorg ervoor dat het Prysm iO™-apparaat opgeladen is voor gebruik. Zie pagina X voor oplaadinstructies.

### Stap 1.

Zet het apparaat aan door op de aan/uit-knop te drukken. Een rood lampje in het midden van het apparaat knippert om aan te geven dat het apparaat klaar is om te scannen.

### Stap 2.

Plaats uw wijsvinger op het apparaat om de hele lens te bedekken. De scan wordt automatisch gestart.

**Let op:** Zorg ervoor dat u uw vinger niet van de lens haalt tijdens de scan.

### Stap 3.

De indicatorlampjes cirkelen tijdens het scannen.

Als het klaar is, knippert er een enkel lampje om aan te geven dat uw score bekend is.

### Stap 4.

De indicatorlampjes geven uw kleurenscore een paar seconden weer voordat ze uitgaan. Het apparaat is nu klaar om een nieuwe scan uit te voeren.

**Let op:** Als er niet binnen 1 minuut een nieuwe scan wordt gestart, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

## TIP VAN DE PROFESSIONALS

### Tip van de professionals 1:

Probeer de lens van het apparaat te bedekken met het middelste deel van uw vingerkussentje.



### Tip van de professionals 2:

Laat uw arm op een vlakke ondergrond rusten om te voorkomen dat u beweegt tijdens de scan.

## UW PRYSM-SCORE

De Prysm-score geeft het carotenoïdengehalte in uw huid weer. Het apparaat geeft een score op basis van kleur en wanneer het verbonden is met de Nu Skin® Prysm iO™-app, wordt de corresponderende numerieke waarde weergegeven.



## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

- Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen ouder dan 18 jaar. Het is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit apparaat en de bijbehorende accessoires zijn geen speelgoed voor kinderen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd. Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de instructies in goedgekeurd Nu Skin®-opleidingsmateriaal.
- Kijk niet rechtstreeks in de lens van het apparaat wanneer het een scan uitvoert.
- Probeer de batterij niet te vervangen of het apparaat te openen.
- Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd lijkt te zijn.

- Buiten bereik van huisdieren houden.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis; gebruik het niet en stel het niet bloot aan omstandigheden buitenshuis.
- Het apparaat moet binnenshuis en op goed geventileerde, droge locaties worden opgeladen.
- Laat het apparaat niet langer dan een uur opladen nadat de batterij volledig is opgeladen. De batterij bevat systemen om oververhitting te voorkomen, maar overladen kan de levensduur van de batterij na verloop van tijd verkorten.
- Laat het apparaat niet pletten, vallen of beschadigen.
- Zorg dat het apparaat niet in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- Prysm iO™ bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij die niet vervangbaar is. Stel het apparaat niet bloot aan hitte om de kans op letsel te voorkomen. Niet bewaren in de buurt van een warmtebron zoals een radiator, vuur of verwarmingsopening. Niet in een hete auto laten liggen of op een te warme plek bewaren. Laat dit apparaat niet achter in een koude of vriezende omgeving. Check met de luchtvaartmaatschappij of je het in je hand- of ruimbagage mag meenemen.
- Gebruik het apparaat alleen om uw vingertop te scannen. Probeer geen andere lichaamsdelen of voorwerpen te scannen.

**WAARSCHUWING:** Het Prysm iO™-apparaat wordt opgeladen met een USB-C-kabel met gecertificeerde USB-adapter. Gebruik alleen een USB-C-kabel van goede kwaliteit met de volgende classificaties: 5 V, 1 A.

Het ideale apparaat wordt opgeslagen en opgeladen bij kamertemperatuur, tussen 20 °C en 25 °C (68 °F tot 77 °F).



## VOORZORGSMAATREGELEN

- Houd het apparaat en de oplaadkabel buiten het bereik van kinderen.
- Controleer het apparaat regelmatig op schade; schakel het nooit in bij vermoedelijke schade om verwondingen te voorkomen.
- Alleen gebruiken zoals aangegeven op een gezonde huid. Niet gebruiken als u last hebt van open zweren, wonden of uitslag, als u gevoelig bent voor pityriasis rosea of als u een problematische of overgevoelige huid op uw vingers hebt.
- Niet gebruiken tijdens het autorijden, het bedienen van machines of andere activiteiten waarbij een scan u in gevaar kan brengen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen op het apparaat.
- Niet gebruiken tijdens het baden of douchen. Dompel het apparaat niet onder in water.
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in het water kan worden getrokken.
- Pas het apparaat op geen enkele manier aan.

Prysm iO™ gebruikt radiosignalen om verbinding te maken met draadloze netwerken en Prysm iO™ bevat magneten die elektromagnetische velden uitzenden. Dergelijke emissies kunnen de werking van andere elektronische apparatuur negatief beïnvloeden of interfereren met medische apparatuur. Neem contact op met uw arts en de fabrikant van het medische apparaat voor informatie over de noodzaak om een veilige afstand aan te houden tussen uw medische apparaat en Prysm iO™ of de magnetische standaard.



## Aanbevolen werkwijzen voor nauwkeurige scans

- Prysm iO™ moet tijdens het scannen op een vlak, horizontaal oppervlak staan.
- Zorg ervoor dat uw vinger schoon en droog is voordat u gaat scannen.
- Plaats het midden van het vingerkussentje zo dicht mogelijk bij het midden van de scanlens.
- Zorg ervoor dat uw vinger de lens volledig bedekt om extern licht tijdens de scan te blokkeren.
- Vermijd beweging tijdens de scan.

## ONDERHOUD

Volg deze belangrijke instructies om ervoor te zorgen dat uw Prysm iO™-apparaat goed blijft werken.

### Het apparaat reinigen

Gebruik het meegeleverde microvezeldoekje om het apparaat na elke scan schoon te maken. Het glazen venster moet altijd vrij zijn van deeltjes, resten of vlekken.

Als extra reiniging nodig is, veeg dan met 70% isopropylalcohol op een zacht doekje of lenspapier. Dompel het apparaat niet onder in vloeistof of zet het niet onder stromend water. Vermijd agressieve of schurende schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen.

### Opslag

Bewaar uw apparaat in de meegeleverde reisetui of op een veilige plek om het te beschermen en in optimale conditie te houden. Onjuiste opslag kan de scanlens beschadigen.



## Temperatuur

Gebruik en laad het apparaat alleen op een koele, droge plaats tussen 20 °C en 25 °C (68 °F en 77 °F). Bewaar het apparaat alleen in omgevingen tussen 10 °C en 27 °C (50 °F en 80 °F).

## Opladen

Als de batterij van het apparaat bijna leeg is, knippert het eerste rode indicatorlampje drie keer. Zorg ervoor dat het apparaat en de oplader volledig droog zijn voordat u ze oplaadt. Laad het apparaat niet ergens op waar het in contact kan komen met vloeistof.



Steek de meegeleverde kabel in een adapter en vervolgens in een stopcontact. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-C-poort van het hulpmiddel.



**Waarschuwing:** Laat uw apparaat niet aangesloten als het volledig is opgeladen om de batterij te sparen. Voortdurend opladen kan de batterij na verloop van tijd verslechteren. Gebruik alleen de meegeleverde Prysm iO™-opladekabel en een gecertificeerde (IEC/EN 62368-1) USB-C-adapter.

## Problemen oplossen

Ga voor het oplossen van problemen met Prysm iO™ naar: [getprysmio.com/support](https://getprysmio.com/support)

## Reparatie

Probeer uw apparaat niet zelf te repareren. Dit maakt elke garantie ongeldig. Er bevinden zich binnenin geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Raadpleeg de sectie garantie voor informatie over reparaties.

## Afvoering apparaat en batterij



U moet het Prysm iO™ apparaat weggooien volgens de plaatselijke wet- en regelgeving. Het apparaat bevat elektronische onderdelen en een lithium-ionbatterij, die apart van het huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Als het apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, neem dan contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsafdeling voor informatie over de juiste verwijderings- en recyclingopties voor elektronica met lithiumbatterijen in uw regio.

## INFORMATIE OVER VERVANGING EN GARANTIE

Nu Skin® geeft twee jaar garantie op de materialen en het herstellen van het apparaat, gerekend vanaf de oorspronkelijke datum van levering aan u. Deze garantie dekt geen schade aan het product als gevolg van verkeerd gebruik of ongeval. Als het product binnen de garantieperiode van twee jaar defect raakt, neem dan contact op met uw plaatselijke Nu Skin®-ondersteuning om het product te herstellen of te vervangen. Er kan u gevraagd worden om het ontvangstbewijs met de leveringsdatum te overleggen. Nu Skin® behoudt zich het recht voor om het apparaat te inspecteren. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten volgens de wetgeving van het land van aankoop; deze rechten blijven beschermd. Deze garantie is geldig in Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland, Ierland,

Italië, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Voor informatie over hoe Nu Skin® persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt, kunt u terecht op:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>

en voor informatie over hoe Nu Skin® gezondheidsgegevens van consumenten verzamelt en gebruikt, kunt u terecht op:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

De App Store en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple, Inc. geregistreerd in de VS en andere markten. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

**Belangrijke opmerking:** Prysm iO™ is geen medisch hulpmiddel en mag niet gebruikt worden ter vervanging van professionele medische begeleiding. Het is niet bedoeld om ziekten of medische aandoeningen te diagnosticeren, genezen, verzachten, behandelen of voorkomen, of om de structuur en functie van enig lichaamsdeel te beïnvloeden. Raadpleeg altijd een zorgverlener voordat u beslissingen neemt over uw gezondheid of wellness. Als u denkt dat Prysm iO™ of de standaard interfereert met een medisch hulpmiddel, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw arts.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES EN INFORMATIE OVER REGELGEVING

| Type radio | Omschrijving | Zenderfrequentie (MHz) | Maximaal uitgestraald vermogen EIRP |
|------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|
| Bluetooth  | Lage energie | 2402 - 2480            | 1,72 dBm                            |

Prysm iO™-apparaatmodel: PD1R

Ingangsvermogen: 5 V  $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$  1 A, 5 W



Batterij: Lithium-ionbatterij 3,7 V 360 mAh

 Binnendringingsbescherming (IP) Beoordeling: IP54

Beschermde tegen beperkte binnendringing van stof en waterspatten uit alle richtingen.

Relatieve vochtigheid: 10~95% RV

Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Maximale werkhoogte: 2000 meter.

## BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

|                                                                                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Gooi batterijen op de juiste manier weg voor uw regio |
|    | Gelijkstroom                                          |
|    | Klasse III bescherming tegen elektrische schokken     |
|    | Droog houden                                          |
|  | Lees de handleiding voor gebruik                      |

# VERKLARINGEN VAN OVEREENSTEMMING



NU SKIN  
MAK HET BEDIJF VAN JOUW\*

EU Conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity, DoC)



Wij, NIS Products Europe BV, met als hoofdvestiging De Vincelaan 9, 1980 Zaventem, België, verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Pyrex 42  
Mouset FPC8  
5V + 1A, 5W, IP54  
Apparaat op Li-ionbatterij  
3,7 V, 340 mAh

waarop deze verklaring van toepassing is, conform de volgende relevante harmonisatiewaarneming van de Staat in Richtlijn radioapparatuur (2014/53/EU), Radio-richtlijn (2011/65/EU) en de wijziging (Rit) 2019/864.

De volgende geharmoniseerde standaarden en technische specificaties zijn toegepast:

**Beveiliging en veiligheid (Artikel 6.1(a) van de Richtlijn radioapparatuur)**

- EN 62479: 2019
- EN 60950: 2017
- EN 61974-1: 2019
- EN 61974-1: 2019/AM1: 2019-04
- EN 61974-1: 2019/AM2: 2019

**Radio-omgevingsgebied conformiteit (Artikel 6.1(b) van de Richtlijn radioapparatuur)**

- EN IEC 61326-1: 2021
- EN IEC 61326-2-1: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-2: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-3: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-4: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-5: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-6: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-7: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-8: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-9: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-10: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-11: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-12: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-13: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-14: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-15: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-16: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-17: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-18: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-19: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-20: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-21: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-22: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-23: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-24: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-25: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-26: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-27: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-28: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-29: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-30: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-31: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-32: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-33: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-34: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-35: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-36: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-37: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-38: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-39: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-40: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-41: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-42: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-43: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-44: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-45: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-46: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-47: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-48: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-49: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-50: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-51: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-52: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-53: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-54: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-55: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-56: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-57: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-58: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-59: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-60: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-61: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-62: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-63: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-64: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-65: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-66: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-67: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-68: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-69: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-70: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-71: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-72: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-73: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-74: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-75: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-76: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-77: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-78: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-79: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-80: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-81: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-82: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-83: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-84: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-85: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-86: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-87: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-88: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-89: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-90: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-91: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-92: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-93: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-94: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-95: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-96: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-97: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-98: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-99: 2019-01-1: 2021
- EN 61326-2-100: 2019-01-1: 2021

De afbeelding van het product is te vinden op de volgende website: <https://www.nuskin.com>



NU SKIN  
MAK HET BEDIJF VAN JOUW\*

Gebaseerd op het radiofrequentspectrum (Artikel 6.2 van de Richtlijn radioapparatuur)

- EN 61326-2-1: 2019

Gebaseerd op de EMC-richtlijn (2011/65/EU) en de wijziging Richtlijn (Rit) 2019/864

- EN IEC 61326-1: 2021
- EN IEC 61326-2-1: 2019
- EN IEC 61326-2-2: 2019
- EN IEC 61326-2-3: 2019
- EN IEC 61326-2-4: 2019
- EN IEC 61326-2-5: 2019
- EN IEC 61326-2-6: 2019
- EN IEC 61326-2-7: 2019
- EN IEC 61326-2-8: 2019
- EN IEC 61326-2-9: 2019
- EN IEC 61326-2-10: 2019
- EN IEC 61326-2-11: 2019
- EN IEC 61326-2-12: 2019
- EN IEC 61326-2-13: 2019
- EN IEC 61326-2-14: 2019
- EN IEC 61326-2-15: 2019
- EN IEC 61326-2-16: 2019
- EN IEC 61326-2-17: 2019
- EN IEC 61326-2-18: 2019
- EN IEC 61326-2-19: 2019
- EN IEC 61326-2-20: 2019
- EN IEC 61326-2-21: 2019
- EN IEC 61326-2-22: 2019
- EN IEC 61326-2-23: 2019
- EN IEC 61326-2-24: 2019
- EN IEC 61326-2-25: 2019
- EN IEC 61326-2-26: 2019
- EN IEC 61326-2-27: 2019
- EN IEC 61326-2-28: 2019
- EN IEC 61326-2-29: 2019
- EN IEC 61326-2-30: 2019
- EN IEC 61326-2-31: 2019
- EN IEC 61326-2-32: 2019
- EN IEC 61326-2-33: 2019
- EN IEC 61326-2-34: 2019
- EN IEC 61326-2-35: 2019
- EN IEC 61326-2-36: 2019
- EN IEC 61326-2-37: 2019
- EN IEC 61326-2-38: 2019
- EN IEC 61326-2-39: 2019
- EN IEC 61326-2-40: 2019
- EN IEC 61326-2-41: 2019
- EN IEC 61326-2-42: 2019
- EN IEC 61326-2-43: 2019
- EN IEC 61326-2-44: 2019
- EN IEC 61326-2-45: 2019
- EN IEC 61326-2-46: 2019
- EN IEC 61326-2-47: 2019
- EN IEC 61326-2-48: 2019
- EN IEC 61326-2-49: 2019
- EN IEC 61326-2-50: 2019
- EN IEC 61326-2-51: 2019
- EN IEC 61326-2-52: 2019
- EN IEC 61326-2-53: 2019
- EN IEC 61326-2-54: 2019
- EN IEC 61326-2-55: 2019
- EN IEC 61326-2-56: 2019
- EN IEC 61326-2-57: 2019
- EN IEC 61326-2-58: 2019
- EN IEC 61326-2-59: 2019
- EN IEC 61326-2-60: 2019
- EN IEC 61326-2-61: 2019
- EN IEC 61326-2-62: 2019
- EN IEC 61326-2-63: 2019
- EN IEC 61326-2-64: 2019
- EN IEC 61326-2-65: 2019
- EN IEC 61326-2-66: 2019
- EN IEC 61326-2-67: 2019
- EN IEC 61326-2-68: 2019
- EN IEC 61326-2-69: 2019
- EN IEC 61326-2-70: 2019
- EN IEC 61326-2-71: 2019
- EN IEC 61326-2-72: 2019
- EN IEC 61326-2-73: 2019
- EN IEC 61326-2-74: 2019
- EN IEC 61326-2-75: 2019
- EN IEC 61326-2-76: 2019
- EN IEC 61326-2-77: 2019
- EN IEC 61326-2-78: 2019
- EN IEC 61326-2-79: 2019
- EN IEC 61326-2-80: 2019
- EN IEC 61326-2-81: 2019
- EN IEC 61326-2-82: 2019
- EN IEC 61326-2-83: 2019
- EN IEC 61326-2-84: 2019
- EN IEC 61326-2-85: 2019
- EN IEC 61326-2-86: 2019
- EN IEC 61326-2-87: 2019
- EN IEC 61326-2-88: 2019
- EN IEC 61326-2-89: 2019
- EN IEC 61326-2-90: 2019
- EN IEC 61326-2-91: 2019
- EN IEC 61326-2-92: 2019
- EN IEC 61326-2-93: 2019
- EN IEC 61326-2-94: 2019
- EN IEC 61326-2-95: 2019
- EN IEC 61326-2-96: 2019
- EN IEC 61326-2-97: 2019
- EN IEC 61326-2-98: 2019
- EN IEC 61326-2-99: 2019
- EN IEC 61326-2-100: 2019

De technische documentatie wordt bewaard door:

NIS Products Europe BV, De Vincelaan 9, 1980 Zaventem, België

De gezamenlijke vertegenwoordigers in de regio's: Michael Sinet, President Europa & Afrika

Datum van uitgifte: 13 september 2025  
Plaats van uitgifte: Zaventem, België

Michael Sinet  
President Europa & Afrika

De afbeelding van het product is te vinden op de volgende website: <https://www.nuskin.com>





PRYSM iO™

BRUKERVEILEDNING OG  
SAMSVARSERKLÆRING

# Virkelig intelligent velvære

## INNHOLDSFORTEGNELSE

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| PRODUKTOVERSIKT                         | 157 |
| ESKENS INNHOLD                          | 157 |
| BLI KJENT MED PRYSM IO™                 | 158 |
| START PRYSM IO™-REISEN                  | 158 |
| FØR DU SKANNER                          | 159 |
| SLIK SKANNER DU                         | 159 |
| PROFFTIPS                               | 160 |
| PRYSM-SCOREN DIN                        | 161 |
| SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER    | 161 |
| FORHOLDSREGLER                          | 163 |
| VEDLIKEHOLD                             | 164 |
| TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG FORSKRIFTER | 167 |
| DEFINISJON AV SYMBOLER                  | 168 |
| SAMSVARSERKLÆRINGER                     | 169 |



## PRODUKTOVERSIKT

Velkommen til Prysm iO™ – din personlige inngangsport til intelligent, vitenskapelig basert velvære. Prysm iO™ måler karotenoidnivåene i huden din.


Med Prysm iO™ er det slutt på gjettingen – den gir deg en personlig karotenoidscore (Prysm-score) som gir deg klarere innsikt i de daglige velværevanene dine, og gjør innsatsen din om til innsikt. Denne håndboken veileder deg gjennom alt du trenger å vite for å få mest mulig ut av Prysm iO™ – slik at du kan holde deg oppdatert på velværeforeisen.

## ESKENS INNHOLD

1. Prysm iO™-apparat
2. Prysm iO™-stativ
3. Reiseveske
4. Kalibreringsplate
5. Mikrofiberklut
6. USB-C-ladekabel
7. Hurtigstartveiledning



# BLI KJENT MED PRYSM IO™



## START PRYSM IO™-REISEN

### LAST NED NU SKIN® Prysm iO™-APPEN

Før du bruker apparatet, laster du ned Nu Skin® Prysm iO™-appen og følger instruksjonene i appen for å konfigurere og kalibrere apparatet. Denne kraftige sammenkoblingen låser opp hele Prysm iO™-opplevelsen. Du kan enkelt konfigurere apparatet og få tilgang til innsikt for smartere og mer personlig velvære.



## FØR DU SKANNER

Før du bruker Prysm iO™, må du koble til og konfigurere apparatet.

### Trinn 1.

Last ned Nu Skin® Prysm iO™-appen.

### Trinn 2.

Slå på apparatet. Indikatorlampene blinker hvitt, for å indikere at du må følge instruksjonene i appen for å koble til og konfigurere apparatet.

### Trinn 3.

Følg instruksjonene i appen for å kalibrere apparatet ved hjelp av den medfølgende kalibreringsplaten.

## SLIK SKANNER DU

Før bruk må du sørge for at Prysm iO™-apparatet er ladet. Se side X for ladeinstruksjoner.

### Trinn 1.

Slå på apparatet ved å trykke av/på-knappen. Et rødt lys midt på apparatet vil blinke for å indikere at apparatet er klart til å skanne.

### Trinn 2.

Plasser pekefingerputen på apparatet for å dekke hele linsen. Skanningen starter automatisk.

**Merk:** Pass på at du ikke fjerner fingeren fra linsen under skanningen.



### Trinn 3.

Indikatorlampene vil lyse i sirkel mens skanningen pågår.

Når skanningen er fullført, vil ett enkelt lys blinke for å angi scoren din.

### Trinn 4.


Indikatorlampene vil vise fargescoren din i noen sekunder før de slår seg av. Apparatet er nå klart til å utføre en ny skanning.

**Merk:** Hvis en ny skanning ikke startes innen ett minutt, vil apparatet slå seg av automatisk.

## PROFFTIPS

### Profftips 1:

Prøv å dekke linsen på apparatet med midten av fingerputen.



### Profftips 2:

Hvil armen på en jevn overflate for å unngå å bevege deg under skanningen.

## PRYSM-SCOREN DIN

Prysm-score gjenspeiler karotenoidnivået i huden din. Apparatet viser en fargebasert score, og når det er koblet til Nu Skin® Prysm iO™-appen, viser det den tilsvarende numeriske verdien.



## SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER

- Apparatet er beregnet for bruk av voksne over 18 år. Den er ikke beregnet for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med begrenset erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn. Bruk kun dette apparatet som anvist i godkjent opplæringsmateriell fra Nu Skin®.
- Unngå å se direkte inn i apparatets linse når det utfører en skanning.
- Ikke forsøk å bytte batteri eller åpne apparatet.
- Bruk aldri apparatet hvis du tror det har blitt skadet.
- Oppbevares utilgjengelig for kjæledyr.

- Dette apparatet er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk det utendørs eller utsett det for utendørsforhold.
- Apparatet skal lades innendørs og på godt ventilerte og tørre steder.
- Ikke la apparatet lade i mer enn én time etter at batteriet er fulladet. Batteriet har systemer for å unngå overoppheting, men overlading kan redusere batteriets levetid over tid.
- Ikke knus, slipp eller skad apparatet.
- Ikke la apparatet komme i kontakt med vann eller andre væsker.
- Prysm iO™ inneholder et oppladbart litiumionbatteri som ikke kan byttes ut. Apparatet må ikke eksponeres for høy varme eller varmekilder på grunn av skade. Skal ikke oppbevares ved en varmekilde, som en radiator, åpen ild eller varmeventil. Ikke etterlat apparatet i et varmt kjøretøy eller på ekstremt varme steder. Ikke etterlat dette apparatet i kalde eller frosne temperaturer. Undersøk med flyselskapet før du sender eller flyr med dette apparatet.
- Bruk apparatet kun til å skanne fingertuppen. Ikke forsøk å skanne andre kroppsdeler eller gjenstander.

**ADVARSEL:** Prysm iO™-apparatet lades med en USB-C-kabel med en sertifisert USB-aktivert adapter. Bruk kun en USB-C-kabel av god kvalitet med følgende klassifiseringer: 5 V 1 A.

Ideell oppbevaring og lading av apparatet bør skje ved romtemperatur, mellom 20 °C til 25 °C (68 °F til 77 °F).



## FORHOLDSREGLER

- Oppbevar apparatet og ladekabelen utilgjengelig for barn.
- Inspiser jevnlig for skader, og for å unngå skader må apparatet aldri brukes dersom det ser ut til å være skadet eller ødelagt.
- Bruk kun som anvist, på sunn hud. Skal ikke brukes på åpne sår eller utslett, hvis du er utsatt for rosacea eller har problematisk eller svært sensitiv hud på fingrene.
- Ikke bruk mens du kjører bil, betjener maskineri eller utfører en aktivitet der en skanning kan utgjøre fare for skade.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller slipemidler på apparatet.
- Ikke bruk under bading eller dusjing. Ikke senk apparatet i vann.
- Ikke plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle eller bli trukket ned i vann.
- Ikke modifier apparatet på noen måte.

Prysm iO™ bruker radiosignaler for å koble til trådløse nettverk, og Prysm iO™ inneholder magneter som sender ut elektromagnetiske felt. Slik stråling kan påvirke driften av annet elektronisk utstyr negativt eller forstyrre medisinske apparater. Kontakt legen din og produsenten av det medisinske apparatet for informasjon om hvorvidt du må opprettholde en sikker avstand mellom det medisinske apparatet og Prysm iO™ eller det magnetiske stativet.



## Beste praksis for nøyaktige skanninger

- Prysm iO™ skal stå på en flat, jevn overflate under skanning.
- Sørg for at fingeren din er ren og tørr før du skanner.
- Plasser midten av fingerputen så nær midten av skannerlinsen som mulig.
- Sørg for at fingeren dekker linsen helt for å blokkere alt eksternt lys under skanningen.
- Ikke beveg deg under skanningen.

## VEDLIKEHOLD

For å holde Prysm iO™-apparatet i gang som den skal, følg disse viktige instruksjonene.

### Rengjøring av apparatet

Bruk den medfølgende mikrofiberkluten til å rengjøre apparatet etter hver skanning. Glassvinduet skal alltid holdes fritt for partikler, smuss eller flekker.

Hvis det er nødvendig med ytterligere rengjøring, kan du tørke av med 70 % isopropanol på en myk klut eller linsepapir. Ikke senk apparatet ned i væske eller plasser det under rennende vann. Unngå sterke rengjøringsprodukter eller slipemidler som kan skade apparatet.

### Oppbevaring

Oppbevar apparatet i den medfølgende reisevesken eller et trygt sted for å beskytte det og holde det i optimal stand. Feil oppbevaring kan skade skannerlinsen.



## Temperatur

Apparatet skal kun brukes og lades på et kjølig og tørt sted mellom 20 °C og 25 °C (68 °F og 77 °F). Oppbevar kun apparatet i omgivelser mellom 10 °C og 27 °C (50 °F og 80 °F).

## Lading

Når batterinivået til apparatet er lavt, blinker den første indikatorlampen rødt tre ganger. Før lading sørger du for at apparatet og laderen er helt tørre. Ikke lad opp apparatet der det kan komme i kontakt med væske.



Koble den medfølgende kabelen til en adapter og deretter til en stikkontakt. Koble deretter den andre enden av kabelen til apparatets USB-C-port.



**Advarsel:** For å spare på batteriets levetid bør du ikke la apparatet være koblet til stikkontakten etter at det er fulladet. Kontinuerlig lading kan svekke batteriet over tid. Bruk kun den medfølgende Prysma iO™-ladekabelen eller en sertifisert (IEC/EN 62368-1) USB-C-kompatibel adapter.

## Feilsøking

For feilsøking av Prysma iO™, gå til:  
[getprysmio.com/support](https://getprysmio.com/support)

## Reparasjon

Ikke prøv å reparere apparatet på egenhånd. Dette vil annullere alle garantier. Ingen deler i apparatet kan repareres av brukeren. Gå til kapittelet om garanti for service.

## AVHENDING AV APPARAT OG BATTERI



Prysm iO™-apparatet skal avhendes på skikkelig vis i henhold til lokale lover og forskrifter. Apparatet inneholder elektroniske komponenter og et litiumionbatteri, som må avhendes etter egne regler, ikke sammen med husholdningsavfall. Når apparatet når slutten av levetiden, kontakt lokale myndigheter for å finne ut om korrekte avhending og resirkulering av elektronikk med litiumbatterier i området ditt.

## ERSTATNING OG GARANTI

Nu Skin® garanterer at apparatets materialer og konstruksjon ikke har mangler i en periode på to år fra opprinnelig leveringsdato. Garantien dekker ikke skade av produktet på grunn av feil bruk eller uhell. Går produktet i stykker før garantiperioden på to år er utløpt, kontakter du Nu Skin®-kontoret lokalt for å avtale reparasjon eller erstatning. Du kan bli pålagt å sende inn en salgskvittering som viser riktig leveringsdato. Nu Skin® har rett til å inspisere apparatet. Garantien påvirker ikke lovbestemte rettigheter som gjelder spesielt for landet du kjøpte det i; slike rettigheter forblir beskyttet. Garantien gjelder i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Polen, Romania, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

For informasjon om hvordan Nu Skin® samler inn, bruker og deler personopplysninger, gå til:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>

og for informasjon om hvordan Nu Skin® samler inn og bruker helseopplysninger fra forbrukere, går du til:  
<https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

App Store og Apple-logoen er varemerker fra Apple, Inc., registrert i USA og andre markeder. Google Play er et varemerke fra Google LLC.

Viktig merknad: Prysm iO™ er ikke et medisinsk apparat og skal ikke brukes som erstatning for profesjonell medisinsk veiledning. Apparatet er ikke ment å diagnostisere, kurere, lindre, behandle eller forebygge mot sykdom eller en medisinsk tilstand, eller å påvirke strukturen og funksjonen til en del av kroppen. Rådfør deg alltid med helsepersonell før du foretar beslutninger knyttet til helse eller velvære. Hvis du tror at Prysm iO eller Prysm iO-stativet kan forstyrre et medisinsk apparat, må du slutte å bruke det umiddelbart og ta kontakt med helsepersonell.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG FORSKRIFTER

| Radiotype | Beskrivelse | Senderfrekvens (MHz) | Maksimal utstrålt effekt, EIRP |
|-----------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| Bluetooth | Lav energi  | 2402–2480            | 1,72 dBm                       |

Prysm iO™-apparatmodell: PD1R

Inngangsstrøm: 5 V  $\text{---}$  1 A, 5 W

Batteri: Litiumionbatteri 3,7 V 360 mAh



Inntrengningsbeskyttelse (IP)

Vurdering: IP54

Beskyttet mot begrenset støvinntrengning og vannsprut fra alle retninger.



Relativ fuktighet: 10–95 % RF

Kun beregnet for innendørs bruk. Maksimal driftshøyde:  
2000 m.

## DEFINISJON AV SYMBOLER

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Avhend batteriene på riktig måte for ditt område |
|  | Direkte spenning                                 |
|  | Klasse III-beskyttelse mot elektrisk støt        |
|  | Hold tørt                                        |
|  | Les bruksanvisningen før bruk                    |

## SAMSVARSERKLÆRINGER



Samsvarserklæring for EU (DoC)



Vi, NSE Products Europe BV, med hovedkvarter i De Vincelban 9, 1830 Zaventem i Belgien, erklærer under at vi har fulgt anviser for at produktet

Physic ID  
Model: PDIR

5 V = 1 A, 5 W, IP54

Batteridrevet enhed  
2,7 V, 260 mA

som denne erklæringen gjælder, samsvarende med relevant lovgivning knyttet til unionsharmonisering. Radiodirektivet (2014/53/EU), RoHS-direktivet (2011/65/EU) og det vedlegg (61) 2002/96/EF.

Følgende harmoniserede standarder og tekniske specifikationer er lagt til grund:

Velge og klikkehet (artikkel 2.12) i Radiodirektivet)

- EN 62079: 2010
- EN 10683: 2017
- EN 61010-1:2018
- EN 61010-2:2018/A1:2018/A1:2019-04
- EN 61010-3:2018/A1:2019

Elektronenareetick konsensibilliter (artikkel 3.3.1b) i Radiodirektiveri

- EN IEC 61326-1:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021
- ETSI EN 301 489-1 V2.3.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2020-09)

REPRODUCED BY THE COPYRIGHT OWNER. ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM THE COPYRIGHT OWNER.



Bråk av radiospektrum (artikel 3.2 i Radiodirektivet)

- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

RoHS-direktivet (2002/95/EF) og dess vedlegg (Iw) 2015/863

- EN ISO 62321-3-1:2013
- EN ISO 62321-3:2013
- EN ISO 62321-7-1:2016
- EN ISO 62321-7-2:2017
- EN ISO 62321-8:2013/AMEND:2017
- EN ISO 62321-8:2016
- EN ISO 62321-8:2017

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

NR6 Products Europe BV, De Vinciaan 8, 1980 Zaventem, Belgium.

Den autoriserede repræsentanten i EU er: Michiel Sinot, President of Sales for Europa og Afrika

Dato for utstedelse: 11. september 2019  
Ustedelsessted: Zaventem, Belgia

Dato for utstedelse: 11. september  
Utstedelsessted: Færevang, Molde

**Michael Sinec**  
President of Sales for Xerox on Africa

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403





PRYSM iO™

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I  
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

# Prawdziwie inteligentne urządzenie wellness

## SPIS TREŚCI

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| OMÓWIENIE PRODUKTU                       | 172 |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA                     | 172 |
| POZNAJ PRYSM IO™                         | 173 |
| ROZPOCZNIJ SWOJĄ PODRÓŻ Z PRYSM IO™      | 173 |
| PRZED SKANOWANIEM                        | 174 |
| JAK SKANOWAĆ                             | 174 |
| PROFESJONALNE WSKAZÓWKI                  | 175 |
| TWÓJ WYNIK PRYSM                         | 176 |
| INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA  | 176 |
| ŚRODKI OSTROŻNOŚCI                       | 178 |
| KONSERWACJA                              | 179 |
| DANE TECHNICZNE I INFORMACJE REGULACYJNE | 183 |
| OBJAŚNIENIE SYMBOLI                      | 183 |
| DEKLARACJE ZGODNOŚCI                     | 184 |

## OMÓWIENIE PRODUKTU

Witamy w Prysm iO – Twojej osobistej bramie do inteligentniejszego i popartego badaniami naukowymi wellness. Prysm iO™ ocenia poziom karotenoidów w skórze.

Prysm iO™ pozwala Ci wyjść poza domysły, oferując spersonalizowany wynik pomiaru poziomu karotenoidów w skórze (wynik Prysm Score), który pomaga uzyskać wyraźniejszy wgląd w Twoje codzienne nawyki związane z dbaniem o zdrowie, przekształcając Twoje wysiłki w wiedzę. W tym podręczniku znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać możliwości urządzenia Prysm iO™, dzięki czemu będziesz na bieżąco ze swoimi działaniami na rzecz dobrego samopoczucia.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Urządzenie Prysm iO™
2. Podstawka Prysm iO™
3. Etui podróżne
4. Dysk kalibracyjny
5. Ściereczka czyszcząca z mikrofibry
6. Kabel ładujący USB-C
7. Skrócona instrukcja obsługi



# POZNAJ PRYSM IO™




Przycisk zasilania    Port ładowania USB-C



Soczewka skanująca    Tylne lampki kontrolne

Uchwyt na tablet/telefon



Dok magnetyczny



Dysk kalibracyjny

## ROZPOCZNIJ SWOJĄ PODRÓŻ Z PRYSM IO™

### POBIERZ APLIKACJĘ NU SKIN® Prysm iO™

Przed użyciem urządzenia pobierz aplikację Nu Skin® Prysm iO™ i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować i skalibrować urządzenie. To potężne połączenie odblokowuje pełnię możliwości Prysm iO™. Możesz z łatwością skonfigurować swoje urządzenie i uzyskać dostęp do informacji, dzięki którym zadbasz o swoje dobre samopoczucie w sposób mądrzejszy i bardziej spersonalizowany.



## PRZED SKANOWANIEM

Zanim zaczniesz używać Prysm iO™, musisz podłączyć i skonfigurować urządzenie.

### Krok 1.

Pobierz aplikację Nu Skin® Prysm iO™.

### Krok 2.

Włącz urządzenie. Diody kontrolne zaczną migać na biało, wskazując, że musisz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby połączyć i skonfigurować urządzenie.

### Krok 3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skalibrować urządzenie za pomocą dołączonego dysku kalibracyjnego.

## JAK SKANOWAĆ

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie Prysm iO™ jest naładowane. Instrukcje ładowania znajdują się na stronie X.

### Krok 1.

Aby włączyć urządzenie, wciśnij przycisk zasilania. Na środku urządzenia zaczną migać czerwona dioda, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do skanowania.

### Krok 2.

Umieść opuszkę palca wskazującego na urządzeniu tak, aby zakryć całą soczewkę. Skanowanie rozpocznie się automatycznie.

**Uwaga:** Pamiętaj, aby podczas skanowania nie zdejmować palca z soczewki.

### Krok 3.

Podczas skanowania kontrolki będą się kręcić.

Po zakończeniu skanowania pojedyncze migające światło będzie sygnalizować przygotowanie wyniku.

### Krok 4.

Kontrolki będą wyświetlać wynik koloru przez kilka sekund, a następnie wyłączą się. Urządzenie jest teraz gotowe do wykonania kolejnego skanowania.

**Uwaga:** Jeżeli w ciągu 1 minuty nie zostanie rozpoczęte nowe skanowanie, urządzenie wyłączy się automatycznie.

## PROFESJONALNE WSKAZÓWKI

### Wskazówka 1:

Spróbuj zasłonić soczewkę urządzenia środkową częścią opuszki palca.



### Wskazówka 2:

Aby uniknąć poruszenia się podczas skanowania, połóż rękę na płaskiej powierzchni.

## TWÓJ WYNIK PRYSM

Wynik Prysm odzwierciedla poziom karotenoidów w skórze. Urządzenie podaje wynik na podstawie koloru, a po połączeniu z aplikacją Nu Skin® Prysm iO™ wyświetla odpowiadającą mu wartość liczbową.



## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe powyżej 18. roku życia. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje korzystanie przez takie osoby z urządzenia lub udzieli im instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby dopilnować, by nie wykorzystywały urządzenia do zabawy. Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia. Należy używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zatwierdzonych materiałach szkoleniowych Nu Skin®.
- Należy unikać patrzenia bezpośrednio w soczewkę urządzenia podczas skanowania.
- Nie należy podejmować prób wymiany baterii ani otwierania urządzenia.

- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli wygląda na uszkodzone.
- Należy przechowywać urządzenie poza zasięgiem zwierząt.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy go używać na zewnątrz ani wystawiać na działanie warunków zewnętrznych.
- Urządzenie należy ładować w pomieszczeniach zamkniętych, w dobrze wentylowanych i suchych miejscach.
- Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania dłużej niż godzinę po pełnym naładowaniu baterii. Bateria jest wyposażona w systemy zapobiegające przegrzaniu, jednak przeladowywanie może z czasem skrócić jej żywotność.
- Nie należy zgniatać, upuszczać lub uszkadzać urządzenia.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.
- Prysm iO jest wyposażony w baterię litowo-jonową, której nie można wymieniać. Aby zapobiec możliwości odniesienia obrażeń, nie należy wystawiać urządzenia na działanie ciepła. Nie należy przechowywać go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, ogień lub otwór wentylacyjny. Nie należy pozostawiać go w nagrzanym pojeździe ani przechowywać w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze. Nie należy pozostawiać urządzenia w zimnym lub mroźnym otoczeniu. Przed wysłaniem urządzenia lub zabraniem go ze sobą na pokład samolotu należy skonsultować się z przewoźnikiem.
- Należy używać urządzenia wyłącznie do skanowania opuszki palca. Nie należy skanować innych części ciała lub obiektów.



**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie Prysm iO™ ładowuje się za pomocą kabla USB typu C z certyfikowanym adapterem USB. Należy używać wyłącznie kabla USB typu C dobrej jakości o następujących parametrach: 5 V 1 A.

Idealnie urządzenie należy przechowywać i ładować w temperaturze pokojowej, wynoszącej od 20°C do 25°C (od 68°F do 77°F).

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie wraz z kablem ładowarki należy trzymać poza zasięgiem dzieci
- Co jakiś czas należy sprawdzać, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Aby uniknąć obrażeń, nigdy nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli wygląda na uszkodzone lub zepsute.
- Należy stosować urządzenie wyłącznie zgodnie z zaleceniami, na zdrową skórę. Nie należy go stosować w przypadku występowania otwartych ran, owrzodzeń lub wysypek, skłonności do łupieżu różowego lub problematycznej bądź nadmiernie wrażliwej skóry palców.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów, obsługiwanie maszyn ani wykonywania innych czynności, podczas których skanowanie może narazić użytkownika na ryzyko obrażeń.
- Nie należy używać ostrych środków chemicznych ani materiałów ściernych w stosunku do urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia podczas kąpieli lub prysznica. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wody.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować urządzenia.



Prysm iO™ wykorzystuje sygnały radiowe do łączenia się z sieciami bezprzewodowymi. Ponadto Prysm iO™ zawiera magnesy emitujące pola elektromagnetyczne. Tego typu emisje mogą negatywnie wpływać na działanie innych urządzeń elektronicznych lub zakłócać pracę urządzeń medycznych. Aby dowiedzieć się, czy należy zachować bezpieczną odległość między urządzeniem medycznym a Prysm iO™ lub podstawką magnetyczną, należy skontaktować się z lekarzem i producentem urządzenia medycznego.

## **Dobre praktyki dotyczące dokładnego skanowania**

- Podczas skanowania urządzenie Prysm iO™ powinno znajdować się na płaskiej, równej powierzchni.
- Przed skanowaniem upewnij się, że palec jest czysty i suchy.
- Umieść środek opuszki palca jak najbliżej środka soczewki skanującej.
- Upewnij się, że palec całkowicie zakrywa powierzchnię skanującą, aby zablokować dostęp światła zewnętrznego podczas skanowania.
- Unikaj poruszania się podczas skanowania.

## **KONSERWACJA**

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia Prysm iO™, należy przestrzegać poniższych istotnych instrukcji.

### **Czyszczenie urządzenia**

Po każdym skanowaniu należy wyczyścić urządzenie za pomocą dołączonej ściereczki z mikrofibry. Szklana szybka powinna być zawsze wolna od wszelkich cząsteczek, pozostałości i smug.

Jeśli konieczne jest dokładniejsze czyszczenie, przetrzyj urządzenie 70% alkoholem izopropylowym za pomocą miękkiej szmatki lub papieru do czyszczenia soczewek. Nie zanurzaj urządzenia w cieczy ani nie wkładaj go pod bieżącą



wodę. Unikaj stosowania silnych i ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić urządzenie.

## Przechowywanie


Przechowuj urządzenie w dołączonym etui podróżnym lub w bezpiecznym miejscu, aby je chronić i zachować w optymalnym stanie. Niewłaściwe przechowywanie może spowodować uszkodzenie soczewki skanującej.

## Temperatura

Urządzenie należy obsługiwać i ładować wyłącznie w chłodnym i suchym miejscu o temperaturze od 20°C do 25°C (od 68°F do 77°F). Przechowuj urządzenie wyłącznie w temperaturze od 10°C do 27°C (od 50°F do 80°F).

## Ładowanie

Gdy bateria urządzenia jest słaba, pierwsza czerwona lampka kontrolna zamiga trzy razy. Przed ładowaniem należy upewnić się, że urządzenie i ładowarka są całkowicie suche. Nie ładuj urządzenia w miejscach, w których istnieje ryzyko kontaktu z cieczami.



Podłącz dołączony kabel do adaptera, a następnie do gniazdka ściennego. Następnie podłącz drugi koniec kabla do portu USB-C urządzenia.



**Ostrzeżenie:** Aby wydłużyć czas pracy baterii, nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania po pełnym naładowaniu. Ciągłe ładowanie może z czasem powodować niszczenie baterii. Używaj wyłącznie dołączonego kabla ładującego Prysm iO™ i certyfikowanego (IEC/EN 62368-1) adaptera USB-C.

## Rozwiązywanie problemów

Aby rozwiązać problemy z Prysm iO™, odwiedź stronę:  
[getprysmio.com/support](http://getprysmio.com/support)

## Serwisowanie

Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Będzie to skutkowało utratą gwarancji. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części możliwych do naprawienia przez użytkownika. Więcej informacji o serwisowaniu można znaleźć w sekcji na temat gwarancji.

## Utylizacja urządzeń i baterii



Urządzenie Prysm iO™ należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Urządzenie zawiera podzespoły elektroniczne i baterię litowo-jonową, które należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Gdy urządzenie osiągnie koniec okresu eksploatacji, skontaktuj się z lokalnym wydziałem gospodarki odpadami, aby dowiedzieć się, jakie są właściwe opcje utylizacji i recyklingu urządzeń elektronicznych z bateriami litowymi w Twojej okolicy.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMIANY I GWARANCJI

Nu Skin® gwarantuje brak jakichkolwiek wad materiałowych i produkcyjnych w okresie dwóch lat od pierwotnej daty dostarczenia urządzenia użytkownikowi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub wypadku. Jeżeli produkt przestanie działać prawidłowo w ciągu dwuletniego okresu gwarancyjnego, należy skontaktować się telefonicznie z lokalnym Biurem Obsługi Klienta Nu Skin® w celu naprawy lub wymiany urządzenia. W takiej sytuacji konieczne może być okazanie formalnego dowodu zakupu, na którym określona będzie data dostarczenia urządzenia. Nu Skin®

zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu stanu urządzenia. Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa ustawowe kupującego obowiązujące w danym kraju zakupu. Prawa te w dalszym ciągu podlegają ochronie. Gwarancja obowiązuje w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Informacje na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych przez firmę Nu Skin® można uzyskać na stronie:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>

Aby uzyskać informacje o tym, jak Nu Skin® gromadzi i wykorzystuje dane dotyczące zdrowia konsumentów, należy odwiedzić stronę: <https://legal.nuskin.com/privacy.html>  
#consumer-health-data-privacy-policy

App Store i logo Apple to znaki towarowe Apple Inc. zarejestrowane w USA i innych rynkach. Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

**Ważna informacja:** Prysm iO™ nie jest urządzeniem medycznym i nie powinno być stosowane zamiast profesjonalnej porady lekarskiej. Nie jest przeznaczone do diagnozowania, leczenia, łagodzenia, terapii jakichkolwiek chorób lub schorzeń, zapobiegania im, ani do oddziaływania na strukturę i funkcjonowanie jakiegokolwiek części ciała. Przed podjęciem decyzji dotyczącej swojego zdrowia lub dobrej kondycji zawsze należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Jeśli Prysm iO™ lub podstawka mogą zakłócać działanie urządzenia medycznego, należy natychmiast przerwać używanie urządzenia i skontaktować się z lekarzem.



# DANE TECHNICZNE I INFORMACJE REGULACYJNE

| Typ urządzenia radiowego | Opis          | Częstotliwość nadajnika (MHz) | Maksymalna moc promieniowania EIRP |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Bluetooth                | Niska energia | 2402 – 2480                   | 1,72 dBm                           |

Model urządzenia Prysm iO™: PD1R

Moc wejściowa: 5 V  1 A, 5 W

Bateria: Bateria litowo-jonowa 3,7 V 360 mAh

 Stopień ochrony IP Ocena: IP54

Ochrona przed ograniczonym wnikaniem pyłu i rozpryskami wody z dowolnego kierunku.

Wilgotność względna: 10~95% wilgotności względnej

Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Maksymalna wysokość operacyjna: 2000 metrów.

## OBJAŚNIENIE SYMBOLI

|                                                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | Baterie należy utylizować w sposób odpowiedni dla danego obszaru. |
|  | Prąd stały                                                        |
|  | Klasa III ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym            |
|  | Przechowywać w suchym miejscu                                     |
|  | Przeczytaj instrukcję przed użyciem                               |

## DEKLARACJE ZGODNOŚCI



## Deklaracja zgodności UE (DoC)



My, firma NSE Products Europe BV, której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem:  
Da Vincielaan 8, 1980 Zwettlen, Belgia, oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyżej:

Przebieg  
Model P21R  
5 V + 1 A, 5 W, IP54  
Urządzenie zasilane bateriami litowo-jonowymi  
3,7 V, 360 mAh

Którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z odpowiednimi unijnymi prawodawstwami:  
harmonizującym: dyrektywę w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/EU), dyrektywę RoHS  
(2011/65/EU) i (jeżeli dotyczy) dyrektywę (UE) 2015/763.

Zastosowano następujące zharmonizowane normy i specyfikacje techniczne:

**Bezpieczeństwo i zgodność z prawem (art. 8 ust. 1 lit. (c) dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych)**

- EN 62479: 2010
- EN 60950: 2017
- EN 61911-1: 2018
- EN 61911-1: 2018/AC: 2019-04
- EN 61911-1: 2018/AC: 2019

**Współzgodność elektromagnetyczna (artykuł 3.2 litera (b) dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych)**

- EN 61010-1: 2021
- EN 61010-1: 2021/A1: 2021
- EN 61010-1: 2021/A2: 2021
- EN 61010-1: 2021/A3: 2021
- EN 61010-1: 2021/A4: 2021

Wniosek o zgodność z prawem (art. 8 ust. 1 lit. (c) dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych)



Wykonanie wina zgodności radiowej (artykuł 3.2 dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych)

- RTN EN 308 228 V2.2.1 (2019-07)

Dyrektywa RoHS (2011/65/EU) i załącznik (a) dyrektywy (UE) 2015/763

- EN IEC62321-1: 2019
- EN IEC62321-1: 2019
- EN IEC62321-1: 2019
- EN IEC62321-1: 2019
- EN IEC62321-1: 2019
- EN IEC62321-1: 2019
- EN IEC62321-1: 2019

Dokumentacja techniczna jest przechowywana pod adresem:

NSE Products Europe BV, Da Vincielaan 8, 1980 Zwettlen, Belgia.

Upoważnionym przedstawicielem znajdującym się na terytorium Wspólnoty jest: Michael Sinaut, prezes  
na Europę i Afrykę

Data wydania: 11 września 2023 r.  
Miejscu wydania: Zwettlen, Belgia

Michael Sinaut  
Prezes na Europę i Afrykę

Wniosek o zgodność z prawem (art. 8 ust. 1 lit. (c) dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych)





PRYSM iO™

MANUAL DO UTILIZADOR E  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

# Truly Intelligent Wellness

## ÍNDICE

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                    | 187 |
| CONTEÚDO DA CAIXA                                       | 187 |
| CONHECER O PRYSM IO™                                    | 188 |
| COMECE A SUA JORNADA PRYSM IO™                          | 188 |
| ANTES DE EFETUAR UM SCAN                                | 189 |
| COMO EFETUAR SCANS                                      | 189 |
| DICAS ÚTEIS                                             | 190 |
| A SUA PONTUAÇÃO PRYSM                                   | 191 |
| INSTRUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA                        | 191 |
| PRECAUÇÕES                                              | 193 |
| MANUTENÇÃO                                              | 194 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES<br>REGULAMENTARES | 198 |
| DEFINIÇÃO DOS SÍMBOLOS                                  | 198 |
| DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE                             | 199 |



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Bem-vindo(a) ao Prysm iO™, a sua porta de entrada pessoal para um bem-estar nutricional inteligente e cientificamente comprovado. O Prysm iO™ avalia os níveis de carotenoides na sua pele.


O Prysm iO™ permite-lhe ir além da adivinhação, fornecendo uma pontuação personalizada de carotenoides da pele (a Pontuação Prysm) que contribui para que tenha uma visão mais clara dos seus hábitos diários de bem-estar, transformando os seus esforços em conhecimento. Este manual irá fornecer tudo o que precisa de saber para tirar o máximo partido do seu Prysm iO™, para que possa manter-se em estreita ligação com a sua jornada de bem-estar.

## CONTEÚDO DA CAIXA

1. Aparelho Prysm iO™
2. Suporte para o Prysm iO™
3. Bolsa de viagem
4. Disco de calibração
5. Pano de limpeza de microfibras
6. Cabo de carregamento USB-C
7. Guia de início rápido



# CONHECER O PRYSM IO™



## COMECE A SUA JORNADA PRYSM IO™

### TRANSFERIR A APLICAÇÃO NU SKIN® Prysm iO™

Antes de utilizar o dispositivo, transfira a aplicação Nu Skin® Prysm iO™ e siga as instruções na aplicação para configurar e calibrar o seu aparelho. Este poderoso emparelhamento desbloqueia a experiência completa do Prysm iO™. Pode configurar o seu dispositivo com facilidade e desbloquear informações para um bem-estar mais inteligente e personalizado.



## ANTES DE EFETUAR UM SCAN

Antes de utilizar o Prysm iO™, é necessário ligar e configurar o dispositivo.

### Passo 1.

Transferir a app Nu Skin® Prysm iO™.

### Passo 2.

Ligue o aparelho e as luzes indicadoras piscarão a branco, indicando que tem de seguir as instruções na aplicação para ligar e configurar o seu dispositivo.

### Passo 3.

Siga as instruções na aplicação para calibrar o seu dispositivo utilizando o disco de calibração fornecido.

## COMO EFETUAR SCANS

Antes de utilizar, certifique-se de que o aparelho Prysm iO™ está carregado. Para instruções de carregamento, consulte a página X.

### Passo 1.

Ligar o aparelho, premindo o botão de ligar/desligar. Uma luz vermelha no centro do dispositivo piscará, indicando que o aparelho está pronto para efetuar a leitura.

### Passo 2.

Colocar a ponta do dedo indicador no dispositivo para cobrir toda a lente. A leitura inicia automaticamente.

**Observação:** Certifique-se de que não tira o dedo da lente durante a leitura.



### Passo 3.

As luzes indicadoras circulam durante o scan.

Quando o scan terminar, uma única luz intermitente piscará para indicar a sua pontuação.

### Passo 4.


As luzes indicadoras mostrarão a cor correspondente à pontuação durante alguns segundos antes de se desligarem. O aparelho está agora pronto para efetuar outro scan.

**Observação:** Se não for iniciada uma nova leitura no espaço de 1 minuto, o dispositivo desliga-se automaticamente.

## DICAS ÚTEIS

### Dica útil 1:

Tente cobrir a lente do dispositivo com a parte central da almofada do dedo.



### Dica útil 2:

Para evitar mexer-se durante a leitura, apoie o braço numa superfície plana.

## A SUA PONTUAÇÃO PRYSM

A Pontuação Prysm reflete os níveis de carotenoides na sua pele. O aparelho fornece uma pontuação baseada em cores e, quando ligado à aplicação Nu Skin® Prysm iO™, apresenta o valor numérico correspondente.

O vermelho indica um nível mais baixo de carotenoides na pele



O roxo indica um nível mais elevado de carotenoides na pele

## INSTRUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA

- O aparelho destina-se a ser utilizado por adultos com mais de 18 anos de idade. Não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem estar sob vigilância para evitar que brinquem com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças. Utilizar este aparelho apenas de acordo com as instruções contidas nos materiais de formação aprovados pela Nu Skin®.
- Evitar olhar diretamente para a lente do aparelho quando estiver a efetuar uma leitura.
- Não tentar substituir a bateria ou abrir o dispositivo.
- Nunca utilizar o aparelho se este aparentar ter sido danificado.



- Manter fora do alcance de animais de estimação.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização em interiores; não utilizar ou expor o aparelho a condições exteriores.
- O aparelho deve ser carregado dentro de casa e em locais bem ventilados e secos.
- Não deixar o aparelho a carregar durante mais de uma hora depois de a bateria estar totalmente carregada. A bateria inclui sistemas para evitar o sobreaquecimento, mas o carregamento excessivo pode reduzir a vida útil da bateria ao longo do tempo.
- Não esmagar, deixar cair ou danificar o dispositivo.
- Não permitir que o aparelho entre em contacto com água ou outros líquidos.
- O Prysm iO contém uma bateria recarregável de iões de lítio que não é substituível. Para evitar a possibilidade de ferimentos, não expor o aparelho ao calor. Não armazenar junto a uma fonte de calor como um radiador, fogo ou uma ventilação de aquecimento. Não deixar num veículo quente, nem guardar em locais demasiado quentes. Não deixar este aparelho num ambiente frio ou gelado. Verifique com a companhia aérea ou transportadora antes de viajar de avião com este aparelho ou de o enviar por correio.
- Utilizar o dispositivo apenas para efetuar o scan da ponta do dedo. Não utilizar o aparelho para efetuar a leitura de outras partes do corpo ou objetos.

**AVISO:** O aparelho Prysm iO™ é carregado através da utilização de um cabo USB tipo C com um adaptador certificado compatível com USB. Utilizar apenas um cabo USB tipo C de boa qualidade com as seguintes classificações: 5 V 1 A.

O armazenamento e carregamento ideais do dispositivo devem ocorrer à temperatura ambiente, entre 20 °C e 25 °C (68 °F e 77 °F).



## PRECAUÇÕES

- Manter o aparelho e o cabo do carregador fora do alcance das crianças.
- Verificar periodicamente se existem danos; nunca utilizar o aparelho se parecer estar danificado ou estragado por forma a evitar lesões.
- Utilizar apenas como indicado em pele saudável. Não utilizar se tiver feridas abertas ou erupções cutâneas, se tiver propensão a sofrer de pitíriase rósea ou se tiver uma pele problemática ou demasiado sensível nos dedos.
- Não utilizar enquanto estiver a conduzir, a operar máquinas ou a participar em qualquer atividade em que uma leitura possa apresentar o risco de ferimentos.
- Não usar produtos químicos ou abrasivos no aparelho.
- Não utilizar durante o banho ou duche. Não submergir o dispositivo em água.
- Não colocar ou guardar o aparelho num local onde possa cair ou ser arrastado para a água.
- Não modificar o aparelho de forma alguma.

O Prysma iO™ utiliza sinais de rádio para se ligar a redes sem fios e contém ímanes que emitem campos eletromagnéticos. Estas emissões podem afetar negativamente o funcionamento de outros equipamentos eletrónicos ou interferir com dispositivos médicos. Contacte o seu médico e o fabricante do dispositivo médico para obter informações sobre a necessidade de manter uma distância de segurança entre o seu dispositivo médico e o Prysma iO™ ou o suporte magnético.



## Melhores práticas para scans rigorosos

- Durante o scan, o Prysm iO™ deve estar sobre uma superfície plana e nivelada.
- Certifique-se de que o seu dedo está limpo e seco antes de efetuar o scan.
- Colocar o centro da almofada do dedo o mais próximo possível do centro da lente de leitura.
- Garantir que o dedo cobre totalmente a lente para bloquear qualquer luz exterior durante o scan.
- Evite mover-se durante o scan.

## MANUTENÇÃO

Para manter o seu aparelho Prysm iO™ a funcionar corretamente, siga estas instruções importantes.

### Limpeza do aparelho

Utilizar o pano de microfibras fornecido para limpar o aparelho após cada digitalização. A janela de vidro deve ser sempre mantida livre de quaisquer partículas, resíduos ou manchas.

Se for necessária uma limpeza adicional, passar um pano macio ou papel para lentes com álcool isopropílico a 70%. Não submergir o aparelho em líquidos nem colocá-lo sob água corrente. Evitar produtos de limpeza agressivos ou abrasivos que possam danificar o aparelho.

### Armazenamento

Armazenar o dispositivo na bolsa de transporte incluída ou num local seguro para o manter protegido e em ótimas condições. O armazenamento incorreto pode danificar a lente de leitura.



## Temperatura

Apenas utilizar e carregar o aparelho num local fresco e seco, entre 20 °C e 25 °C (68 °F e 77 °F). Apenas armazenar o dispositivo em ambientes entre 10 °C e 27 °C (50 °F e 80 °F).

## Carregamento

Quando a bateria do dispositivo estiver fraca, a primeira luz indicadora vermelha piscará três vezes. Antes de carregar, certifique-se de que o dispositivo e o carregador estão completamente secos. Não carregar o dispositivo em locais onde este possa entrar em contacto com líquidos.



Ligar o cabo fornecido a um adaptador e, em seguida, a uma tomada de parede. Depois, ligar a outra extremidade do cabo à porta USB-C do dispositivo.



**Aviso:** Para preservar a vida útil da bateria, não deixar o dispositivo ligado à corrente depois de estar totalmente carregado. O carregamento contínuo pode degradar a bateria ao longo do tempo. Utilizar apenas o cabo de carregamento do Prysm iO™ fornecido e um adaptador USB-C certificado (IEC/EN 62368-1).

## Resolução de problemas

Para a resolução de problemas do Prysm iO™, visitar: [getprysmio.com/support](https://getprysmio.com/support)

## Reparações

Não tente reparar o aparelho sozinho(a). Tal prática implica a anulação da garantia. O aparelho não contém peças interiores que possam ser reparadas pelo utilizador. Consulte a secção “Garantia” para mais informações sobre a manutenção.

## Eliminação do dispositivo e da bateria



O Prysm iO™ deve ser eliminado de acordo com as leis e os regulamentos locais. O aparelho contém componentes eletrónicos e uma bateria de iões de lítio, que deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando o dispositivo chegar ao fim da sua vida útil, contacte o departamento de gestão de resíduos local para se informar sobre as opções de eliminação e reciclagem adequadas para produtos eletrónicos com baterias de lítio na sua área.

## INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO

A Nu Skin® fornece garantia relativa a defeitos de material e fabrico durante um período de dois anos a partir da data original de entrega. Esta garantia não cobre danos no aparelho resultantes de uso indevido ou acidente. Se o aparelho apresentar defeitos durante o período de garantia de dois anos, contacte o Serviço de Assistência local da Nu Skin® para solicitar a reparação ou substituição do mesmo. Poderá ser-lhe solicitada a apresentação de um recibo de venda oficial que indique a data de entrega. A Nu Skin® reserva-se o direito de examinar o aparelho. Esta garantia não afeta os seus direitos legais na legislação específica do país de compra. Tais direitos mantêm-se protegidos. Esta garantia é válida na Alemanha, África do Sul, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega,



Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia e Suíça.

Para obter informações sobre a forma como a Nu Skin® recolhe, utiliza e partilha dados pessoais, visitar:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>

e para obter informações sobre a forma como a Nu Skin® recolhe e utiliza os dados de saúde dos consumidores, visitar: <https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

O nome App Store e o logótipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros mercados. O nome Google Play é uma marca comercial da Google LLC.

**Aviso importante:** O Prysm iO™ não é um dispositivo médico e não deve ser utilizado como substituto de orientação médica profissional. Não se destina a diagnosticar, curar, mitigar, tratar ou prevenir qualquer doença ou condição médica, ou a afetar a estrutura e função de qualquer parte do corpo. Consultar sempre um profissional de saúde antes de tomar decisões relacionadas com a saúde ou bem-estar. Se considerar que o Prysm iO™ ou o respetivo suporte podem estar a interferir com um dispositivo médico, interrompa imediatamente a utilização e contacte o seu profissional de saúde.



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

| Tipo de rádio | Descrição     | Frequência do transmissor (MHz) | Potência radiada máxima EIRP |
|---------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| Bluetooth     | Baixa energia | 2402 – 2480                     | 1,72 dBm                     |

Modelo do dispositivo Prysm iO™: PD1R

Entrada: 5 V  1 A, 5 W

Bateria: Bateria de iões de lítio 3,7 V 360 mAh

 Proteção contra elementos exteriores (IP) Classificação: IP54

Protegido contra a entrada limitada de poeira e salpicos de água de qualquer direção.

Humidade relativa: 10~95% HR

Destinado apenas a utilização em interiores. Altitude máxima de funcionamento: 2000 metros.

## DEFINIÇÃO DOS SÍMBOLOS

|                                                                                    |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   | Eliminar as baterias da forma indicada para a sua zona |
|  | Corrente contínua                                      |
|  | Proteção contra choques elétricos de classe III        |
|  | Manter seco                                            |
|  | Ler o manual antes de utilizar                         |

## DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE



## Declaração de conformidade da UE (DoC)



NB, NBS Products Europe BV, com sede em Da Vinciën 9, 1930 Zaventem, Bélgica, declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto

Pyperid  
Medula PEEK

5 V = 1 A, 5 W, IP54

Dispositivo alimentado por bateria de íons de lítio  
3,7 V, 360 mAh

a que a presente declaração se refere, está em conformidade com as legislações relevantes da União em matéria de harmonização técnica relativa aos equipamentos de rádio (2014/53/EU), diretiva RoHS (2011/65/EU) e respetiva alteração (UE) 2015/863.

Foram aplicadas as seguintes especificações técnicas e normas harmonizadas:

- EN 62479: 2015
- EN 60950: 2017
- EN 61816-1: 2018
- EN 61816-1: 2018/A1: 2019/A1: 2019-04
- EN 61816-1: 2018/A1: 2019

## Compatibilidade eletromagnética (Artigo 3.1(2) da Diretiva Equipamentos de Rádio)

- EN IEC 61326-1: 2021
- EN IEC 61800-3-2: 2019/A1: 2021
- EN 61800-3-2: 2013/A2: 2021
- EN 61326-1: 2019-11
- EN 61326-1: 2019-11: 2020-08

See product's technical specifications, instructions for use, and other relevant information at: <https://www.nbs.eu>



## Utilização do registro de radiotipificação (Artigo 3.2 da Diretiva Equipamentos de Rádio)

- RTTI EN 300 328 V2 2.2 (2019-07)

## Diretiva RoHS (2011/65/EU) e respetiva alteração (UE) 2015/863

- EN IEC62321-3-1:2013
- EN IEC62321-3:2013
- EN IEC62321-3-1:2018
- EN IEC62321-3-2:2017
- EN IEC62321-3-2:2017/A1:2017
- EN IEC62321-3:2018
- EN IEC62321-3:2017

A documentação técnica é mantida em:

NBS Products Europe BV, Da Vinciën 9, 1930 Zaventem, Bélgica.

O mandante interno para a Comunidade é: Michael Sinat, Presidente Europa e África

Data de emissão: 11 de setembro de 2025  
Local de emissão: Zaventem, Bélgica

Michael Sinat  
\*Presidente Europa e África

See product's technical specifications, instructions for use, and other relevant information at: <https://www.nbs.eu>





PRYSM iO™

MANUAL DE UTILIZARE ȘI  
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

# Wellness cu adevărat inteligent

## CUPRINS

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| PREZENTARE PRODUS                                     | 202 |
| CONȚINUTUL CUTIEI                                     | 202 |
| CUNOAȘTEREA PRYSM IO™                                 | 203 |
| ÎNCEPEȚI CĂLĂTORIA PRYSM IO™                          | 203 |
| ÎNAINTE DE SCANARE                                    | 204 |
| MODALITATEA DE SCANARE                                | 204 |
| SFATURI PROFESIONALE                                  | 205 |
| SCORUL DVS. PRYSM                                     | 206 |
| INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI ATENȚIONĂRI              | 206 |
| PRECAUȚII                                             | 208 |
| ÎNTREȚINERE                                           | 209 |
| SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI INFORMAȚII DE<br>REGLEMENTARE | 213 |
| DEFINIȚII ALE SIMBOLURILOR                            | 213 |
| DECLARAȚII DE CONFORMITATE                            | 214 |



## PREZENTARE PRODUS

Bine ați venit la Prysm iO™ - poarta dvs. personală către un wellness inteligent susținut de știință. Prysm iO™ măsoară nivelurile de carotenoide din pielea dumneavoastră.


Prysm iO™ vă permite să treceți dincolo de presupuneri, oferind un scor personalizat al carotenoidelor din piele (Scorul Prysm) care vă ajută să obțineți o perspectivă mai clară asupra obiceiurilor dumneavoastră zilnice de wellness, transformându-vă eforturile în perspective. Acest manual vă va ghida prin tot ceea ce trebuie să știți pentru a profita la maximum de Prysm iO™ - astfel încât să rămâneți conectat la călătoria dvs. de wellness.

## CONȚINUTUL CUTIEI

1. Dispozitiv Prysm iO™
2. Suport Prysm iO™
3. Geantă de călătorie
4. Disc de calibrare
5. Pânză de curățare din microfibră
6. Cablu de încărcare USB-C
7. Ghid pentru start rapid



# CUNOAȘTEREA PRYSM IO™



## ÎNCEPEȚI CĂLĂTORIA PRYSM IO™

### DESCĂRCAȚI APLICAȚIA NU SKIN® Prysm iO™

Înainte de a utiliza dispozitivul, descărcați aplicația Nu Skin® Prysm iO™ și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura și calibra dispozitivul. Această combinație puternică deblochează întreaga experiență Prysm iO™. Puteți să vă configurați dispozitivul cu ușurință și să deblocați informații pentru wellness mai inteligent și mai personalizat.



## ÎNAINTE DE SCANARE

Înainte de a utiliza Prysm iO™, trebuie să conectați și să configurați dispozitivul.

### Pasul 1.

Descărcați aplicația Nu Skin® Prysm iO™.

### Pasul 2.

Porniți dispozitivul, luminile indicatoare vor clipi în alb, indicând că trebuie să urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă conecta și configura dispozitivul.

### Pasul 3.

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă calibra dispozitivul utilizând discul de calibrare furnizat.

## MODALITATEA DE SCANARE

Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul Prysm iO™ este încărcat. Pentru instrucțiuni de încărcare, consultați pagina X.

### Pasul 1.

Porniți dispozitivul apăsând din nou butonul de alimentare. O lumină roșie din centrul dispozitivului va clipi, indicând faptul că dispozitivul este pregătit pentru scanare.

### Pasul 2.

Așezați degetul arătător pe dispozitiv pentru a acoperi întreaga lentilă. Scanarea va începe automat.

**Notă:** Asigurați-vă că nu vă îndepărtați degetul de pe lentilă în timpul scanării.



### Pasul 3.

Indicatoarele luminoase se vor roti în timpul scanării.

Când este gata, o singură lumină intermitentă va clipi pentru a indica scorul obținut.

### Pasul 4.

Indicatoarele luminoase vor afișa scorul colorat pentru câteva secunde înainte de a se stinge. Dispozitivul este acum pregătit să efectueze o altă scanare.

**Notă:** Dacă o nouă scanare nu este inițiată în termen de 1 minut, dispozitivul se va opri automat.

## SFATURI PROFESIONALE

### Sfat profesional 1:

Încercați să acoperiți lentila dispozitivului cu partea centrală a degetului.



### Sfat profesional 2:

Pentru a evita mișcarea în timpul scanării, sprijiniți brațul pe o suprafață plană.

## SCORUL DVS. PRYSM

Scorul Prysm reflectă nivelurile de carotenoide din piele. Dispozitivul oferă un scor bazat pe culori și, atunci când este conectat la aplicația Nu Skin® Prysm iO™, afișează valoarea numerică corespunzătoare.

Roșu indică un nivel mai scăzut al carotenoidelor din piele



Mov indică un nivel mai ridicat al carotenoidelor din piele

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI ATENȚIONĂRI

- Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți cu vârsta peste 18 ani. Acesta nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe reduse, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii. Utilizați acest dispozitiv numai conform instrucțiunilor din materialele de instruire Nu Skin® aprobate.
- Evitați să priviți direct în lentila dispozitivului atunci când acesta efectuează o scanare.
- Nu încercați să înlocuiți bateria sau să deschideți dispozitivul.
- Nu folosiți niciodată dispozitivul dacă acesta pare să fi fost deteriorat.

- Nu lăsați la îndemâna animalelor de companie.
- Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării în interior; nu îl folosiți și nu îl expuneți la condiții exterioare.
- Dispozitivul trebuie încărcat în interior și în locuri bine ventilate și uscate.
- Nu lăsați dispozitivul la încărcat pentru mai mult de o oră după ce bateria este complet încărcată. Bateria include sisteme pentru a evita supraîncălzirea, dar supraîncărcarea poate reduce durata de viață a bateriei în timp.
- Nu zdrobiți, nu scăpați și nu deteriorați dispozitivul.
- Nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu apa sau cu alte lichide.
- Prysm iO™ conține o baterie litiu-ion reîncărcabilă, care nu poate fi înlocuită. Pentru a preveni posibilitatea rănirii, nu expuneți dispozitivul la căldură. Nu depozitați dispozitivul în apropierea surselor de căldură precum calorifere, foc, aerisiri. Nu îl lăsați într-un vehicul încins și nu îl depozitați în locuri expuse la temperaturi excesiv de ridicate. Nu lăsați acest dispozitiv într-un mediu rece sau înghețat. Consultați compania aeriană înainte de a zbura sau a trimite prin transport aerian acest dispozitiv.
- Utilizați dispozitivul numai pentru a vă scana vârful degetului. Nu încercați să scanați alte părți ale corpului sau obiecte.

**ATENȚIONARE:** Dispozitivul Prysm iO™ se încarcă utilizând un cablu USB de tip C cu adaptor USB certificat. Utilizați numai un cablu USB de tip C de bună calitate, cu următoarele caracteristici: 5V 1A.

Depozitarea și încărcarea ideală a dispozitivului trebuie să aibă loc la temperatura camerei, între 20°C și 25 °C (68 °F - 77 °F).



## PRECAUȚII

- Nu lăsați dispozitivul și cablul încărcătorului la îndemâna copiilor.
- Verificați periodic dispozitivul pentru daune; pentru a evita rănirea, nu folosiți niciodată dispozitivul dacă prezintă daune sau este stricat.
- Utilizați numai conform indicațiilor pe pielea sănătoasă. Nu utilizați dacă aveți răni deschise, răni sau erupții cutanate, dacă sunteți predispus la pitiriazis rosea sau dacă aveți piele predispusă la afecțiuni sau excesiv de sensibilă pe degete.
- Nu utilizați în timp ce conduceți, folosiți utilaje sau vă angajați în orice activitate în care o scanare vă poate pune în pericol de vătămare.
- Nu folosiți produse chimice sau abrazive dure pe dispozitiv.
- Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș. Nu scufundați dispozitivul în apă.
- Nu așezați sau depozitați dispozitivul în locuri în care acesta poate cădea sau poate fi tras în apă.
- Nu modificați dispozitivul în niciun fel.

Prysm iO™ utilizează semnale radio pentru a se conecta la rețele wireless, iar Prysm iO™ conține magneți care emit câmpuri electromagnetice. Astfel de emisii pot afecta negativ funcționarea altor echipamente electronice sau pot interfera cu dispozitivele medicale. Contactați medicul și producătorul dispozitivului medical pentru a afla dacă trebuie să mențineți o distanță sigură de separare între dispozitivul medical și Prysm iO™ sau suportul magnetic.



## Cele mai bune practici pentru scanări precise

- Prysm iO™ trebuie să fie așezat pe o suprafață plană, nivelată, în timpul scanării.
- Asigurați-vă că degetul dvs. este curat și uscat înainte de scanare.
- Așezați centrul degetului cât mai aproape de centrul lentilei de scanare.
- Asigură-te că degetul acoperă complet lentila pentru a bloca orice lumină externă în timpul scanării.
- Evitați să vă mișcați în timpul scanării.

## ÎNTREȚINERE

Pentru ca dispozitivul Prysm iO™ să funcționeze corect, urmați aceste instrucțiuni importante.

### Curățarea dispozitivului

Utilizați cârpa din microfibră furnizată pentru a vă curăța dispozitivul după fiecare scanare. Fereastra de sticlă trebuie să fie întotdeauna ferită de orice particule, reziduuri sau pete.

Dacă este necesară o curățare suplimentară, ștergeți cu alcool izopropilic cu concentrație de 70% pe o bucată de cârpă moale sau pe hârtie pentru lentile. Nu scufundați dispozitivul în lichid și nu îl puneți sub jet de apă. Evitați produsele de curățare dure sau abrazive care ar putea deteriora dispozitivul.

### Depozitare

Depozitați dispozitivul în husa de călătorie inclusă sau într-un loc sigur pentru a-l păstra protejat și în condiții optime. Depozitarea necorespunzătoare poate deteriora lentila de scanare.



## Temperatură

Utilizați și încărcați dispozitivul numai într-un loc răcoros și uscat, între 20 °C și 25 °C (între 68 °F și 77 °F). Depozitați dispozitivul numai în medii cu o temperatură cuprinsă între 10 °C și 27 °C (50 °F și 80 °F).

## Încărcare

Când bateria dispozitivului este descărcată, primul indicator luminos roșu va clipi de trei ori. Înainte de încărcare, asigurați-vă că dispozitivul și încărcătorul sunt complet uscate. Nu încărcați în locuri în care dispozitivul poate intra în contact cu un lichid.



Conectați cablul furnizat la un adaptor și apoi la o priză de perete. Apoi conectați celălalt capăt al cablului în portul USB-C al dispozitivului.



**Atenție:** Pentru a păstra durata de viață a bateriei, nu lăsați dispozitivul conectat la priză după ce este complet încărcat. Încărcarea continuă poate degrada bateria în timp. Utilizați numai cablul de încărcare Prysm iO™ furnizat și un adaptor USB-C certificat (IEC/EN 62368-1).

## Depanare

Pentru depanarea Prysm iO™, vizitați:  
[getprysmio.com/support](https://getprysmio.com/support)

## Depanare

Nu încercați să reparați singuri dispozitivul. Aceasta va duce la anularea oricărei garanții. Nu există părți interne ce pot fi reparate de către utilizator. Pentru depanare, vă rugăm să consultați secțiunea despre garanție.

## Eliminarea dispozitivului și a bateriei



Trebuie să eliminați dispozitivul Prysm iO în mod corespunzător, în conformitate cu legile și reglementările locale. Dispozitivul conține componente electronice și o baterie litiu-ion, care trebuie eliminată separat de deșeurile menajere. Când dispozitivul ajunge la sfârșitul duratei sale de funcționare, contactați departamentul local de gestionare a deșeurilor pentru a afla care sunt opțiunile adecvate de eliminare și reciclare a electronicelor cu baterii cu litiu în zona dvs.

## INFORMAȚII DESPRE ÎNLOCUIRE ȘI GARANȚIE

Nu Skin® garantează faptul că dispozitivul nu va prezenta defecte de material sau de manufactură pe o perioadă de doi ani de la data livrării către dvs. Această garanție nu acoperă defecțiunile produsului datorate utilizării necorespunzătoare sau accidentelor. Dacă produsul prezintă defecțiuni în perioada de garanție de doi ani, vă rugăm să contactați telefonic Serviciul local de Asistență Nu Skin® pentru a programa depanarea sau înlocuirea dispozitivului. Este posibil să vi se solicite prezentarea unei chitanțe de vânzare care să includă data livrării. Nu Skin® își rezervă dreptul de a verifica dispozitivul. Această garanție nu vă afectează drepturile legale specifice țării de achiziție, astfel de drepturi rămânând protejate. Această garanție este valabilă în Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg,



Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Țările de Jos și Regatul Unit.

Pentru informații despre modul în care Nu Skin® colectează, utilizează și partajează datele personale, vă rugăm să vizitați:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>

și pentru informații despre modul în care Nu Skin® colectează și utilizează datele privind sănătatea consumatorilor, vă rugăm să vizitați: <https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

App Store și logo-ul Apple sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrată în Statele Unite și alte piețe. Google Play este o marcă înregistrată a Google LLC.

**Notă importantă:** Prysm iO™ nu este un dispozitiv medical și nu trebuie utilizat ca substitut pentru îndrumarea medicală profesională. Acesta nu este conceput ca să diagnosticheze, să vindece, să atenueze, să trateze sau să prevină nicio boală sau afecțiune medicală, sau să afecteze structura și funcția vreunei părți a corpului. Consultați întotdeauna furnizorul de servicii medicale înainte de a lua decizii legate de sănătate sau de wellness. Dacă credeți că Prysm iO™ sau suportul aferent pot interfera cu un dispozitiv medical, întrerupeți imediat utilizarea și contactați medicul.



# SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

| Tip radio | Descriere      | Frecvența emițătorului (MHz) | Putere radiată maximă EIRP |
|-----------|----------------|------------------------------|----------------------------|
| Bluetooth | Energie redusă | 2402 - 2480                  | 1,72 dBm                   |

Model dispozitiv Prysm iO™: PD1R

Intrare: 5V  1A, 5W

Baterie: Baterie litiu-ion 3,7 V 360 mAh

 Protecție împotriva pătrunderii (IP) Evaluare: IP54

Protejat împotriva pătrunderii limitate a prafului și a stropilor de apă din orice direcție.

Umiditate relativă: 10~95% RH

Destinat exclusiv utilizării în interior. Altitudine maximă de funcționare: 2.000 de metri.

## DEFINIȚII ALE SIMBOLURILOR

|                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   | Aruncați bateriile corect conform regiunii dvs.   |
|  | Curent direct                                     |
|  | Clasa III Protecție împotriva șocurilor electrice |
|  | Păstrați uscat                                    |
|  | Citiți manualul înainte de utilizare              |



## DECLARAȚII DE CONFORMITATE



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A UE

## Declarația UE de conformitate (DoC)



Noi, NU SKIN Products Europe BV, având sediul principal la adresa de înregistrare: 9, 1090 Zwemmer, Belgia, declaram pe propria răspundere că produsul:

Pygen 42

Model FPC04

5V + 1A, 5W, IP54

Dispozitiv alimentat cu baterie Li-Ion  
3.7V, 300 mAh

la care se referă prezenta declarație este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene: Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE), Directiva R&D (prescripția area subcapitolei Pericolului) (2011/65/UE) și modificarea acesteia (UE) 2015/863.

Au fost aplicate următoarele standarde și specificații tehnice armonizate:

Modulare și agnate (articolul 3.1 litera (a) din Directiva privind echipamentele radio)

- EN 62479: 2010
- EN 62479: 2017
- EN 61974-1: 2018
- EN 61974-1: 2018/A1: 2019/A1: 2019-04
- EN 61974-1: 2018/A1: 2019

Compatibilitate electromagnetică (articolul 3.1 litera (b) din Directiva privind echipamentele radio)

- EN IEC 61326-1: 2021
- EN IEC 61326-1: 2019/A1: 2021
- EN 61010-1: 2013/A1: 2021
- EN 61010-1: 2013/A1: 2021
- EN 61010-1: 2013/A1: 2021

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A UE



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A UE

Utilizarea specifică de funcționare radio (articolul 3.2 din Directiva privind echipamentele radio)

- EN 62479: 2010

Directiva R&D (2011/65/UE) și Directiva de modificare a acesteia (UE) 2015/863

- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013
- EN IEC 62321-1: 2013

Documentația tehnică este păstrată la:

NU SKIN Products Europe BV, de înregistrare: 9, 1090 Zwemmer, Belgia

Reprezentantul autorizat stabilit în cadrul Comunității este: Michael Smeets, Președinte Europa și Africa

Data emiterii: 11 septembrie 2023

Locul emiterii: Zwemmer, Belgia

Michael Smeets  
Președinte Europa și Africa

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A UE





PRYSM iO™

NÁVOD NA POUŽITIE  
A VYHLÁSENIE O ZHODE

# Skutočne inteligentné wellness

## OBSAH

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| PREHĽAD PRODUKTU                                                  | 217 |
| OBSAH BALENIA                                                     | 217 |
| ZOZNÁMENIE SA S PRÍSTROJOM PRYSM IO™                              | 218 |
| ZAČNITE SVOJU CESTU S PRYSM IO™                                   | 218 |
| PRED SKENOVANÍM                                                   | 219 |
| AKO SKENOVAŤ                                                      | 219 |
| UŽITOČNÉ TIPY                                                     | 220 |
| VAŠE SKÓRE PRYSM                                                  | 221 |
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA                                   | 221 |
| PREVENTÍVNE OPATRENIA                                             | 223 |
| ÚDRŽBA                                                            | 224 |
| TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE<br>O REGULAČNÝCH NARIADENIACH | 228 |
| VYMEDZENIE SYMBOLOV                                               | 228 |
| VYHLÁSENIA O ZHODE                                                | 229 |



## PREHĽAD PRODUKTU

Predstavujeme vám prístroj Prysm iO – vášho osobného sprievodcu pri dosahovaní inteligentnejšieho a vedecky podloženého wellness. Prístroj Prysm iO™ meria hladiny karotenoidov vo vašej pokožke.


Prístroj Prysm iO™ vám umožňuje nespoliehať sa na dohady, pretože poskytuje personalizované karotenoidové skóre pokožky (skóre Prysm), ktoré vám pomôže získať jasnejší prehľad o vašich každodenných návykoch v oblasti wellness a premieňa vaše úsilie na jasné dáta. Táto príručka vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť, aby ste svoj prístroj Prysm iO™ využili na maximum – a aby ste aj naďalej napredovali na svojej ceste za osobným wellness.

## OBSAH BALENIA

1. prístroj Prysm iO™
2. stojan Prysm iO™
3. cestovné puzdro
4. kalibračný disk
5. čistiaca handrička z mikrovlákná
6. nabíjací kábel s USB-C portom
7. rýchly sprievodca



# ZOZNÁMENIE SA S PRÍSTROJOM PRYSM IO™



## ZAČNITE SVOJU CESTU S PRYSM IO™

### STIAHNITE SI APLIKÁCIU NU SKIN® Prysm iO™

Pred použitím prístroja si stiahnite aplikáciu Nu Skin® Prysm iO™ a podľa pokynov v aplikácii prístroj nastavte a kalibrujte. Vďaka tomuto spárovaní budete vedieť prístroj Prysm iO™ využiť na maximum. Svoj prístroj si takto môžete jednoducho nastaviť a získať prístup k informáciám pre inteligentnejšie a personalizovanejšie wellness.



## PRED SKENOVANÍM

Pred použitím prístroja Prysm iO™ ho musíte pripojiť a nastaviť.

### 1. krok

Stiahnite si aplikáciu Nu Skin® Prysm iO™.

### 2. krok

Zapnite prístroj, kontrolky budú blikať nabiele, čo znamená, že na pripojenie a nastavenie prístroja je potrebné postupovať podľa pokynov v aplikácii.

### 3. krok

Postupujte podľa pokynov v aplikácii a vykonajte kalibráciu prístroja pomocou dodaného kalibračného disku.

## AKO SKENOVAŤ

Pred použitím sa uistite, že je prístroj Prysm iO™ nabitý. Pokyny na nabíjanie nájdete na strane X.

### 1. krok

Prístroj zapnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. Červené svetlo v strede prístroja bude blikať, čo znamená, že prístroj je pripravený na skenovanie.

### 2. krok

Položte bruško ukazováka na prístroj tak, aby ste zakryli celú šošovku. Skenovanie sa spustí automaticky.

**Poznámka:** Počas skenovania majte prst pevne položený na šošovke.

### 3. krok

Počas skenovania budú kontrolky blikáť do kruhu.

Po skončení skenovania blikne jedna kontrolka, čo znamená, že sa podarilo odmerať vaše skóre.

### 4. krok

Svetelné kontrolky budú niekoľko sekúnd zobrazovať vaše farebné skóre a potom zhasnú. Prístroj je potom pripravený na vykonanie ďalšieho skenovania.

**Poznámka:** Ak sa nové skenovanie nespustí do 1 minúty, prístroj sa automaticky vypne.

## UŽITOČNÉ TIPY

#### Užitočný tip č. 1:

Skúste zakryť šošovku prístroja strednou časťou bruška prsta.



#### Užitočný tip č. 2:

Aby ste zaistili, že sa počas skenovania nepohnete, položte si ruku na rovný povrch.

## VAŠE SKÓRE PRYSM

Skóre Prysm vyjadruje hladiny karotenoidov vo vašej pokožke. Prístroj poskytuje skóre na základe farebnej škály a po pripojení k aplikácii Nu Skin® Prysm iO™ zobrazí vašu zodpovedajúcu číselnú hodnotu.

Červená farba  
označuje  
nižšiu hladinu  
karotenoidov  
v pokožke



Fialová farba  
označuje  
vyššiu hladinu  
karotenoidov  
v pokožke

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

- Prístroj je určený na použitie dospelými osobami staršími ako 18 rokov. Nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa s prístrojom nehrali deti. Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu prístroja. Tento prístroj používajte výlučne podľa pokynov uvedených v schválených školiacich materiáloch spoločnosti Nu Skin®.
- Počas skenovania sa nepozerajte priamo do objektívu.
- Nepokúšajte sa vymeniť batériu ani otvárať prístroj.
- V prípade, že je prístroj poškodený, nikdy ho nepoužívajte.
- Uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat.



- Tento prístroj je určený len na použitie v interiéri; nepoužívajte ho v exteriéri ani ho nevystavujte vonkajším podmienkam.
- Prístroj by sa mal nabíjať v interiéri a na dobre vetranom a suchom mieste.
- Nenechávajte prístroj nabíjať dlhšie ako hodinu po úplnom nabití batérie. Batéria obsahuje systémy, ktoré zabráňujú prehriatiu, ale nadmerné nabíjanie môže časom skrátiť jej životnosť.
- Prístroj nevystavujte nadmernému tlaku, vyhnite sa jeho pádom na zem a nepoškodzujte ho.
- Nedovoľte, aby sa prístroj dostal do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Prístroj Prysm iO™ obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu, ktorú nie je možné vymeniť. Aby ste predišli možnému zraneniu, nevystavujte prístroj vysokým teplotám. Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, oheň alebo ventilačné otvory. Nenechávajte v horúcom vozidle ani neskladujte na nadmerne prehrievaných miestach. Nenechávajte tento prístroj v chladnom alebo mrazivom prostredí. Pred prepravou prístroja alebo letom v lietadle sa obráťte na dopravnú spoločnosť.
- Prístroj používajte iba na skenovanie bruška prsta. Nepokúšajte sa skenovať iné časti tela alebo predmety.

**VAROVANIE:** Prístroj Prysm iO™ sa nabíja pomocou kábla USB typu C s certifikovaným adaptérom s podporou USB. Používajte iba kvalitný kábel USB typu C s nasledujúcimi parametrami: 5V 1A.

Ideálny priestor pre skladovanie a nabíjanie prístroja by mal mať izbovú teplotu v rozmedzí medzi 20 °C a 25 °C (68 °F až 77 °F).



## PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Prístroj a nabíjací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prístroj pravidelne kontrolujte, či nemá nejaké poškodenie, a nikdy ho nepoužívajte, ak sa zdá byť poškodený alebo pokazený, aby ste predišli zraneniam.
- Používajte iba podľa pokynov a na zdravú pokožku. Nepoužívajte, ak máte podráždenú pokožku, otvorené rany alebo vyrážky, alebo ak ste náchylní na pityriasis rosea alebo ak máte problematickú alebo nadmerne citlivú pokožku na prstoch.
- Nepoužívajte počas šoférovania, obsluhy iných zariadení alebo vykonávania akejkoľvek inej činnosti, pri ktorej by vás skenovanie mohlo vystaviť riziku zranenia.
- Na čistenie vášho prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazívne látky.
- Nepoužívajte ho počas kúpania alebo sprchovania. Neponárajte prístroj do vody.
- Neumiestňujte ani neskladujte svoj prístroj na miestach, kde by mohol spadnúť alebo by sa mohol ponoriť do vody.
- Prístroj nijako neupravujte.

Prístroj Prysm iO™ využíva rádiové signály na pripojenie k bezdrôtovým sieťam a prístroj Prysm iO™ tiež obsahuje magnety, ktoré vyžarujú elektromagnetické pole. Takéto magnetické polia môžu negatívne ovplyvniť prevádzku iných elektronických zariadení alebo rušiť správnu funkciu zdravotníckych pomôcok. Informácie o tom, či je potrebné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi zdravotníckou pomôckou a prístrojom Prysm iO™ alebo magnetickým stojanom, vám poskytne váš lekár a výrobca danej zdravotníckej pomôcky.



## Najlepšie postupy pre presné skenovanie

- Skenovanie s prístrojom Prysm iO™ by sa malo vykonávať na rovnom a vodorovnom povrchu.
- Pred skenovaním sa uistite, že máte prst čistý a suchý.
- Stred bruška prsta zarovnajte čo najpresnejšie k stredu skenovacej šošovky.
- Uistite sa, že váš prst úplne zakrýva šošovku, aby ste počas skenovania zabránili prístupu akéhokoľvek vonkajšieho svetla.
- Počas skenovania sa nehýbte.

## ÚDRŽBA

Pre správnu funkciu vášho prístroja Prysm iO™ dodržiavajte tieto dôležité pokyny.

### Čistenie prístroja

Po každom skenovaní použite na čistenie zariadenia priloženú handričku z mikrovlákná. Sklenený povrch šošovky by sa vždy mal udržiavať bez akýchkoľvek častíc, zvyškov alebo šmúh.

Ak je potrebné dôkladnejšie čistenie, utrite povrch mäkkým kusom tkaniny alebo papiera určeného na čistenie šošoviek, ktorý je namočený do 70 % izopropylalkoholu. Neponárajte prístroj do kvapaliny ani ho nedávajte pod tečúcu vodu. Vyhýbajte sa agresívnym alebo abrazívnym čistiacim prostriedkom, ktoré by mohli prístroj poškodiť.



## Skladovanie

Prístroj uložte do priloženého cestovného puzdra alebo na bezpečné miesto, aby bol chránený a v optimálnych podmienkach. Nesprávne skladovanie môže poškodiť skenovací objektív.

## Teplotné rozmedzie

Prístroj používajte a nabíjajte iba na chladnom a suchom mieste s teplotou od 20 °C do 25 °C (od 68 °F do 77 °F). Prístroj skladujte iba v prostredí s teplotou od 10 °C do 27 °C (od 50 °F do 80 °F).

## Nabíjanie

Keď je batéria prístroja takmer vybitá, prvá červená kontrolka trikrát blikne. Pred nabíjaním sa uistite, že prístroj aj nabíjačka sú úplne suché. Nenabíjajte prístroj na miestach, kde by mohol prísť do kontaktu s akoukoľvek kvapalinou.



Zapojte dodaný kábel do adaptéra a potom do elektrickej zásuvky. Potom zapojte druhý koniec kábla do portu USB-C prístroja.



**Upozornenie:** Aby ste predĺžili výdrž batérie, nenechávajte prístroj zapojený do zásuvky po úplnom nabití. Nepretržité nabíjanie môže časom zhoršiť životnosť batérie. Používajte iba dodaný nabíjací kábel Prysm iO™ a certifikovaný adaptér s USB-C portom (IEC/EN 62368-1).

## Riešenie problémov

Pre riešenie problémov s prístrojom Prysm iO™ navštívte stránku: [getprysmio.com/support](https://getprysmio.com/support)

## Údržba

Nepokúšajte sa prístroj opravovať doma. Spôsobí to zrušenie záruky. Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť sám používateľ. Informácie o servise nájdete v časti Záruka.

## Likvidácia prístroja a batérie



Prístroj Prysm iO™ likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Prístroj Prysm iO obsahuje elektronické komponenty a lítiovo-iónovú batériu, čo si vyžaduje, aby bol zlikvidovaný oddelene od komunálneho odpadu. V prípade, že živostnosť prístroja skončila, kontaktujte miestny úrad pre nakladanie s odpadom, kde sa dozviete o správnych možnostiach likvidácie a recyklácie elektroodpadu, ktorého súčasťou sú lítiové batérie.

## INFORMÁCIE O VÝMENE A ZÁRUKU

Spoločnosť Nu Skin® zaručuje, že prístroj bude bez chýb materiálu a výroby počas dvoch rokov od dátumu, kedy vám bol doručený. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktu v dôsledku nesprávneho používania alebo nehody. Ak dôjde k chybe produktu v rámci dvojročnej záručnej lehoty, kontaktujte miestne zákaznícke centrum spoločnosti Nu Skin®, kde vám umožnia jeho výmenu alebo opravu. Je možné, že bude potrebné predložiť oficiálny doklad o nákupe, na ktorom je uvedený dátum doručenia. Spoločnosť Nu Skin® si vyhradzuje právo preskúmať prístroj. Táto záruka nemá vplyv na vaše platné zákonné práva, ktoré sú špecifické pre krajinu zakúpenia. Tieto práva zostávajú chránené. Táto záruka platí v týchto krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Írsko, Juhoafrická republika, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.



Informácie o tom, ako spoločnosť Nu Skin® zhromažďuje, používa a zdieľa osobné údaje, nájdete na stránke:

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>

a pre informácie o tom, ako spoločnosť Nu Skin® zhromažďuje a používa údaje o zdraví spotrebiteľov, navštívte stránku: <https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

Logá App Store a Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

**Dôležité upozornenie:** Prysm iO™ nie je zdravotnícka pomôcka a nemal by sa používať ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva. Nie je určený na diagnostikovanie, liečbu, zmiernenie, ošetrovanie alebo prevenciu akejkoľvek choroby alebo zdravotného stavu ani na ovplyvnenie štruktúry a funkcie akejkoľvek časti tela. Pred akýmkoľvek rozhodnutím, ktoré sa týka vášho zdravia alebo celkovej psychickej a fyzickej pohody, sa vždy v prvom rade poraďte so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ak sa domnievate, že prístroj Prysm iO™ alebo jeho stojan môžu spôsobovať rušenie funkcie zdravotníckej pomôcky, okamžite prístroj prestaňte používať a kontaktujte svojho lekára.



# TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE O REGULAČNÝCH NARIADENIACH

| Typ rádiového<br>grafického<br>zariadenia | Popis                        | Frekvencia vysielača<br>(MHz) | Maximálny<br>vyžarovaný výkon<br>EIRP |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Bluetooth                                 | Nízka<br>spotreba<br>energie | 2 402 – 2 480                 | 1,72 dBm                              |

Model prístroja Prysm iO™: PD1R

Vstup: 5V  1A, 5W

Batéria: Lítium-iónová batéria 3,7 V 360 mAh



Stupeň ochrany krytom (IP) Hodnotenie: IP54

Čiastočne prachotesný a chránený proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch.

Relatívna vlhkosť: 10~95% RELATÍVNEJ VLHKOSTI

Určené len na použitie v interiéri. Maximálna nadmorská výška, vhodná pre prevádzkovanie prístroja: 2000 metrov.

## VYMEDZENIE SYMBOLOV

|                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | Batérie likvidujte podľa pokynov a v súlade s miestnymi nariadeniami |
|  | Priamy prúd                                                          |
|  | Ochrana triedy III pred úrazom elektrickým prúdom                    |
|  | Uchovávajte v suchu                                                  |
|  | Pred použitím si prečítajte návod                                    |



# VYHLÁSENIA O ZHODE



## Vyhľadanie EÚ o zhode (DoC)



My, spoločnosť NSE Products Europe BV sa sídlom na adrese Ode Vlascijen 8, 1900 Zwettum, Belgicko, vyhlasujeme na základe našej vyhlásenej zodpovednosti, že produkt:

Príjemný

Model: P500

SV = 1A, 5W, IP54

Príslušenstvo napájajúce batériu Li-Ion  
3,7 V, 300 mAh

na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ o harmonizácii: Smernica o rádiových zariadeniach (2014/53/EÚ), smernica RoHS (2011/65/EÚ) a jej anexa (II) (2015/863).

uplatní sa tieto harmonizované normy a technická špecifikácia:

- EN 62479-2:2015
- EN 62479-3:2017
- EN 61010-1:2016
- EN 61010-1:2016/A1:2018/AC:2019-04
- EN 61010-1:2016/A1:2018

Elektronogigantická kompatibilita (článok 3.1 písm. b) smernice o rádiových zariadeniach)

- EN IEC 61326-1:2021
- EN IEC 61326-2-2:2019+A1:2021
- EN 61326-2-3:2013/A1:2021
- EN 61326-2-4:2013/A1:2021
- EN 61326-2-5:2013/A1:2021

Podpis zodpovedajúceho výrobcu: NSE Products Europe BV, spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo: Ode Vlascijen 8, 1900 Zwettum, Belgicko



Vyhľadanie rádiových zariadení a opátia (článok 3.2 smernice o rádiových zariadeniach)

- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Smernica RoHS (2011/65/EÚ) a jej novelizovaná anexa (II) (2015/863)

- EN IEC 62321-3:2013
- EN IEC 62321-4:2013
- EN IEC 62321-5:2013
- EN IEC 62321-6:2013
- EN IEC 62321-7:2013
- EN IEC 62321-8:2013
- EN IEC 62321-9:2013
- EN IEC 62321-10:2013
- EN IEC 62321-11:2013
- EN IEC 62321-12:2013

Technická dokumentácia sa uchováva v:

NSE Products Europe BV, Ode Vlascijen 8, 1900 Zwettum, Belgicko.

Splnomocnený zástupca na účely v Spoločnom je: Michiel Sinet, prezident pre Európu a Afriku

Dátum vydania: 15. september 2025

Miesto vydania: Zwettum, Belgicko

Michiel Sinet  
Prezident pre Európu a Afriku

Podpis zodpovedajúceho výrobcu: NSE Products Europe BV, spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo: Ode Vlascijen 8, 1900 Zwettum, Belgicko





PRYSM iO™

ANVÄNDARMANUAL  
OCH DEKLARATION OM  
ÖVERENSSTÄMMELSE

# Verkligt intelligent välmående

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| PRODUKTÖVERSIKT                                       | 232 |
| INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN                              | 232 |
| LÄR KÄNNA PRYSM IO™                                   | 233 |
| STARTA DIN RESA MED PRYSM IO™                         | 233 |
| INNAN DU SKANNAR                                      | 234 |
| SÅ SKANNAR DU                                         | 234 |
| PROFFSTIPS                                            | 235 |
| DIN PRYSM SCORE                                       | 236 |
| SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH VARNINGAR                  | 236 |
| FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER                                 | 238 |
| UNDERHÅLL                                             | 239 |
| TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION OM<br>REGLER | 242 |
| DEFINITION AV SYMBOLER                                | 243 |
| DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE                       | 244 |



# PRODUKTÖVERSIKT

Välkommen till Prysm iO™ – din personliga port till intelligent, vetenskapligt underbyggt välmående. Prysm iO™ mäter karotenoidnivåerna i din hud.


Med Prysm iO™ slipper du gissa, tack vare ett personligt karotenoidvärde för huden (Prysm Score) som hjälper dig att få en tydligare inblick i dina dagliga vanor runt välmående och omvandlar dina ansträngningar till insikter. Med den här manualen får du vägledning genom allt du behöver veta för att få ut mesta möjliga av din Prysm iO™ – så att du kan hålla koll på din resa mot välmående.

## INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN

1. Prysm iO™-apparat
2. Prysm iO™-stativ
3. Resefodral
4. Kalibreringsskiva
5. Rengöringsduk av mikrofiber
6. USB-C-laddningskabel
7. Snabbstartsguide



# LÄR KÄNNA PRYSM IO™



## STARTA DIN RESA MED PRYSM IO™

### LADDA NED NU SKIN® Prysm iO™-APPEN

Innan du använder apparaten ska du ladda ner Nu Skin® Prysm iO™-appen och följa instruktionerna i appen för att ställa in och kalibrera apparaten. Denna kraftfulla parkoppling ger dig tillgång till hela Prysm iO™-upplevelsen. Du kan enkelt konfigurera apparaten och få insikter för smartare och mer personligt anpassat välmående.



## INNAN DU SKANNAR

Innan du använder din Prysm iO™ måste du ansluta och ställa in apparaten.

### Steg 1.

Ladda ned Nu Skin® Prysm iO™-appen.

### Steg 2.

Slå på apparaten. Indikatorlamporna blinkar vitt och indikerar att du måste följa instruktionerna i appen för att ansluta och ställa in apparaten.

### Steg 3.

Följ instruktionerna i appen för att kalibrera apparaten med hjälp av den medföljande kalibreringsskivan.

## SÅ SKANNAR DU

Kontrollera att Prysm iO™-apparaten är laddad före användning. Du hittar laddningsinstruktioner på sidan X.

### Steg 1.

Slå på apparaten genom att trycka på strömknappen. En röd lampa i mitten av apparaten blinkar för att indikera att apparaten är redo att skanna.

### Steg 2.

Placera pekfingret på apparaten så att det täcker hela linsen. Skanningen startar automatiskt.

**Obs!** Se till att inte ta bort fingret från linsen under skanningen.



### Steg 3.

Indikatorlamporna skapar ett cirklande mönster under skanningen.

När det är klart blinkar en enda lampa för att visa din poäng.

### Steg 4.


Indikatorlamporna visar din färgpoäng under några sekunder innan de släcks. Apparaten är nu redo att utföra en ny skanning.

**Obs!** Om en ny skanning inte initieras inom 1 minut stängs apparaten automatiskt av.

## PROFFSTIPS

### Proffstips 1:

Försök att täcka apparatens lins med den mittersta delen av din fingertopp.



### Proffstips 1:

Försök att täcka apparatens lins med den mittersta delen av din fingertopp.

## DIN PRYSM SCORE

Prysm Score återspeglar karotenoidnivåerna i din hud. Apparaten ger en färgbaserad poäng och när den är ansluten till Nu Skin® Prysm iO™-appen visas ditt motsvarande numeriska värde.



## SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH VARNINGAR

- Enheten är avsedd att användas av vuxna över 18 år. Den är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med begränsad erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn. Använd endast apparaten enligt anvisningarna i godkänt utbildningsmaterial från Nu Skin®.
- Undvik att titta direkt in i apparatens lins när den utför en skanning.
- Försök inte byta ut batteriet eller öppna apparaten.
- Använd aldrig apparaten om den ser ut att vara skadad.
- Förvaras oåtkomligt för husdjur.



- Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk; använd den inte i och utsätt den inte för utomhusförhållanden.
- Apparaten bör laddas inomhus och på väl ventilerade, torra platser.
- Låt inte apparaten stå och ladda i mer än en timme efter att batteriet är fulladdat. Batteriet har system för att undvika överhettning men överladdning kan minska batteriets livslängd med tiden.
- Krossa inte, tappa inte och skada inte apparaten.
- Låt inte apparaten komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Prysm iO™ innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri som inte är utbytbart. Utsätt inte apparaten för värme för att undvika risken för skador. Förvara inte apparaten nära en värmekälla såsom element, brasa eller värmefläkt. Låt den inte ligga i ett varmt fordon och förvara den inte på alltför varma platser. Lämna inte apparaten i en kall eller iskall miljö. Rådfråga transport-/flygbolaget innan du tar med dig denna apparat på ett flyg eller skickar den.
- Använd endast apparaten för att skanna din fingerspets. Försök inte att skanna andra kroppsdelar eller föremål.

**VARNING:** Prysm iO™-apparaten laddas med en USB-kabel av typ C med certifierad USB-kompatibel adapter. Använd endast en USB-kabel av typ C av god kvalitet med följande klassificeringar: 5 V 1 A.

Idealisk förvaring och laddning av enheten sker i rumstemperatur, mellan 20 °C och 25 °C (68 °F till 77 °F).



## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Förvara apparaten och laddningskabeln utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet om apparaten har fått några skador. För att undvika personsador ska apparaten aldrig användas om den ser ut att vara skadad.
- Använd endast enligt anvisningarna på frisk hud. Använd inte om du har öppna sår eller utslag, lätt drabbas av pityriasis rosea eller om du har problemhy eller överkänslig hud på fingrarna.
- Använd den inte när du kör bil, använder maskiner eller ägnar dig åt någon annan aktivitet där en skanning kan utsätta dig för skaderisk.
- Använd inte starka kemikalier eller slipmedel på apparaten.
- Använd den inte när du badar eller duschar. Sänk inte ner apparaten i vatten.
- Placera eller förvara inte apparaten så att den kan falla eller dras ner i vatten.
- Modifiera inte apparaten på något sätt.

Prysm iO™ använder radiosignaler för att ansluta till trådlösa nätverk och Prysm iO™ innehåller magneter som avger elektromagnetiska fält. Sådan strålning kan påverka driften av annan elektronisk utrustning negativt eller störa medicintekniska produkter. Kontakta din läkare och tillverkaren av den medicintekniska produkten för information om huruvida du behöver hålla ett säkert avstånd mellan den medicintekniska produkten och Prysm iO™ eller magnetstativet.



## Bästa praxis för korrekta skanningar

- Prysm iO™ ska stå på en plan och jämn yta när skanning utförs.
- Se till att ditt finger är rent och torrt innan du skannar.
- Placera mitten av fingertoppen så nära mitten av skanningslinsen som möjligt.
- Se till att fingret täcker linsen helt för att blockera allt externt ljus under skanningen.
- Undvik att röra dig under skanningen.

## UNDERHÅLL

Följ dessa viktiga anvisningar för att se till att din Prysm iO™-apparat fungerar som den ska.

### Rengöring av apparaten

Använd den medföljande mikrofiberduken för att rengöra apparaten efter varje skanning. Glasrutan ska alltid hållas fritt från partiklar, rester och fläckar.

Om ytterligare rengöring behövs kan du torka av med 70 % isopropylalkohol på en mjuk trasa eller ett papper avsett för linsrengöring. Sänk inte ner apparaten i vätska och placera den inte under rinnande vatten. Undvik starka eller frätande rengöringsmedel som kan skada apparaten.



## Förvaring

Förvara apparaten i det medföljande resefodralet eller på en säker plats för att hålla den skyddad och i optimalt skick. Felaktig förvaring kan skada skanningslinsen.

## Temperatur

Använd och ladda apparaten endast på en sval och torr plats, mellan 20 °C och 25 °C (68 °F och 77 °F). Förvara endast apparaten i miljöer mellan 10 °C och 27 °C (50 °F och 80 °F).

## Laddning

När apparatens batteri är svagt blinkar den första röda indikatorlampan tre gånger. Kontrollera att apparaten och laddaren är helt torra före laddning. Ladda inte apparaten på platser där den kan komma i kontakt med vätska.



Anslut den medföljande kabeln till en adapter och sedan till ett vägguttag. Anslut sedan den andra änden av kabeln till apparatens USB-C-port.



**Varning:** För att spara på batteriet bör du inte lämna apparaten inkopplad efter att den är fulladdad. Kontinuerlig laddning kan försämra batteriet över tid. Använd endast den medföljande Prysm iO™-laddningskabeln och en certifierad (IEC/EN 62368-1) USB-C-anpassad adapter.

## Felsökning

För felsökning av Prysm iO™ ska du besöka [getprysmio.com/support](https://getprysmio.com/support)

## Underhåll

Försök inte att reparera apparaten på egen hand. Om du gör det hävs alla eventuella garantier. Det finns inga delar inuti som kan bytas ut av användaren. Se avsnittet om garanti för information om service.

## Kassering av apparat och batteri



Du måste göra dig av med Prysm iO™-apparaten på ett korrekt sätt enligt lokala lagar och förordningar. Enheten innehåller elektroniska komponenter och ett litiumjonbatteri, som måste kasseras separat från hushållsavfall.

När apparaten är uttjänt ska du kontakta din lokala avfallshanteringsavdelning för att få information om korrekt avfallshantering och återvinningsalternativ för elektronik med litiumbatterier i ditt område.

## INFORMATION OM ERSÄTTNING OCH GARANTI

Nu Skin® garanterar att din apparat är fri från defekter i material och sammansättning i två år från leveransdatum. Garantin täcker inte skador på produkten som uppstått genom olyckor eller felhantering. Om apparaten går sönder inom tvåårsperioden ska du kontakta din lokala Nu Skin®-support för reparation eller byte av produkt. Du kan bli ombedd att uppvisa ett inköpskvitto som visar inköpsdatum. Nu Skin® förbehåller sig rätten att undersöka apparaten. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i inköpslandet, dessa kvarstår oförändrade. Garantin är giltig i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

För information om hur Nu Skin® samlar in, använder och delar personuppgifter kan du besöka

<https://legal.nuskin.com/privacy.html>

och för information om hur Nu Skin® samlar in och använder hälsodata från konsumenter ska du besöka <https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy>

App Store och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple, Inc., registrerade i USA och på andra marknader. Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

**Viktigt meddelande:** Prysm iO™ är inte en medicinteknisk produkt och ska inte användas som ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Den är inte avsedd att diagnosticera, bota, lindra, behandla eller förebygga någon sjukdom eller något medicinskt tillstånd, eller att påverka strukturen och funktionen hos någon del av kroppen. Rådgör alltid med din vårdgivare innan du fattar beslut som rör din hälsa eller ditt välmående. Om du tror att Prysm iO™ eller stativet kan störa en medicinteknisk produkt ska du omedelbart sluta använda den och kontakta din vårdgivare.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION OM REGLER

| Typ av radio | Beskrivning | Sändningsfrekvens (MHz) | Maximal utstrålad effekt EIRP |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| Bluetooth    | Låg energi  | 2402–2480               | 1,72 dBm                      |

Prysm iO™-apparat av modell: PD1R

Ingångseffekt: 5 V  $\overline{\text{---}}$  1 A, 5 W

Batteri: Litiumjonbatteri 3,7 V 360 mAh

 Kapslingsklassning (IP) Betyg: IP54

Skyddad mot begränsad damminträngning och vattenstänk från alla riktningar.

Relativ luftfuktighet: 10~95 % RH

Endast avsedd för inomhusbruk. Maximal driftshöjd:  
2 000 meter.

## DEFINITION AV SYMBOLER

|                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Kassera batteriet i enlighet med anvisningarna för din hemort |
|  | Likström                                                      |
|  | Klass III-skydd mot elektrisk stöt                            |
|  | Håll apparaten torr                                           |
|  | Läs manualen före användning                                  |

# DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE



## EU-deklaration om överensstämmelse



Vi, NIS Products Europe BVBA, med huvudkontor på adressen De Vrieldaan 8, 1930 Zaventem, Belgien, tillagar under eget ansvar ett produkt

Proyen 42  
Muskel PEEK

5 V + 1 A, 5 W, IP54

Lösningsskärmar driven enhet  
3,7 V, 300 mAh

som denna deklaration berör överensstämmer med de bestämmelser som finns i Unionens relevanta harmoniseringsförfattningar direktivet om radiostrålning (2014/53/EU), RoHS-direktivet (2011/65/EU) och dess ändring (EU) 2015/863.

Följande harmoniseringsstandarder och tekniska specifikationer har tillämpats:

- EN 62479: 2019
- EN 60962: 2017
- EN 61816-1: 2019
- EN 61816-1: 2019 A1: 2019 A2: 2019-04
- EN 61816-1: 2019 A1: 2019

Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.2(a) i direktivet om radiostrålning)

- EN IEC 61326-1: 2021
- EN IEC 61000-3-2: 2019 A1: 2021
- EN 61000-3-2: 2019 A2: 2021
- EN 301 489-1 V2: 2.2 (2019-1)
- EN 301 489-17 V2: 2.1 (2019-08)

Den underskrift som står på denna deklaration ska vara en kopia av den underskrift som står på den ursprungliga dokumentet. Den underskrift som står på denna deklaration ska vara en kopia av den underskrift som står på den ursprungliga dokumentet.



Utfärdning av radiostrålningsspektrum (artikel 3.2 i direktivet om radiostrålning)

- ETSI EN 300 328 V2: 2.2 (2019-07)

RoHS-direktivet (2011/65/EU) och dess ändringsdirektiv (EU) 2015/863

- EN IEC 62321-3: 2013
- EN IEC 62321-4: 2013
- EN IEC 62321-7: 1: 2018
- EN IEC 62321-7: 2: 2017
- EN IEC 62321-4: 2013 A1: 2017
- EN IEC 62321-4: 2018
- EN IEC 62321-4: 2017

Den tekniska dokumentationen förvaras på adressen:

NIS Products Europe BV, De Vrieldaan 8, 1930 Zaventem, Belgien.

Den behöriga representanten inom EU är: Michael Sinat, President Europa & Afrika

Utfärdningsdatum: 11 september 2023  
Plats för utfärdaren: Zaventem, Belgien

Michael Sinat  
President Europa & Afrika

Den underskrift som står på denna deklaration ska vara en kopia av den underskrift som står på den ursprungliga dokumentet. Den underskrift som står på denna deklaration ska vara en kopia av den underskrift som står på den ursprungliga dokumentet.





PRYSM iO™



PRYSM iO™

NSE Products Europe BV, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgium

Imported by:

**UK** Nu Skin United Kingdom LTD, 11th floor,  
3 Piccadilly Place, Manchester, M1 3BN, United Kingdom

**ZA** Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) LTD, 22 Magwa Crescent, Waterfall  
City, Ground & 1st Floor, Midrand 1882, South Africa

©2026 NSE Products, Inc. - [www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)